



Симулятор пальпации при конской колике

С возможностью венепункций шеи и внутримышечных инъекций

Ощутите новый уровень практической подготовки в работе с лошадьми с помощью симулятора пальпации при коликах у лошади — реалистичной, анатомически точной модели, разработанной для повышения качества ветеринарного образования и развития практических навыков. Смоделирован по образцу лошади породы Quarter Horse в натуральную величину, этот универсальный симулятор позволяет уверенно выполнять основные процедуры, включая диагностику колик посредством ректальной пальпации, искусственное осеменение, абдоминальную пункцию и техники доступа к сосудам.

Для ещё большей универсальности он включает съёмную модель шеи лошади для венепункции и внутримышечных инъекций, обеспечивающую реалистичную практику забора крови из яремной вены, установки катетера и внутримышечных инъекций. Будь то использование в составе интегрированной системы или как автономное устройство, этот симулятор обеспечивает аутентичный, воспроизводимый учебный опыт, который развивает уверенность, точность и мастерство выполнения процедур.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

• Реалистичное телосложение лошади

Смоделирована по образцу лошади породы Quarter Horse в натуральную величину. Прочная конструкция из эпоксидной смолы/стеклопластика со стальным усилением и водоотталкивающими материалами для легкой очистки.

• Детализированная внутренняя анатомия

- 5-секционный надувной латексный ЖКТ: правые и левые вентральные отделы ободочной кишки, правые и левые дорсальные отделы ободочной кишки, слепая кишка, плюс секция тонкой кишки длиной 3 метра.
- Селезенка и левая почка соединены реноспленической связкой.
- Пальпируемая аорта с имитированным пульсом.
- Реалистичная матка с шейкой матки, уретрой и широкой связкой матки.
- Три сменных набора яичников: анэструс, эструс и эструс с фолликулами.

• Функция абдоминальной пункции

Сменная прокладка, резервуар для жидкости и пальпируемая белая линия (linea alba) обеспечивают реалистичную отработку взятия проб и сбора жидкости.

• Внешние особенности

Съемный хвост, мягкая панель промежности, реплика таза из полиуретана и надувная виниловая прямая кишка обеспечивают точную пальпацию и выполнение манипуляций.

• Съемный модуль шеи и головы

Модель для венепункции шеи лошади и внутримышечных (IM) инъекций отсоединяется для автономного использования или интеграции с симулятором.

Особенности включают:

- Пальпируемые яремные вены
- Сменная латексная вена
- Система вен под давлением, имитирующая кровоток
- Износостойкая оболочка с гривой
- Участок для внутримышечной (IM) инъекции
- Мягкая силиконовая голова с гибкими ушами и

детализированными лицевыми ориентирами для инъекций

Симулятор колик у лошади для пальпации со стойкой | 1025584

Симулятор колик у лошади для пальпации | 1025566



НАВЫКИ С ПЕРВОГО ДНЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИМУЛЯТОРА

С помощью симулятора пальпации при коликах у лошадей обучающиеся могут:

- Распознавать колики и проводить ректальные обследования для локализации ключевых органов, таких как селезенка, почка и матка
- Практиковать искусственное осеменение и другие репродуктивные процедуры, используя реалистичную внутреннюю анатомию
- Выполнять пункцию брюшной полости для забора жидкости с тактильной точностью
- Выполнять сосудистые процедуры, включая пункцию яремной вены для взятия крови и установку катетера с использованием съемного шейного модуля
- Совершенствовать техники внутримышечных инъекций, используя четко определённые анатомические ориентиры

Модель шейной венепункции и внутримышечной инъекции для лошадей съемная с корпуса лошади и может использоваться как автономный блок. Она также доступна для отдельной покупки.

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ

Яремные вены лошади (набор из 10)	1025577
Пункция брюшной полости у лошади	1025567
Аорта лошади	1025596
Таз для моделирования колик у лошади	1025574
Пищеварительный тракт лошади с тонкой кишкой	1025575
Почка лошади	1025597
Грива для венепункции шеи лошади	1025571
Кожное покрытие для венепункции шеи лошади, чёрное	1025569
Венепункция шеи у лошади и внутримышечная	1025599
Инъекция со стойкой	1025581
Набор яичников лошади в футляре	1025581
Модель репродуктивного тракта лошади	1025572
Тонкая кишка лошади	1025573
Селезенка лошади	1025578



ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА, ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com