



DİKİŞ EĞİTİM PEDLERİ

KULLANIM KILAVUZU

1025667, 1025669, 1025668

DİKİŞ EĞİTİM PEDLERİ

> MEVCUT DİKİŞ PEDİ MODELLERİ

Çok Katmanlı Dikiş Eğitim Pedleri	1025669
İç Boş Organ Dikiş Eğitim Pedleri	1025667
Köpek Çok Katmanlı Dikiş Eğitim Pedleri	1025668



> ÇOK KATMANLI DİKİŞ EĞİTİM PEDLERİ

Çok Katmanlı Dikiş Eğitim Pedleri, dermis, subkutan tabaka, linea ve transvers fasyayı temsil eden dört (4) katmandan oluşmaktadır. El yapımı süreçten kaynaklanan kalınlık farklılıkları, eğitim/dikiş yüzeyinde çeşitlilik sağlamaktadır.

> İÇİ BOŞ ORGAN DİKİŞ PEDLERİ

Bu pedler, boş bir organı temsil etmek amacıyla tasarlanmış tek (1) katmandan oluşur. El yapımı üretim süreci sonucunda ortaya çıkan kalınlık farklılıkları, eğitim/dikiş yüzeyinde çeşitlilik sağlar.

> KÖPEK DİKİŞ PEDLERİ

Köpek Çok Katmanlı Dikiş Eğitim Pedleri, dermis, subkutan doku, linea ve transversal fasya temsili oluşturacak şekilde dört (4) katmandan meydana gelmektedir.

Bu model, VSI Köpek Kısırlaştırma Simülatörü üzerinde referans noktası olarak kullanılan meme uçları ve göbek deliğini içermektedir. El işçiliği sürecinden kaynaklanan kalınlık farklılıkları, eğitim/dikiş yüzeyinde çeşitlilik sağlamaktadır.



NOT:

- Pedler, zamanla sızabilen silikon yağlar içerdiğinden, gözenekli yüzeylerde leke meydana gelebilir. Poşetten çıkarıldıktan sonra, gerekirse yağ kalıntısını gidermek için pedler sabunlu suyla yıkanmalıdır. Silikon yağ kalıntısı, fosfat bazlı deterjan ve su karışımıyla temizlenebilir.
- Deri, göz ve gözenekli yüzeylerle temasından kaçının.
- Pedleri, kullanılmadığı sürece poşet içinde saklayın.

> DİKİŞ PEDİ EĞİTİM TABANI

Taban (1025666) iki köpük somunla birlikte verilir. Katı köpük somun, çok katmanlı dikiş yastığı ile kullanılır. Çevresel köpük somun ise boşluklu organ dikiş yastığı için olup, kullanılmadığında tabanın içine yerleştirilebilir.

Tabanın altındaki emiş pedleri, pürüzsüz bir çalışma yüzeyine en etkili şekilde yapışır.

Taban ünitesi ve köpük somunlar sabun ve su ile temizlenmelidir. Sert kimyasallar veya çözücüler, plastik ve/veya köpüğü bozabilir.

Dikiş eğitim pedlerini, pedlerdeki delikleri tabandaki pimlerin üzerinden geçirerek yerleştirin.

DİKİŞ EĞİTİM PEDLERİ

> İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com