



VARRATGYAKORLÓ PÁRNÁK

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

1025667, 1025669, 1025668

VARRATGYAKORLÓ PÁRNÁK

> VARRATGYAKORLÓ PÁRNA TÍPUSAINK:

Többrétegű varrás gyakorló párna	1025669
Üregi szerv varrás gyakorló párna	1025667
Kutya többrétegű varrás gyakorló párna	1025668



> TÖBBRÉTEGŰ VARRÁSGYAKORLÓ PÁRNÁK

A többrétegű varrásgyakorló párna négy (4) rétegből áll, melyek a dermist, a bőr alatti réteget, a lineát és a keresztirányú fasciát képviselik. A kézzel készített eljárásból eredő vastagsági eltérések változatosságot biztosítanak a tréning/varrási felületén.

> ÜREGES SZERVEK VARRATPÁRNÁI

Ezek a párnák egy (1) rétegből állnak, melyek egy üreges szerv modelljének megalkotását szolgálják. A kézműves előállításból eredő vastagságbeli egyenetlenségek változatosságot kölcsönöznek a tréning/varrási felületnek.

> KUTYAI SEBVARRAT-PÁRNÁK

A kutya többrétegű varrásgyakorló párna négy (4) rétegből áll, amelyek a dermist, a bőr alatti réteget, a lineát és a keresztirányú fasciát képviselik. Ebben a modellben mellbimbók és köldök is megtalálható, amelyeket a VSI kutya ivartalanítási szimulátor esetében jelölőpontként alkalmaznak. A kézzel készített eljárásból származó vastagságbeli különbségek változatosságot biztosítanak a gyakorlási és varrási felületen.



MEGJEGYZÉS:

- A párnák szilikonolajat tartalmaznak, melyek idővel kioldódhatnak és elszínezhetik a porózus felületeket. Amennyiben eltávolítja őket a táskából, szükség esetén szappannal és vízzel tisztítsa meg az olajos maradványokat. A szilikonolaj-maradványok foszfát alapú tisztítószerrel és vízzel keverve eltávolíthatók.
- Kerülje a bőrrel, szemmel és a porózus felületekkel történő érintkezést.
- A párnákat használaton kívül tartsa a táskában.

> VARRÁSTECHNIKAI GYAKORLÓ ALAPLAP

Az alap (1025666) két habbetéttel érkezik. A masszív habbetét a többrétegű varrásgyakorló párna használatához készült. A kerületi habbetét az üreges szervek varratgyakorló párna alkalmazására szolgál, és nem használat esetén az alapon belül tárolható.

Az alap alján elhelyezkedő szívóbetétek a legjobban sima munkafelülethez tapadnak.

Az alapegységet és a habbetéteket szappanos vízzel kell tisztítani, mivel az erős vegyszerek vagy oldószerek károsíthatják a műanyagot és/vagy a habot.

A suture training pads telepítéséhez húzza át a betétekben lévő lyukakat az alapon található rögzítő tűk felett.

VARRATGYAKORLÓ PÁRNÁK

> ELÉRHETŐSÉGEK



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com