



ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

➤ В НАЛИЧИИ ВАРИАНТЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МАКЕТОВ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

Многоуровневые тренировочные подложки для наложения швов	1025669
Тренировочные подложки для наложения швов при операциях на полых органах	1025667
Многоуровневые тренировочные подложки для наложения швов для собак	1025668



➤ МНОГОУРОВНЕВЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОДЛОЖКИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

Многоуровневые тренировочные подложки для наложения швов состоят из четырех (4) слоев, имитирующих дерму, подкожный слой, линию и поперечную фасцию.

Непостоянство толщины, обусловленное ручным процессом изготовления, обеспечивает разнообразие тренировочной/шовной поверхности.

➤ ПРОКЛАДКИ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА ПОЛЫХ ОРГАНАХ

Эти прокладки состоят из одного (1) слоя, имитирующего полый орган.

Различия в толщине являются результатом ручного изготовления и обеспечивают разнообразие обучающих поверхностей для наложения швов.

➤ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ У СОБАК

Многоуровневые тренировочные накладки для наложения швов для собак состоят из четырех (4) слоев, имитирующих дерму, подкожную клетчатку, линию и поперечную фасцию.

Модель также оснащена сосками и пупком, служащими ориентиром при работе на тренажере для стерилизации собак VSI.

Неровности в толщине, образующиеся вследствие ручного изготовления, создают разнообразие поверхности для тренировки наложения швов.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Подушечки содержат силиконовые масла, которые со временем могут выделяться, оставляя следы на пористых поверхностях. После извлечения из упаковки подушечки необходимо промыть с мыльной водой для удаления масляных остатков, если это требуется. Остатки силиконового масла можно удалить с поверхности с помощью моющего средства на основе фосфатов, разведённого в воде.
- Избегать контакта с кожей, глазами и пористыми поверхностями.
- Хранить подушечки в упаковке, когда они не используются.

➤ УЧЕБНАЯ БАЗА ДЛЯ ПРАКТИКИ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

Основание (1025666) поставляется с двумя пеновыми вставками. Твердая пеновая вставка предназначена для использования с многоуровневой шовной подложкой, а периметровая – с подложкой для имитации полых органов и может храниться внутри основания, когда не применяется.

Присоски, расположенные на нижней части основания, обеспечивают оптимальное сцепление с гладкой рабочей поверхностью.

Основание и пеновые вставки следует очищать с мылом и водой, так как агрессивные химические вещества или растворители способны повредить пластик и/или пену.

Установите тренировочные шовные подложки, протянув их отверстия через штифты в основании.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

➤ КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com