



SONOtrain™ Gallbladder model

P122 | 1019638 & XP122 | 1019653

Gallenblasenmodell | Modello di cistifellea | Modèle de vésicule biliaire | Modelo de vesícula biliar |
Modelo de vesícula biliar | 胆嚢模型//胆嚢検査ブロック | Модель желчного пузыря | 胆嚢 |
Safra kesesi modeli | 담낭 모형

1

- EN: Gallbladder: 90 x 30 mm; two stones in the gallbladder: approx. \varnothing 10 mm; a stone in the canal: \varnothing 8 mm
 DE: Gallenblase: 90 x 30 mm; zwei Steine in der Gallenblase: ca. \varnothing 10 mm; ein Stein im Kanal: ca. \varnothing 8 mm
 ES: Vesícula biliar: 90 x 30 mm; dos cálculos en la vesícula: aprox. \varnothing 10 mm; un cálculo en el canal: aprox. \varnothing 8 mm
 FR: Vésicule biliaire : 90 x 30 mm; Deux calculs dans la vésicule biliaire : \varnothing environ 10 mm; Un calcul dans le canal : \varnothing environ 8 mm
 PT: Vesícula biliar: 90 x 30 mm; dois cálculos na vesícula biliar: aprox. \varnothing 10 mm; um cálculo no canal: aprox. \varnothing 8 mm
 IT: Cistifellea: 90 x 30 mm; due calcoli nella cistifellea: ca. \varnothing 10 mm; un calcolo nel canale: ca. \varnothing 8 mm
 JP: 胆嚢: 90 x 30 mm; 胆嚢内の胆石2個: 約 \varnothing 10 mm; 胆嚢内の胆石1個: 約 \varnothing 8 mm
 RU: Желчный пузырь: 90 x 30 мм; два камня в желчном пузыре: \varnothing около 10 мм; камень \varnothing 8 мм в канале
 CN: 胆嚢: 90 x 30 mm; 在胆嚢里有两块石头: 直径大约10 mm; 在胆嚢管里有一块石头: 直径8 mm
 TR: Safra kesesi: 90 x 30 mm; safra kesesinde iki taş yaklaşık \varnothing 10 mm; kanalda bir taş: \varnothing 8 mm
 KR: 담낭: 90 x 30 mm; 담낭의 두개의 담석: 약 \varnothing 10mm; 담낭관의 한 개의 담석: \varnothing 8 mm

2

- EN: Gallbladder: 90 x 30 mm (inner dimensions); Gallbladder wall: 5-6 mm thick; a stone in the gallbladder: approx. \varnothing 10 mm
 DE: Gallenblase: 90 x 30 mm (Innenmaße); Gallenblasenwandung: 5-6 mm dick; ein Stein in der Gallenblase: ca. \varnothing 10 mm
 ES: Vesícula biliar: 90 x 30 mm (medida interior); Pared vesical: grosor 5-6 mm; con cálculos en la vesícula: aprox. \varnothing 10 mm
 FR: Vésicule biliaire : 90 x 30 mm (dimensions intérieures); Paroi de la vésicule biliaire : épaisseur 5-6 mm; Un calcul dans la vésicule biliaire : \varnothing environ 10 mm
 PT: Vesícula biliar: 90 x 30 mm (dimensões internas); Paredes da vesícula biliar: 5-6 mm de espessura; um cálculo na vesícula biliar: aprox. \varnothing 10 mm
 IT: Cistifellea: 90 x 30 mm (massa interna); Parete della cistifellea: spessore 5-6 mm; Un calcolo nella cistifellea: ca. \varnothing 10 mm
 JP: 胆嚢: 90 x 30 mm (内寸); 胆壁: 厚み 5~6 mm; 胆嚢内に胆石1個: 約 \varnothing 10 mm
 RU: Желчный пузырь: 90 x 30 мм (внутренние размеры); Стенка желчного пузыря: толщина 5-6 мм; Камень в желчном пузыре: \varnothing около 10 мм
 CN: 胆嚢: 90 x 30 mm (内部尺寸); 胆嚢壁: 厚5-6 mm; 在胆嚢里有一块石头: 直径大约10 mm
 TR: Safra kesesi: 90 x 30 mm (iç boyutları); Safra kesesi duvarı: 5-6 mm kalınlığında; safra kesesinde bir taş: yaklaşık \varnothing 10 mm
 KR: 담낭: 90 x 30 mm (내부지름); 담낭벽: 5-6 mm 두께; 담낭의 한 개의 담석: 약 \varnothing 10mm

3

- EN: Gallbladder: 95 x 35 mm with sludge
 DE: Gallenblase: 95 x 35 mm mit Sludge
 ES: Vesícula biliar: 95 x 35 mm con sedimento
 FR: Vésicule biliaire : 95 x 35 mm avec engorgement
 PT: Vesícula biliar: 95 x 35 mm com lodo
 IT: Cistifellea: 95 x 35 mm con sludge
 JP: 胆嚢: 95 x 35 mm, 内部に胆泥
 RU: Желчный пузырь: 95 x 35 мм с билиарным сладжем
 CN: 胆嚢: 95 x 35 mm, 带胆泥
 TR: Safra kesesi: 95 x 35 mm (safra çamuru)
 KR: 담낭: 95 x 35 mm와 담즙찌꺼기