

ANATOMI

Modelinizi Temizleme



➤ 3B Scientific® Anatomi Modelinizi temizlemek için hızlı bir kılavuz*

„Yüzeylerdeki koronavirüs hakkında bilinmesi gereken en önemli şey yaygın ev dezenfektanları ile kolayca temizlenebilmeleridir. Çalışmalar COVID-19 virüsünün plastik ve paslanmaz üzerinde 72 saate kadar. Çelik, bakırda 4 saatten az ve kartonda 24 saatten az yaşayabildiğini göstermiştir.“

– Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Geçtiğimiz haftalarda, Müşteri Hizmetleri ekiplerimiz 3B Scientific® anatomi modellerinin düzgün bir şekilde temizlenmesi hakkında sık sık sorular aldılar. Bu nedenle, bazı pratik önerilerle sizin için hızlı bir rehber oluşturmaya karar verdik.

3B Scientific® anatomi modelleri en kaliteli malzemelerden üretilmiştir ve sadece uzun ömürlü renkler kullanılmıştır. Parçalarını ve boyasını güvende tutarken anatomi modelinizi temizlemek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.



Adım 1:

Anatomi modelinizin tüm parçalarını sökün ve sterilize edilmiş bir yüzeye koyun.

Önemli: Dezenfeksiyon için, lütfen bileşimlerinde alkol içermeyen dezenfektanlar kullanın, örneğin amonyum kuaterner içeren dezenfektanlar. Alkol anatomik modelinizin boyasına zarar verebilir, bu tür hasarlar ürün garantisinin dışında bırakılır.



Adım 2:

Dezenfektanı tüm parçalara eşit şekilde uygulamak için lütfen eldiven giyin. Alternatif olarak, yüzey ılık/sıcak su veya sabun/ deterjan gibi yumuşak temizleme maddeleri ile temizlenebilir.

Adım 3:

Kullandığınız dezenfektanın talimatlarını izleyin. Bazı üreticiler dezenfektanın birkaç dakika bekletilmesini öneriyor.

Adım 4:

Modelin iyice kurummasını bekleyin. Kalan dezenfektanı silin ve yeniden takmadan ve saklamadan önce tüm parçaların tamamen kurummasını bekleyin.

Bu prosedür her kullanımdan sonra tekrarlanmalıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen 3B Scientific Müşteri Hizmetleri ekibinizle iletişime geçin.

* Feragatname: Virüslerin, bakterilerin ve mikropların hala modelde kalması mümkündür.
** ÖNEMLİ: Alkol parçalara zarar verebilir, lütfen uygulamadan önce ürünün kompozisyonunu okuyun.



DAHA FAZLA BILGI ÇEVİRİMİÇİ OLARAK 3BSCIENTIFIC.COM



3B Scientific TR

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10-C Blok Daire 111 • 34235 Tekstilkent (A24 Blok No:32) • Esenler • İstanbul • Türkiye
Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801 • E-Mail: info.tr@3bscientific.com • 3bscientific.com.tr