

ACUPUNTURA

Estimado lector:

En las siguientes páginas encontrará numerosos productos para ofrecer un tratamiento óptimo a sus pacientes y para equipar su sala de terapias.

La nueva aguja SEIRIN® Tipo-M cuenta con la tecnología más moderna para la punción gracias a su aplicador renovado y a un mango más largo para una mejor sujeción. En la página 11 encontrará más información al respecto. SEIRIN® representa las agujas de mas alta calidad las cuales son gentiles y fáciles de utilizar. La portada muestra el Tipo-J: la aguja es especialmente suavemente gracias a que la punta y el mango son extremadamente finos (incluso no hicieron que el globo explotara).

Además de los métodos terapéuticos clásicos de la MCT (Medicina China Tradicional), a partir de la página 24 encontrará todo lo relacionado con la revolucionaria terapia LASER 3B. La nueva 3B LASER NEEDLE avanzada le facilitará el trabajo. La guía de cables mejorada evita molestos enredos para que disponga de más tiempo para sus pacientes. Los aplicadores desechables de 3B LASER NEEDLE son más respetuosos con la piel, se adhieren mejor y ahora se suministran en cajas que contienen 20 unidades más.

Eche un vistazo a nuestro catálogo para hacerse una idea lo que ofrecemos. Deseándole una agradable lectura,

Reciba un cordial saludo.



Enrique Dorn Schohaus
Director de producto para Acupuntura.

P.D.: ¿Le apetece conocer toda la gama de productos que ponemos a su disposición? En ese caso le invitamos a que visite nuestra página web 3bscientific.es. Allí encontrará todos nuestros productos, tutoriales, videos correspondientes, y mucho mas.

CONTENIDO

Gama de Productos SEIRIN®	4-16
Agujas de acupuntura	
Tipo B	4-5
Tipo J	6
J-15	7
J-ProPak10	7
Tipo L	10
Tipo M	11
Agujas permanentes	
NEW PYONEX	8
Spinex	11
Moxa & Accesorios para Moxa	12-16
MOXSAFE, Moxa para agujas	16
Shōnishin	17
Ventosas, Masaje y Bienestar	18-23
Juegos de ventosas	18-19
Geles y aceites, Lámparas TDP	20
Derma roller, Roller de dedo, Gua Sha	21
Instrumentos de masaje	22-23
3B LASER	24-29
3B LASER NEEDLE	24-26
3B LASER PEN	27
3B DUCHA LASER, Gafas Protectoras	28-29
Modelos de Acupuntura	30
Láminas	31
Taping	32-33
Kinesiology Tape	32
Pre-Cut Tape	33
Camillas de Masaje	34



SEIRIN® Tipo B

Agujas optimizadas de un solo uso



Tipo B – ¡La aguja preferida, ahora mejorada!

¡Más precisa, más rápida, más sencilla!

La nueva aguja SEIRIN® tipo B es un desarrollo (con innovadoras mejoras) de las muy apreciadas agujas para acupuntura de tipo B.

El mango de la aguja de tipo B se ha mejorado en forma, facilidad de uso y color. Gracias a la superficie corrugada del mango podrá sujetar mejor la aguja. Gracias a ello casi se puede descartar que el dedo resbale en el mango.

SEIRIN® trabaja diariamente para facilitar a los terapeutas su labor cotidiana. ¡Sus pacientes se lo agradecerán!

► ¡Use agujas SEIRIN® para una acupuntura suave, indolora y libre de stress!

nueva



SEIRIN® Tipo B / Violeta – Corporal.

Precio por caja de 100 agujas.

Diámetro x Longitud: 0,25 x 30 mm.

9935-1017768



SEIRIN® Tipo B / Violeta – Corporal.

Precio por caja de 100 agujas.

Diámetro x Longitud: 0,25 x 40 mm.

9935-1017650



SEIRIN® Tipo B / Marrón – Corporal.

Precio por caja de 100 agujas.

Diámetro x Longitud: 0,30 x 50 mm.

9935-1017653



SEIRIN® Tipo B / Negro – Corporal.

recio por caja de 100 agujas.

Diámetro x Longitud: 0,35 x 50 mm.

9935-1017654





Asas codificadas por colores según tamaño de la aguja, para una rápida y fácil selección de tamaño

La aguja está introducida justo en el centro del mango. Esto permite un movimiento aún más preciso y una punción suave.

Los colores del nuevo mango son aún más luminosos y llamativos. Se evita así que al final del tratamiento pueda quedar una aguja sin retirar.



Rápida Apertura

El envoltorio se puede abrir con una mano, rápida y fácilmente. Las engorrosas aperturas por rotura son cosa del pasado. Los diferentes colores de los mangos, según tamaño de la aguja, se emplean también en los envoltorios. El usuario sabrá inmediatamente el tamaño de la aguja con solo ver el envoltorio. Una gran ventaja, sobre todo si se trabaja con varios tamaños de agujas.

El excelente blíster de fácil apertura se puede abrir de forma aún más simple, con sus 5 mm adicionales. Ya quiera usar de inmediato una sola aguja o todas, este envoltorio es la solución ideal. Además SEIRIN® ha mejorado el cierre del blíster. Con ello se excluye que se ensucie el producto.




SEIRIN® Tipo B / Rojo
Cosmética. Precio por caja de 100 agujas.
Diámetro x Longitud: 0,16 x 15 mm.
9935-1017648



SEIRIN® Tipo B / Azul
Auricular/Corporal. Precio por caja de 100 agujas.
Diámetro x Longitud: 0,20 x 15 mm.
9935-1017649



SEIRIN® Tipo B / Marrón
Corporal. Precio por caja de 100 agujas.
Diámetro x Longitud: 0,30 x 30 mm.
9935-1017652



Esterilizado con limpieza electrolítica, con gas EO y vida útil de al menos 3 años.



Para mayor precisión, la aguja se ha incorporado exactamente en el centro del mango.



Los bordes redondeados permiten una aplicación cómoda y absolutamente indolora.

Tipo J

Tipo J: Incomparablemente suaves

La acupuntura no debe ser dolorosa. Y las agujas del tipo J lo logran. En la actualidad, las agujas de acupuntura con tubo de conducción son las más empleadas en los Estados Unidos y Gran Bretaña gracias a que permiten suprimir casi por completo el dolor provocado por la punción con una aguja de acupuntura. Los cantos redondeados del tubo de conducción ofrecen una colocación agradable e indolora sobre la piel. Las agujas se introducen posteriormente con un suave golpe sobre la piel. El centrado exacto de las agujas en el mango de plástico de fácil manipulación ofrece una conducción precisa durante la estimulación posterior. Las agujas del tipo J están especialmente indicadas en niños y pacientes sensibles y se emplean principalmente en la acupuntura cosmética.

Caja de 100 agujas

Descripción / Color	Áreas de Tratamiento de Acupuntura	Diámetro x Longitud	No de cat.
SEIRIN® J-Tipo/Verde	Cosmética	0,12 x 30 mm	9935-1002412
SEIRIN® J-Tipo/Verde claro	Corporal	0,14 x 30 mm	9935-1002414
SEIRIN® J-Tipo/Rojo	Corporal	0,16 x 30 mm	9935-1002416
SEIRIN® J-Tipo/Rojo	Corporal	0,16 x 40 mm	9935-1002417
SEIRIN® J-Tipo/Marfil	Corporal	0,18 x 30 mm	9935-1002418
SEIRIN® J-Tipo/Marfil	Corporal	0,18 x 40 mm	9935-1002419
SEIRIN® J-Tipo/Marfil	Corporal	0,18 x 50 mm	9935-1015548
SEIRIN® J-Tipo/Azul	Corporal	0,20 x 30 mm	9935-1002420
SEIRIN® J-Tipo/Azul	Corporal	0,20 x 40 mm	9935-1002421
SEIRIN® J-Tipo/Azul	Corporal	0,20 x 50 mm	9935-1002422
SEIRIN® J-Tipo/Azul	Corporal	0,20 x 60 mm	9935-1015549
SEIRIN® J-Tipo/Violeta	Corporal	0,25 x 30 mm	9935-1002423
SEIRIN® J-Tipo/Violeta	Corporal	0,25 x 40 mm	9935-1002424
SEIRIN® J-Tipo/Violeta	Corporal	0,25 x 50 mm	9935-1002425
SEIRIN® J-Tipo/Violeta	Corporal	0,25 x 60 mm	9935-1016664
SEIRIN® J-Tipo/Marrón	Corporal	0,30 x 30 mm	9935-1002426
SEIRIN® J-Tipo/Marrón	Corporal	0,30 x 40 mm	9935-1002427
SEIRIN® J-Tipo/Marrón	Corporal	0,30 x 50 mm	9935-1002428
SEIRIN® J-Tipo/Marrón	Corporal	0,30 x 60 mm	9935-1002429

Tipo J15

J-15– Aguja de Acupuntura

Como en el caso de las apreciadas agujas de tipo J, las agujas J15 están indicadas para acupuntura cosmética y para pacientes sensibles. Las agujas de tipo J15 tienen siempre 15 mm de longitud y son especialmente finas.



3B Scientific - Orejas para Acupuntura p. 31

Caja de 100 agujas

Descripción / Color	Áreas de Tratamiento de Acupuntura	Diámetro x Longitud	No de cat.
SEIRIN® J-15/Azul oscuro	Cosmética	0,10 x 15 mm	9935-1015547
SEIRIN® J-15/Verde oscuro	Cosmética	0,12 x 15 mm	9935-1002411
SEIRIN® J-15/Verde	Cosmética	0,14 x 15 mm	9935-1002413
SEIRIN® J-15/Rojo	Cosmética	0,16 x 15 mm	9935-1002415
SEIRIN® J-15/Amarillo	Cosmética	0,18 x 15 mm	9935-1017320

J-ProPak 10

J-ProPak10 – Funcional y respetuoso con el medio ambiente

La J-ProPak10 de SEIRIN® es la evolución de la mejor aguja de acupuntura de éxito mundial, J Type, que es de inserción particularmente suave. El nuevo e innovador embalaje prescinde de la cánula individual y por tanto sólo emplea la mitad de material de embalaje que la ya consolidada J-Type. Esto también significa menos envoltorios en la basura.


Cada blíster de las "Easy-to-open" contiene 10 agujas de acupuntura con mango de pvc y una sola cánula de aplicación. Así, este tipo de aguja puede ser utilizada tanto por aquellos que son defensores de la cánula de aplicación como aquellos que prescinden de ella. Durante el tratamiento el blister se convierte en un funcional dispensador de agujas, de modo que cada una de las agujas permanece estéril y es muy fácil hacer uso de ellas.

SEIRIN® J-ProPak10/Azul

Corporal. Precio por caja de 100 agujas. Diámetro x Longitud: 0,20 x 30 mm. 9935-1015552

SEIRIN® J-ProPak10/Rojo

Corporal. Precio por caja de 100 agujas. Diámetro x Longitud: 0,16 x 30 mm. 9935-1015551



**Aplicación segura y duradera
(hasta 48 horas)**

**Parche comodo para la piel,
transpirable y casi invisible**

NEW PYONEX

NEW PYONEX – La aguja permanente invisible
Las agujas permanentes NEW PYONEX garantizan una punción superficial suave apenas perceptible, son fáciles de utilizar, higiénicas, seguras y casi invisibles.








La fina aguja de 0,20 mm queda escondida en la superficie adhesiva y el paciente apenas la nota.



Las NEW PYONEX se presentan en un soporte de plástico de color, que no recuerda a un envoltorio médico y que, en consecuencia, aceptan muy bien los pacientes más jóvenes. El parche de respiración activa se adhiere a la piel y permite una fijación precisa, segura y duradera (hasta 48 horas), después de ducharse.

La estimulación de las agujas permanentes se realiza presionando con los dedos sobre el punto de presión perfectamente reconocible al tacto sobre la superficie del parche. De este modo los pacientes participan activamente en la terapia y se maximiza el efecto terapéutico. Otra de las ventajas es que, en caso necesario, los padres pueden continuar tratando a sus hijos.

Las agujas NEW PYONEX pueden emplearse sobre el cuerpo y, dependiendo de la anatomía, también sobre puntos de la oreja. Gracias a la amplia gama de longitudes, disponemos de Pyonex pediátricas especialmente cortas (0,30-1,5 mm) son las preferidas en niños y pacientes sensibles al dolor o que tengan aprensión a las agujas.





Caja de 100 agujas

Descripción / Color	Areas de Tratamiento de Acupuntura	Diámetro x Longitud	No de cat.
SEIRIN® NEW PYONEX/Naranja	Auricular/Corporal/Pediátrica	0,20 x 0,30 mm	9935-1002468
SEIRIN® NEW PYONEX/Amarillo	Auricular/Corporal/Pediátrica	0,20 x 0,60 mm	9935-1002471
SEIRIN® NEW PYONEX/Verde	Corporal	0,20 x 0,90 mm	9935-1002465
SEIRIN® NEW PYONEX/Azul	Corporal	0,20 x 1,20 mm	9935-1002464
SEIRIN® NEW PYONEX/Rosa	Corporal	0,20 x 1,50 mm	9935-1002469



Diámetro x Longitud:
0,20 x 0,3 mm
Intensidad para la estimulación
Baja
9935-1002468



Diámetro x Longitud:
0,20 x 0,6 mm
Intensidad para la estimulación
Media Baja
9935-1002471



Diámetro x Longitud:
0,20 x 0,9 mm
Intensidad para la estimulación
Media
9935-1002465



Diámetro x Longitud:
0,20 x 1,2 mm
Intensidad para la estimulación
Alta
9935-1002464



Diámetro x Longitud:
0,20 x 1,5 mm
Intensidad para la estimulación
Muy Alta
9935-1002469



Tipo L

Tipo L – Una aguja totalmente metálica con tubo de conducción

Las agujas tipo L de SEIRIN están hechas en acero fino y son idóneas para la electro-estimulación y la moxibustión.

Se suministran con un tubo de conducción de material plástico en un blister estéril precintado. Gracias al tubo conductor la aguja del tipo L se introduce con gran suavidad en la piel del paciente y permite al terapeuta un tratamiento indoloro. Los 25 mm de longitud del mango facilitan la estimulación.



Caja de 100 agujas

Descripción / Color	Areas de Tratamiento de Acupuntura	Diámetro x Longitud	No de cat.
SEIRIN® L-Tipo/Azul	Corporal	0,20 x 30 mm	9935-1002430
SEIRIN® L-Tipo/Azul	Corporal	0,20 x 40 mm	9935-1002431
SEIRIN® L-Tipo/Azul	Corporal	0,20 x 50 mm	9935-1015553
SEIRIN® L-Tipo/Azul	Corporal	0,20 x 60 mm	9935-1015554
SEIRIN® L-Tipo/Rosa	Corporal	0,23 x 50 mm	9935-1015557
SEIRIN® L-Tipo/Violeta	Corporal	0,25 x 30 mm	9935-1002432
SEIRIN® L-Tipo/Violeta	Corporal	0,25 x 40 mm	9935-1002433
SEIRIN® L-Tipo/Violeta	Corporal	0,25 x 50 mm	9935-1017795
SEIRIN® L-Tipo/Violeta	Corporal	0,25 x 60 mm	9935-1002434
SEIRIN® L-Tipo/Marrón	Corporal	0,30 x 30 mm	9935-1015558
SEIRIN® L-Tipo/Marrón	Corporal	0,30 x 40 mm	9935-1015559
SEIRIN® L-Tipo/Marrón	Corporal	0,30 x 60 mm	9935-1002435

nuevo M-Type

La nueva aguja íntegramente metálica Tipo M Precisión en 14 variantes

Nuevas agujas íntegramente metálicas Tipo M de SEIRIN®, todas las ventajas en una sola aguja.

Mango más largo para una mejor sujeción

Su mango de 25 mm (¡5 mm más!) de ligero acero inoxidable hacen que la aguja sea más manejable. Se mantiene más estable en la mano, por lo que permite trabajar con mayor precisión. Mayor comodidad para el terapeuta gracias al diseño redondeado del mango metálico. La aguja presenta tres puntos de fijación situados exactamente en el centro del mango.

El aplicador ideal

El diámetro interno del aplicador se ha reducido y, de este modo, optimizado. Sus inferiores dimensiones reducen el movimiento de la aguja, lo cual permite manejarla con mayor precisión. Además, el material de fabricación del aplicador se ha mejorado. El plástico es ahora más blando y permite una mejor maniobrabilidad.

La tecnología más moderna del sector

Gracias a una avanzada tecnología de producción, la aguja se fija de manera puntual al aplicador de plástico. Se desprende de manera rápida y sencilla aplicando una ligera presión con los dedos de una sola mano.



Caja de 100 agujas

Título del producto / Color	Aplicación	Diámetro x Longitud	Numero de producto.
SEIRIN® M-Typ / Verde	Auricular / Cosmética	0,14 x 30 mm	9935-1018792
SEIRIN® M-Typ / Verde	Cosmética / Corporal	0,14 x 40 mm	9935-1018793
SEIRIN® M-Typ / Rojo	Auricular / Cosmética	0,16 x 30 mm	9935-1018794
SEIRIN® M-Typ / Rojo	Corporal	0,16 x 40 mm	9935-1018795
SEIRIN® M-Typ / Rojo	Corporal	0,16 x 50 mm	9935-1018796
SEIRIN® M-Typ / Amarillo	Auricular / Cosmética	0,18 x 30 mm	9935-1018797
SEIRIN® M-Typ / Amarillo	Corporal	0,18 x 40 mm	9935-1018798
SEIRIN® M-Typ / Amarillo	Corporal	0,18 x 50 mm	9935-1018799
SEIRIN® M-Typ / Azul	Auricular / Cosmética	0,20 x 30 mm	9935-1018800
SEIRIN® M-Typ / Azul	Corporal	0,20 x 40 mm	9935-1018801
SEIRIN® M-Typ / Azul	Corporal	0,20 x 50 mm	9935-1018802
SEIRIN® M-Typ / Violeta	Corporal	0,25 x 30 mm	9935-1018803
SEIRIN® M-Typ / Violeta	Corporal	0,25 x 40 mm	9935-1018804
SEIRIN® M-Typ / Violeta	Corporal	0,25 x 50 mm	9935-1018805

SPINEX

SPINEX – La fina aguja intradérmica

Esta especialísima aguja fue inventada por Kohei Akabane de Japón.

Su uso comprende cuatro pasos: primero se localiza un punto sensible (tender point) o una induración dérmica, luego se tensa la piel y se introduce en la dermis unos 2 a 3 mm.

A continuación, la aguja se cubre con un parche durante un tiempo determinado. La permanencia de la aguja de acupuntura en la dermis produce un potente efecto sedante. Embalaje: Tiras de 10 agujas en bolsas acolchadas con 1 aguja estéril en cada una de ellas.

Cada caja contiene 100 agujas intradérmicas. Dependiendo de las necesidades, las agujas Spinex pueden adquirirse en distintos tamaños o en diferentes intensidades de estimulación.



Caja de 100 agujas


Descripción	Areas de Tratamiento de Acupuntura	Diámetro x Longitud	No de cat.
SEIRIN® SPINEX	Corporal	0,12 x 3 mm	9935-1002461
SEIRIN® SPINEX	Corporal	0,12 x 4 mm	9935-1002462
SEIRIN® SPINEX	Corporal	0,14 x 6 mm	9935-1002463

La Moxibustión

La Moxibustión es, al igual que la acupuntura, un método curativo milenario y de eficacia demostrada de la medicina tradicional china (TCM).

La humedad y el frío se derivan de los meridianos a través del fortalecimiento del Yang. La moxibustión es especialmente reconfortante en las épocas más frías del año.

El agradable calor estimula el Qi, la energía vital, a fluir de nuevo. La moxibustión directa se emplea sobre todo en China, en los países occidentales se emplea más la moxibustión indirecta.



A. Gold Mountain Moxa

De selecta artemisa de alta calidad, recolectada exclusivamente a mitad del invierno, cuando la calidad es mayor, en el monte Ibuki. Su textura pura y ultra fina la convierte en la moxa de mayor calidad en el mercado. Especialmente indicada para la moxibustión directa. En comparación, cuando es moxa pura es poco probable que se produzcan quemaduras en la piel debido a la elevada concentración de aceites esenciales.

Debido a lo limitado del tiempo de recolecta y producción Gold Mountain esta disponible en el mercado solo de forma limitada.

100 g 9935-1015604

B. Wakakusa Moxa

La moxa Wakakusa es la indicada para utilizar con agujas metálicas. Adherencia magnífica sin tallos. Por el calor y su fácil encendido es ideal para emplear con agujas de acupuntura.

30 g 9935-1015601



Arirang – Moxa autoadhesiva

Tiempo de combustión: 2 a 4 minutos; hecho en Corea.
200 unidades por caja.
9935-1002442



Mini Moxa roja

Moxa autoadhesiva; calor fuerte 60°C.
Tiempo de combustión: 8 minutos; hecho en Corea.
180 unidades por caja.
9935-1002448



Mini Moxa verde

Moxa autoadhesiva; calor moderato entre 40–45°C
Tiempo de combustión: 6 minutos; hecho en Corea.
180 unidades por caja.
9935-1002449



Nien-Ying Moxa

Contiene mayormente Moxa. Mezclado con diversas hierbas aromáticas (Rhizoma Alpeinae Officinarum, Ramulus Cinnamomi, Radix Angelicae Pubescentis, Radix Angelicae Dahuricae).
9935-1002452



Tai-Yi Moxa

Contiene mayoritariamente moxa. Mezclado con varias hierbas aromáticas (Rhizoma Et Radix Notopterygii, Radix Aucklandiae, Radix Angelicae Dahuricae, Radix Salviae).
9935-1015593



Puro de Moxa de pura hierba de moxa

El puro clásico de pura moxa. Para tratamientos indirectos de moxa.
9935-1002451



A. Hoist Moxa, emite poco humo

Puro de moxa que emite poco humo. Carbón de moxa fuertemente comprimido de combustión lenta y que proporciona un calor suave. Contiene diversas hierbas aromáticas, que pueden oler. Envase de 5 unidades.
9935-1015598

B. Puros De Moxa Perforados Que Emiten Poco Humo

Puro de carbón de moxa. – Hueco por dentro para fácil encendido.
9935-1015600



Mini Moxa autoadhesiva exenta de humo

Tiempo de combustión: 7 a 10 minutos; hecho en Corea.
180 unidades por caja.
9935-1002445



Barras de Moxa

Tiempo de combustión: 11 a 12 minutos; hecho en Corea. 20 unidades por caja.
9935-1002443

Moxa de alta calidad, libre de olor y humo



A. Moxa Gu Gwan, emite poco humo

Excelente calidad de moxa para calentar las agujas. Emite poco humo y poco olor. Carbón de moxa en forma de bastón con un agujero central. Para emplear con cánulas metálicas (1015581). Introducir la cánula metálica en el bastón y colocar sobre la aguja de acupuntura.

Se puede emplear con hornos de Moxa (1015589) y cuencos de combustión de moxa (1015585 y 1015586). Cánula metálica envases de 10 unidades. **9935-1015582**

B. Gu Gwan Moxa – 25 mm

Moxa comprimida en forma de bastoncillo hueco enrollado. De fácil uso, para sujetar uno mismo o para su uso con soportes de moxa 1015585 o 1015586. Tamaño: 7 mm de diámetro x 20 mm. **9935-1015584**



Cánulas metálicas para Moxa Gu Gwan

Introducir la cánula en la aguja moxa (1015583 o 1015584), colocándola sobre el mango de la aguja. Aptas para agujas SEIRIN y DONGBANG (agujas japonesas). No aptas para agujas chinas, ya que estas tienen un ojal en el mango. Reutilizables. **9935-1015581**



Gu Gwan Moxa – longitud 105 mm

Moxa comprimida enrollada en forma de barra con una oquedad en el centro. Muy fácil manejo, para sostener con la mano o con un soporte de moxa 1015585 o 1015586. Tamaño: 7 mm de diámetro x 105 mm. **9935-1015583**



Juego de horno de Moxa

Soporte de moxa giratorio. En el centro, una rejilla es el soporte de la moxa incandescente, el calor asciende y desciende por las rejillas en la tapadera y en el fondo. Mediante una rosca en el centro se puede ajustar la altura y con ello la intensidad de la temperatura. Fijar uno o si fuera necesario varios hornos alrededor de la cintura o parte baja del tronco con el cinturón. Está recomendado también junto a las almohadas de moxa para el tratamiento de áreas más grandes como hombros o espalda.

9935-1015589



Cilindro De Carbón De Moxa

La Moxa en forma de cono genera un calor suave y de larga duración para la moxibustión. El carbón de moxa se fabrica con una técnica de cocción única, que evita la formación de ceniza, humo y olores que son habituales en otros tipos de moxa tradicional. El cono está recubierto de una aleación de arcilla biológica, Jade, Germanio y bio-cerámica, para intensificar este efecto. Tarda unos 5 minutos en alcanzar la temperatura terapéutica. Cada cono arde durante unos 20 a 25 minutos. El calor residual tras la combustión completa sigue siendo fuerte.

Su aplicación junto al 1015589 horno de Moxa es muy recomendable.

9935-1015588



Soporte para Gu Gwan Moxa

Ideal para tratamiento indirecto con Moxa. Con Moxa-Sticks en combustión colocar en la zona a tratar. Se pueden introducir agujas de acupuntura a través de las oquedades. Disponible en 2 tamaños. **9935-1015585**

Aguja Ondan con poco humo para Moxa

Juego completo de 120 cilindros japoneses de moxa, dispositivo para retirar la moxa y 6 cestillas. La moxa produce poco humo y es inodora. Los cilindros de moxa tienen unos 12 mm de altura. Para fijarlos en las cestas, cada cilindro presenta una perforación de 3 mm. 9935-1015594



Cestillas para moxa de aguja que emite poco humo. Cestillas para moxa que emiten poco humo 1015594. Colocar la cestilla sobre el mango de la aguja, colocar la moxa que emite poco humo sobre la cestilla. 9935-1015595



¡Equipo para tratamientos de moxibustion seguros!



Calentador Tiger

Se emplea conjuntamente con 1002447; hecho en Corea. 1 unidad. 9935-1002446



Calentador Lion

Calienta la moxa en el interior y calienta los puntos de acupuntura a lo largo de los meridianos corporales. Óptima transmisión del calor y protección. Para utilizar con moxa larga Gu Gwan (1015583). 9935-1015587



Tiger Warner Moxa, sin humo

Apenas huele y no emite humo. Para utilizar junto al calentador tigre. Tamaño: 5 mm de diámetro. 9935-1015599



Tiger Warmer Moxa

Se emplea conjuntamente con 1002446; Tiempo de combustión: 25 a 30 minutos; hecho en Corea. 25 unidades por caja. 9935-1002447



Cuchara de moxa

Cuchara de acero inoxidable con una ranura en el centro. Permite retirar de forma sencilla y segura de la moxa de las agujas de acupuntura. 9935-1015592



Apaga-Moxa con cuenco para puros de moxa

Apaga-Moxa sujeto sobre un cuenco. Seguro y estable, para apagar y sostener el puro de moxa y para recoger las cenizas. 9935-1015590

MOXSAFE

Seguro, exento de humo, inoloro y preciso.

El MOXSAFE es el último grito llegado de Japón en el ámbito de la moxibustión. Nomen est omen, ya que se trata de una nueva forma de practicar la moxibustión exenta de humo.

El MOXSAFE consta de un soporte circular para moxas de acero inoxidable y un anillo de carbón de moxa.

El MOXSAFE se coloca sobre una aguja metálica y se enciende con un mechero. El calor producido se conduce directamente hasta la aguja penetrando de este modo en el área de la piel deseada. El carbón de moxa quema durante exactamente seis minutos. La ceniza solidificada permanece en el soporte para moxas evitando riesgos innecesarios. Una vez enfriado, se retira el MOXSAFE y se elimina la aguja metálica.

El MOXSAFE combinado con agujas del tipo L de 30 mm de longitud o superior (véase página 10) ofrece al terapeuta y al paciente un tratamiento térmico preciso.

A. SEIRIN® MOXSAFE 20


Seguro, inoloro, preciso. Cada caja contiene 20 unidades.

9935-1002457

B. SEIRIN® MOXSAFE 100

Paquete recargable con 100 del carbón moxa y 6 portamoxas.

9935-1009707



Needle Moxa

Tiempo de combustión: 12 a 15 minutos; hecho en China.

200 unidades por caja.

9935-1002444

La combinación perfecta!

Cuando MOXSAFE es usada con agujas Tipo-L (min. 30mm de longitud, ver pagina 10), provee un tratamiento con calor seguro y preciso tanto para el terapeuta y el paciente.



OS Bálsamo de moxa

Composición: Moxa, hierbas aromáticas, etc. Se puede utilizar para el tratamiento directo con moxa, tratamientos de calor por infrarrojos y masajes.

9935-1015596

Aguja Yoneyama para niños

Una magnífica herramienta multiuso para el tratamiento de niños. Para frotar y rascar la piel en tratamientos dermatológicos a lo largo de los meridianos corporales.


Se puede utilizar toda la superficie y las esquinas para realizar diferentes tipos de estímulo. 36 (L) x 21 (B) mm. 9935-1015647



¡Higiénico y seguro!

Contenedor de eliminación

La caja brinda la posibilidad absolutamente segura de almacenar y eliminar correctamente las agujas de acupuntura usadas. Satisface el nuevo estándar internacional relativo a los colores de las cajas de desecho. Puede alojar entre 3.000 y 5.000 unidades. Las cajas se suministran en paquetes que contienen 10 piezas. 9935-1004882




A. Kakibari rascador para niños

Este rascador triangular puede utilizarse para el estímulo de diferentes puntos a lo largo de los meridianos corporales. Ambos extremos pueden utilizarse para rascar y estimular. Para uso pediátrico. 36 (L) x 6 (B) mm. 9935-1015648

B. Choki Shōnishin

Con cada una de las aristas de este instrumento se puede tratar la piel con diferentes intensidades. 80 (L) x 30 (B) mm. 9935-1015649



Metro Tsun

Basado en una unidad de longitud china, nos muestra la distancia según "Tsun" (0,5, 1,5, 2 „Tsun“) para el fácil reconocimiento de los puntos de acupuntura. 9935-1015652




C. Buscador de puntos auriculares – sencillo

9935-1002480

D. Buscador de puntos auriculares – doble cara

9935-1002481

¡Imprescindible para todas las practicas!



Bloc de notas sobre meridianos

Representación en color de los puntos más importantes del cuerpo y la oreja (vista anterior y posterior), para mejor control de los pacientes. Block de 50 hojas. 9935-1017885



Tsumo-Shin sensor de muelle con imán

El favorito entre los sensores cutáneos con muelle, de presión regulable, para el tratamiento o la localización de puntos gatillo, puntos de acupuntura o puntos en el lóbulo de la oreja.

Regulador de 127 mm de longitud con mango estriado de 76 mm de longitud x 10 mm de diámetro y un sensor de muelle de 45 mm de longitud y punta redondeada. El otro extremo consiste en una bola imantada (4 mm de diámetro) de 2000 Gauß, que también puede emplearse para acupuntura y acupresura. La polaridad se puede invertir fácilmente de Bio-Norte a Bio-Sur, retirando el extremo de la bola y dando la vuelta al imán.

Viene con 5 muelles de diferente resistencia:

- 100 g = verde
- 150 g = amarillo
- 200 g = blanco
- 250 g = violeta
- 300 g = rojo

9935-1015650



imagen similar



Conjunto de ventosas MERIDIUS

El conjunto de ventosas MERIDIUS contienen en total 17 ventosas, 1 bomba de mano y 1 tubo de unión, convenientemente embalados en un elegante maletín azul marino. La válvula de silicona de color azul puede separarse del vaso para su desinfección. Tiene múltiples aplicaciones gracias a sus diferentes formas de ventosa. Debido a que el material es un poco más grueso y su resistente fabricación, los vasos son muy resistentes y duran más.

9935-1015606



Juego de ventosas acrílicas

- En total 17 ventosas.
- 13x 50 mm diámetro, 1x 45 mm diámetro, 1x 40 mm diámetro, 1x 33 mm diámetro y 1x 25,40 mm diámetro.
- Contiene el tubo de prolongación.
- El pequeño y manejable conjunto es especialmente práctico para transportar.

9935-1013327

Conjunto de 6 ventosas para aplicación con fuego (no ilustradas)

Las ventosas están hechas de vidrio borosilicado resistente al calor y se pueden limpiar y desinfectar fácilmente (lavavajillas, esterilizador, etc.).

Se trata de ventosas de gran calidad elaboradas según un procedimiento auténticamente artesanal (soplado, modelado).

El kit incluye: 6 ventosas

40 mm 9935-1018093

50 mm 9935-1018094

60 mm 9935-1018095

70 mm 9935-1018100

▶ ¡Hecho a mano para la mas alta calidad!



Ventosas desechables

Ventosas de plástico para un solo uso. Estéiles.
Compatibles con la bomba de mano (1015607).
Disponibles en 5 tamaños. 5 unidades por paquete.

Tamaño	Cantidad	No de cat.
5.6 cm	5	9935-1015609
5.1 cm	5	9935-1015610
4.6 cm	5	9935-1015611
4.0 cm	5	9935-1015612
3.3 cm	5	9935-1015613



Juego de ventosas de PVC

- Maletín elegante y funcional y fácil de transportar
 - Las ventosas son de un material casi irrompible. 10 Unidades y bomba
- 9935-1015605**



Conjunto de ventosas con aplicador de vacío, para masaje

Conjunto de 5 ventosas de uso médico con 5 aplicadores de goma, para uso sin fuego. Las ventosas están hechas de cristal, lo que posibilita que se puedan limpiar y desinfectar fácilmente (lavavajillas, etc.). Se trata de ventosas de gran calidad, elaboradas en Lauscha según un procedimiento auténticamente artesanal (soplado, modelado).

Tamaño	Cantidad	No de cat.
40-60 mm	3	9935-1017757
25-45 mm	5	9935-1017754
20-60 mm	5	9935-1017755
30-70 mm	5	9935-1017756
20 mm	6	9935-1018620
40 mm	6	9935-1018098
50 mm	6	9935-1018090
60 mm	6	9935-1018091
70 mm	6	9935-1018092



Ventosas de Goma

- Set of 4
 - Diameter 70 mm, 60 mm, 45 mm und 30 mm
- 9935-1015608**



Bomba de mano

Bomba de mano de repuesto para ejercer presión durante la terapia de ventosas. Compatible con vasos de un solo uso.
9935-1015607

Lian Ru Emulsión Geles

Lian Ru caliente

Lian Ru favorece el flujo de Qi y sangre mediante calor, relaja y caliente musculatura y tendones. Es ideal en caso de tensión y dolor muscular con sensación de frío, especialmente cuando hay molestias que empeoran con tiempo frío y húmedo.

75 ml 9935-1015653

Lian Ru refrescante

Lian Ru refrescante aumenta el flujo de Qi y sangre, refresca y puede aplicarse en el deporte como un spray frío o bolsas de hielo.

75 ml 9935-1015656

Lian Ru relax

Después de hacer ejercicio, trabajo, deporte, cuando los músculos se han sobrecargado, nos sobreviene debilidad, tensión y rigidez. Es el momento de regenerar el cuerpo. Lian Ru relax aumenta el flujo de Qi y el flujo sanguíneo, libera los meridianos y relaja músculos y tendones.

75 ml 9935-1015657

Lian Shui Fluid-Spray

Relaja, calienta y regenera la musculatura y mueve el Qui y la circulación de la sangre. Lian Shui se absorbe rápidamente a través de la piel y confiere una agradable sensación de frescor. La combinación de medicamentos en el fluido muscular Lian Shui activa el Qi y la sangre, alivia el estancamiento y la estasis, calienta ligeramente y abre los meridianos.

100 ml 9935-1015659

Aceite de masaje Lian You

Ideal para dar masajes, la ventosaterapia y el tratamiento Gua Sha. Aceite de masaje relajante con extractos de hierbas chinas beneficiosas y aceites vegetales de alta calidad. Su fresca composición olfativa, creada con aceites esenciales 100% naturales de madera de sándalo, jengibre, incienso y citronela, estimula los sentidos.

50 ml 9935-1015660

500 ml 9935-1015661



¡Sustancias activas completamente naturales y vegetales!



Lámpara térmica TDP HerbaChaud®

Con el poder de la tierra y del sol, que tiene miles de años. La lámpara para terapia térmica electromagnética HerbaChaud® TDP es un complemento ideal para sus tratamientos y terapias. Desarrollada en China por un grupo de científicos y doctores bajo la dirección del Dr. Gou. Ha pasado con éxito cientos de pruebas en institutos de investigación, clínicas y universidades.

A diferencia de las lámparas terapéuticas de infrarrojos y de calor, la lámpara TDP HerbaChaud® TDP tiene un panel redondo, recubierto de 33 minerales naturales.

¿Cómo funciona la lámpara TDP HerbaChaud® TDP? Mediante la activación del elemento calorífico integrado, el panel mineral emite un tipo especial de ondas electromagnéticas que cubren la longitud de onda 2-25 mW y alcanzan una intensidad de 28-34 mW/cm². Esta longitud de onda e intensidad corresponden a la radiación que emite el cuerpo humano y es la que el cuerpo absorbe selectivamente.

Certificado CE/TuV, registrado por Swissmedic
Emporizador digital, disponible panel de repuesto para 1000 horas de uso adicionales.
9935-1018806



HerbaChaud® Parche Térmico

El centro del parche térmico HerbaChaud® está compuesto por una mezcla de hierbas medicinales chinas transmitida desde la antigüedad, que se envuelve en un saquito de corteza de naranjo. Como revestimiento en contacto con el cuerpo, se utiliza una capa negra de una mezcla de carbón y hierro, que está recubierta con los minerales más importantes para el organismo humano. La generación de calor se crea y se controla mediante la oxidación del hierro por el aire, lo cual tiene como resultado la emisión de calor constante y agradable durante 12 horas.

- Emisión de calor constante y duradera durante 12 horas
- Suave con la piel, no provoca irritación ni picazón
- Efecto revitalizante y relajante
- El emplastro rubefaciente HerbaChaud® está compuesto por sustancias activas
- completamente naturales y vegetales
- Uso muy sencillo

Sustancias activas de HerbaChaud®:
Artemisa, Jengibre, Canela china, Angélica china, Raíz de notopterygium, Aceite de especias, Mezcla de carbón y hierro, Mezcla de minerales.

2 parches 9935-1005927

Parche de frío (hidrogel)

La terapia de frío para lesiones deportivas y dolores musculares es una práctica muy extendida y aceptada. Se ha demostrado que aplicar frío con celeridad reduce el dolor. El parche de hidrogel actúa como el hielo, enfriando la zona afectada. La terapia de frío puede igualmente emplearse para tratar músculos tensos o rígidos. El parche de frío con hidrogel es muy adecuado y fácil de usar, se puede colocar directamente en la piel y usarse bajo la ropa. Para unos resultados óptimos, aplique el parche en la zona en cuestión. El efecto de frío del parche se nota de inmediato. Para aplicaciones repetidas. 6 parches por paquete. Cada parche dura hasta 8 horas. Adecuado para el uso diario.

9935-1017314



Parche natural de calor

El principal efecto del parche se consigue por generación de calor, producido cuando el hierro que hay dentro del parche se oxida al entrar en contacto con el aire. Está diseñado para asegurar un efecto térmico constante y muy agradable de entre 16 y 20 horas.

- 100 % natural
- Inocuo para la piel
- Sin efectos secundarios, incluso con largos periodos de uso
- Alivia dolores y molestias
- Antiinflamatorio
- Relaja y revitaliza

9935-1017315

Derma-Q-Roller

El DERMA-Q rodillo de micro-agujas se emplea para reducir arrugas, cicatrices, estrías, celulitis y caída del cabello.

Los rodillos Derma-Q resultan ideales para el tratamiento de pequeñas arrugas, estrías o marcas de acné. Generar microcanales en las capas de la piel estimula la generación de colágeno y con ello que la piel se vuelva más tersa. Arrugas y cicatrices se alisan.

La zona de aplicación son la cara, el cuello y el cuerpo. Evitar el contorno de los ojos. Disponible en 5 tamaños: Los tamaños 0,2 mm y 0,5 mm son los recomendados para principiantes, 1,0 mm para usuarios expertos 1,5 mm así mismo 2,0 mm para usuarios expertos o profesionales.

Derma-Q Classic, 192 Agujas.

Derma-Q Premium, 260 Agujas doradas.




Derma-Q Premium



Derma-Q Classic

Descripción	Longitud de las agujas	No de cat.
Derma-Q Classic	0.2 mm	9935-1015624
Derma-Q Classic	0.5 mm	9935-1015625
Derma-Q Classic	1.0 mm	9935-1015626
Derma-Q Classic	1.5 mm	9935-1015627
Derma-Q Classic	2.0 mm	9935-1015628
Derma-Q Premium	0.2 mm	9935-1015629
Derma-Q Premium	0.5 mm	9935-1015630
Derma-Q Premium	1.0 mm	9935-1015631
Derma-Q Premium	1.5 mm	9935-1015632
Derma-Q Premium	2.0 mm	9935-1015633




Roller de dedo

5 unidades por caja.

Dorados (Yang) 9935-1002484

Plateados (Ying) 9935-1002485



Rodillo dérmico con muelle y palpador

Rodillo dérmico multifuncional con palpador activo con muelle. Con revestimiento plateado para sedación. Rodillos con superficie de pirámides. El eje puede usarse para masajes de manos y pies.

9935-1002482



Varillas de incienso, sin humo

Varillas de incienso sin humo para prender la moxa.

Aroma de palosanto.

Longitud: 170 mm. 200 Ud/Envase.

9935-1015622



Piedra de jade para Gua Sha

Rectangular 9935-1015615

En forma de corazón 9935-1015614



Juego Premium Gua Sha

- Un rodillo
 - Una piedra con forma de martillo
 - Una piedra con forma de boomerang
 - Una piedra de jade de forma clásica
 - Una piedra de jade en forma de cuerno
 - Dos piedras en forma de peine
 - Un frasco de aceite de masaje
- 9935-1015616



Ceramic Wonder

► **Puede utilizarse en caliente o en frío.**

Ahora puedes experimentar en tu propia casa, en el trabajo o casi cualquier parte, lo más parecido a un auténtico masaje profesional. Para un efecto terapéutico mayor, la herramienta de masaje Touch Down puede utilizarse en caliente o en frío.

Simplemente caliente la herramienta bajo el chorro de agua caliente o enfríelo en la nevera o con hielo. De diseño elegante, la herramienta de masaje Ceramic Wonder Touch Down Tool puede utilizarse para aliviar el dolor muscular o la tensión, proporcionando alivio a prácticamente todo el mundo, desde niños a mayores, desde el atleta de competición hasta el ejecutivo más ocupado. Este fantástico aparato ecológico está diseñado para proporcionarle un masaje estimulante, que relaje sus músculos y reduzca el estrés.

El Ceramic Wonder Touch Down puede utilizarse de muchas maneras para aplicar presión profunda en los lugares tensos o los puntos gatillo de los músculos o bien con movimientos semicirculares en el resto de su cuerpo. Resulta genial con crema o aceites corporales.

Hasta a sus mascotas les encantará un masaje con el Ceramic Wonder Touch Down!

Ceramic Wonder 9935-1015666
Ceramic Wonder Mini 9935-1015667



Ceramic Wonder Juego de herramientas profesional de 2 piezas

El Ceramic Wonder Juego de herramientas profesional es un instrumento de masaje fabricado a mano con arcilla y esmalte naturales y respetuosos con el medio ambiente. Este juego incluye un rodillo de 9" y un rodillo de 14". Los rodillos son ligeros y resistentes. Suponen un alivio para el terapeuta, reduciendo su cansancio. Calientes, los rodillos son una extensión de las manos del terapeuta que ayudan a calentar y soltar la musculatura tensa y a equilibrar los puntos de energía del cuerpo. En frío, los rodillos son muy efectivos para descongestionar y drenar los líquidos y toxinas de los tejidos sobrecargados, tensos e inflamados. Utilice el extremo de los rodillos para presoterapia. Incluye bolsas de tela para su almacenaje con cierre de cuerda. 9935-1015665





Herramienta en forma de tenedor para la espina dorsal Ceramic Wonder Spine Fork

La Ceramic Wonder Spine Fork es una herramienta fabricada a mano con arcilla y esmalte naturales y ecológicos. Esta herramienta es ideal para trabajar el músculo erector de la espina dorsal. El diseño de la Ceramic Wonder Spine Fork permite al usuario trabajar puntos concretos de la espina dorsal. Esta herramienta también puede ser muy útil para trabajar toda la espalda si se sostiene la herramienta en ambos extremos y se masajea el cuerpo con toda la superficie de la herramienta, ejecutando diferentes movimientos. Ligera y resistente, puede aplicarse en caliente o en frío.

9935-1015668



Herramienta Ceramic Wonder pulgares arriba

La herramienta Ceramic Wonder pulgares arriba es una herramienta de masaje fabricada a mano con arcilla y esmaltes ecológicos naturales. Esta herramienta ha sido diseñada para servir de apoyo a las terapias con el pulgar. Ligera y resistente, puede aplicarse en caliente o en frío.

9935-1015669



Ceramic Wonder Reflex Body Globes, juego de 2 (uno blanco, uno negro):

- Alivia la tensión
- Proporciona relax
- Devuelve la energía a su cuerpo y a su cara
- Aumenta la circulación y la oxigenación de la piel
- Aumenta la flexibilidad estimulando las fibras de colágeno
- Propociona firmeza y tensa los músculos faciales

Fabricados con arcilla y esmaltes naturales y ecológicos, estas ligeras y duraderas bolas pueden utilizarse en frío o en caliente. Simplemente caliente las bolas bajo el chorro de agua caliente o en la nevera o en hielo. Incluye una bolsa resistente con cierre de cordones.

9935-1015670



A. Dado de masaje de madera dura

Trabajar con el tradicional dado de masaje asiático de madera dura permite un tratamiento enfocado a los puntos gatillo con un menor esfuerzo y penetrando las capas profundas de la musculatura. También está indicado en la reflexología podal.

9935-1015840

B. Varillas de masaje de madera dura

Un clásico en la terapia de los puntos gatillo mediante la presión en los puntos correctos se pueden desbloquear y soltar las tensiones. Las varillas de masaje permiten realizar un masaje muy profundo de la musculatura. También está indicado para los masajes de reflexología podal.

9935-1015843

C. Birdy de masaje de madera dura

El birdy de masaje es cómodo de sujetar gracias a su forma. Permite un tratamiento concreto de los puntos gatillo empleando la fuerza enfocada a las capas profundas de la musculatura. También está indicado para los masajes de reflexología podal.

9935-1015842

D. Cruz de masaje de madera dura

Gracias a su forma en cruz es especialmente manejable y reduce el esfuerzo del terapeuta. También está indicado para los masajes de reflexología podal.

9935-1015841





3B LASER NEEDLE

compacto | buena relación calidad-precio | puede ser utilizado inmediatamente

LA NUEVA DIMENSIÓN

- Estructura compacta para ahorrar espacio
- Fácil de utilizar
- Costo de ciclo vital bajo

La innovadora 3B terapia con láser es calificada como terapia con láser de bajo nivel, y es un procedimiento de tratamiento indoloro y no invasivo. Partículas de luz (fotones) con alta densidad de excitación son conducidos a través de fibras ópticas finas. Las fibras no pinchan la piel, pero se colocan en los puntos de terapia, irradiando en el tejido que requiere tratamiento. Las agujas láser pueden ser utilizadas simultáneamente en cualquier punto del cuerpo, en la región de la cabeza

y en el oído. Por lo tanto, lo que corresponde metódicamente a las tradiciones de la acupuntura clásica. Ellas son equivalente a los tratamientos de acupuntura en los efectos de la estimulación periférica y cerebral. Además, los rayos láser estimulan los procesos de curación complejos en los tejidos.

La AGUJA 3B LASER NEEDLE se puede controlar y supervisar mediante la pantalla táctil móvil (Touch Control Pad), que está conectada con la unidad de láser por un interfaz de radio. Como resultado de esta nueva tecnología, usted tiene más flexibilidad en su rutina y práctica como terapeuta.

Además, lograr una óptima comunicación con sus pacientes, que puede seguir el tratamiento en todo momento y así participar más activamente en el proceso y terapia. Esto crea más confianza y aumenta la el éxito de la terapia. El trabajo diario se simplifica en gran medida por lo que la observación personal y remota de la terapia es posible. La entrada y el control de la parámetros de tratamiento se explica por sí y pueden ser fácilmente delegada a personal cualificado.

A través de la pantalla de color de la pantalla táctil, usted siempre estará informado de las funciones importantes del instrumento, tales como el tiempo de tratamiento y la dosis.

Especificaciones Del Producto:

- Classification Class IIa according to EU Guideline RL 93 / 42 EC
- Clasificación Clase IIa de acuerdo con la directriz de la UE RL 93/42 CE
- Láser clase 3R según la norma EN 60825-1: 2008
- Salida de efectivo en la operación de CW 12x50 mW (1004916); ajustable en pasos de 1 mW
- El número de agujas de láser: 12
- Longitud de onda 660 nm; longitudes de onda adicionales a solicitud
- Modulación de frecuencias 1-10.000 Hz
- Conformidad CE 0366

Para obtener más información sobre productos adicionales pegue un vistazo a las siguientes páginas!



3B LASER NEEDLE

La 3B LASER NEEDLE podrá colocar hasta 12 agujas láser simultáneamente. Se usa una versión de aparato estándar, de probada eficacia, con luz de láser roja. Los aparatos pueden personalizarse según el tipo de terapia, pudiendo emplear y combinar también, además de luz láser roja (660 nm), luz infrarroja (808 nm) y luz láser azul (405 nm).

Todas las ventajas en un solo vistazo:

- Aparato de 3B LASER NEEDLE con 12 diodos láser
- Pantalla táctil móvil (Control Touch Pad)
- Uso autoexplicativo y de sencillo manejo
- Ocupa poco espacio y tiene una gran movilidad
- Ergonomía perfeccionada
- Tecnología fiable y probada
- Tratamiento indoloro y sin efectos secundarios
- Amplio espectro terapéutico
- Alta tolerancia por parte del paciente
- Precio competitivo en el mercado
- Rápida amortización
- Servicio técnico completo y rápido
- Made in Germany garantiza la máxima calidad del producto y su seguridad 10 x 50 mW, 785 nm Infrarrojo

2 x 50 mW, 660 nm Rojo
9935-1008814

► Para mas información visite 3bscientific.es



Pantalla Táctil Móvil

Mediante la pantalla táctil, usted puede estar siempre informado de las funciones importantes del instrument, como el tiempo del tratamiento y la dosis.

Ademas de los programas y frecuencias preestablecidas (Multi, Alpha, Nogier, Bahr, Reininger), programas individuales de pacientes pueden ser fácilmente introducidos, almacenados bajo el nombre del paciente y recuperados. De esta manera, se pueden preparar bases de datos individuales. Energía (MW), las frecuencias (Hz), tiempo de tratamiento (min) y número de diodos láser se puede variar.



Tratamiento flexible

Un brazo de tratamiento extremadamente flexible y guiado por cables inteligentes aseguran muy buen manejo y un tratamiento óptimo. Aplicadores adhesivos, que simplifican la colocación de la guía de ondas y ahorran valioso tiempo al terapeuta, son proporcionado como estándar.



**Extensión del soporte para el cable de fibra óptica
3B LASER NEEDLE**
9935-1019258



**Adaptador para la cabeza (para
acupuntura auricular)**

El adaptador de la cabeza permite al terapeuta llegar a los puntos de acupuntura en el área de la cabeza con seguridad y fiabilidad en particular, para la acupuntura auricular. Las agujas láser puede ser colocadas con precisión gracias al adaptador de la cabeza.

9935-1012412



Pieza de dermatología 3B LASER NEEDLE

Tiene a su disposición un adaptador dermatológico especial para un óptimo tratamiento clínico de enfermedades dermatológicas. El Flexible Dermatologie Spot de 3B es un complemento lógico de las agujas láser 3B (1004916 & 1008814).

Con el Flexible Dermatologie Spot se puede tratar individualmente una mayor superficie de piel.

9935-1004905



nuevo

3B LASER NEEDLE aplicadores desechables

Los aplicadores desechables para la aguja láser 3B se fabrican con plástico-silicona de alta calidad. El adhesivo empleado es inocuo para la piel y no deja restos. Los higiénicos aplicadores desechables se han desarrollado para las agujas láser 3B. Cada paquete contiene 120 aplicadores.

9935-1018635



Mesa auxiliar de plexiglás

Mesa auxiliar muy práctica para la aguja láser 3B. Medidas: 60 cm x 40 cm x 90 cm (B x P x A).

9935-1009656



Soporte de pared

El soporte de pared (opcional, por separado) para la aguja láser 3B es la solución ideal para salas de tratamiento pequeñas.


9935-1009657



Carrito de equipo para la aguja láser 3B

El carrito móvil de un soporte para aguja láser 3B exhibe un elegante diseño. A pesar de la pequeña superficie de apoyo, el carrito admite cargas de hasta 65 kg.

9935-1017796



Soporte de mesa

Sujeción universal a mesa para la unidad láser de aguja láser 3B.

9935-1009658

Conducto de luz con bobina SMD (no ilustrado)


Fibra de vidrio de sustitución para la aguja láser 3B 1008814. La fibra de vidrio solo es adecuada para luz láser infrarroja (785 nm).

9935-1013292

Conducto de luz con bobina SMD (no ilustrado)

Fibra de vidrio de sustitución para la aguja láser 3B 1004916. La fibra de vidrio solo es adecuada para luz láser roja (660 nm).

9935-1008813



3B LASER PEN

El éxito de la terapia en el punto exacto.

Con un diseño elegante y eficaz – así se presenta el nuevo buque insignia de la serie 3B LASER PEN – el 3B LASER PEN 200 mW (808 nm, infrarrojo). Con sus 200 mW es 50 mW más fuerte que su antecesor, por lo que se pueden acortar los tiempos de terapia y ampliar los campos de aplicación. Indistintamente si usted introduce la duración de la terapia o la dosis, el 3B LASER PEN 200 mW calcula todo de modo automático. Esto facilita el trabajo diario. Además de las frecuencias ya programadas (Nogier, Bahr, Depuradora, Chakra) usted mismo puede graduar con rapidez frecuencias desde 0,1 a 10.000 Hz y guardarlas (20 memorias). Una práctica base para recargar el aparato completa el 3B LASER PEN 200 mW y lo convierte en el precursor de su categoría. Todos los láseres incluyen gafas de protección para el terapeuta y para el paciente, una caja en material acrílico y un cargador, todo ello en un maletín de aluminio.



Características del producto:


- Visualización para los operadores diestros y zurdos
- Información sobre el tiempo de terapia, el rendimiento de la dosis del láser, frecuencia y estado de carga
- Función de memoria para los últimos valores
- Buscador de punto integrado
- Rendimiento de láser ajustable
- Longitud de onda 808 nm, luz láser infrarroja
- Rayo láser CW
- Frecuencias de Nogier
- Frecuencias de Bahr y Chakra
- Frecuencias de Reiningger
- Frecuencias programables
- Tiempo de tratamiento y dosis se pueden ajustar

3B LASER PEN 200 mW; 808 nm
9935-1013278

3B LASER PEN 100 mW, 785 nm
9935-1015662

3B LASER PEN 100 mW, 660 nm
9935-1016649

Todos los láseres incluyen gafas de protección para el terapeuta y paciente, una caja en material acrílico y un cargador, todo ello en un maletín de aluminio.



A. Conductor dental de luz
Para 3B LASER Pen.
9935-1004889

B. Conductor de luz recto
Para 3B LASER Pen.
9935-1004890



Cubierta de la batería 3B LASER Pen 100, S100 y 200 mW

Reemplazo para:
1013278 - 3B LASER Pen 200 mW, 808 nm, infrarrojo
1016649 - 3B LASER Pen 100 mW, 660 nm, rojo
1015662 - 3B LASER Pen 100 mW, 785 nm, infrarrojo
9935-1017582

Juego de baterías para todos los láser 3B (4 baterías)
Baterías de sustitución para Laser Pen 3B (100 y 200 mW) y para la pantalla táctil móvil (Control Touch Pad) de las agujas láser 3B.
9935-1004898

Señal de advertencia de láser
9935-1004899



DUCHA LÁSER POWER TWIN 21

La nueva ducha láser Power Twin 21, galardonada con el premio Red Dot Design Award, es una novedad mundial diseñada para el uso en superficies extensas que ofrece nuevas posibilidades terapéuticas. Por primera vez se combina una ducha y un peine láser en un único aparato.

Resumen de las ventajas:

- Mayor rendimiento del láser gracias a 21 diodos láser.
- Mayor superficie de radiación de 550 cm
- Parámetros del láser ajustables individualmente desde la pantalla a color
- Indicación del ajuste seleccionado (modo de servicio, dosis, duración de la terapia)
- Adaptador de recambio con cristal de protección para poder trabajar más rápido e higiénicamente
- Convertible en peine láser con un solo clic
- Permite la radiación sobre zonas con mucho vello
- Rayo permanente y modo multifrecuencias: frecuencias Nogier, Bahr y Reininger predeterminadas.
- Rendimiento del láser ajustable de 5 mW a 50 mW.e Otras potencias y longitudes de onda por encargo.

Incluye caja en material acrílico y maletín de aluminio
9935-1004911

nuevo

LASER SHOWER POWER TWIN 21; 21 X 100 mW

Mayor rendimiento : Producción total de la salida de diodo: 2100 mW (21x100 mW). Beneficiarse de la doble salida y optimize el éxito del tratamiento.

9935-1018742



Soporte para peine láser

Para 1004911 / W14230 - Ducha láser Power Twin 21.
9935-1004914



Gafas protectoras para paciente (luz láser infrarroja)

Gafas de seguridad láser para el paciente. Pueden ser usadas para luz láser rojo e infrarrojo

9935-1004888



nuevo

Gafas de protección para láser infrarrojo (785-808nm)

Características especiales:

1) Diseño

Estas gafas combinan a la perfección todo lo que pudieras esperar de gafas de seguridad modernas.

2) Protección lateral

Amplias mirillas (envolventes) proporcionan protección lateral perfecta y sin limitar el campo de visión.

3) Bucos (SoftWings)

El apoyo nasal de plástico blando puede adaptarse a cualquier nariz. Las gafas luego se adaptan cómodamente sin ejercer presión.

4) Ventilación

Las aberturas entre la lente y marcos en la parte superior del Terminator permiten la circulación de aire directo, y así evitar el empañamiento.

5) Clips ajustables

La longitud e inclinación de los clips pueden ser individualmente ajustados.

6) Almohadilla para la frente de silicona

9935-1018738



Kit multifunciones con gafas de protección tipo nadador

Gafas para el paciente aptas para todas las longitudes de onda. Material: acero inoxidable de superficie no reflectante, opaco. Oxidación especial y mayor comodidad de uso. Marcas de láser correspondientes a los niveles de protección en el interior de las gafas.

9935-1004912


3B DUCHA LASER

La 3B DUCHA LÁSER se ha desarrollado especialmente para aplicaciones a grandes superficies. Gracias a 14 diodos láser que actúan simultáneamente, se puede tratar una superficie de 35 cm². Los diodos láser están dispuestos de tal manera que se puede conseguir un efecto terapéutico óptimo. Cuatro diodos de luz roja con una potente radiación actúan como rayos guía que limitan la superficie a tratar. Un vidrio de filtro especial protege a los diodos láser y permite una utilización perfectamente higiénica. La ducha láser es un aparato compacto ligero y portátil. Su manejo sencillo garantiza un confort óptimo durante el tratamiento.

Aplicaciones:

- Dermatología
- Ortopedia
- Medicina deportiva
- Fisioterapia
- Datos técnicos:
- Rendimiento total del diodo: 700 mW (14 x 50 mW)
- Longitud de onda: 785 nm (infrarrojo)
- CW - Continuous Wave (Onda continua) y frecuencia múltiple operación

9935-1004901



nuevo

Gafas de protección para láser infrarrojo (785-808nm)

Material: Metal
Color: Titan

Características especiales:

- Estructura de metal noble en aspecto de titanio
- Lente envolvente proporciona impacto lateral perfecto protección sin cambiar el campo de visión
- softpads Nariz (mejor confort)
- ranuras finas en el borde superior de evitar que se empañen
- Peso ligero

9935-1018739



nuevo

Gafas de protección para láser rojo (660nm)

Características:

- Diseño deportivo
- Mejor ajuste a través de lente "wrap-around"
- Protección lateral adicional
- Comoda almohadilla en la nariz
- Peso-pluma (sólo 26 g)
- Suave cinta para la cabeza incluida en la entrega

9935-1018741



nuevo

Gafas de protección para el láser rojo e infrarrojo (660 & 785-808nm)

Características:

- Diseño deportivo
- Mejor ajuste a través de lente "wrap-around"
- Protección lateral adicional
- Comoda almohadilla en la nariz
- Peso-pluma (sólo 26 g)
- Suave cinta para la cabeza incluida en la entrega

9935-1018737



Gafas para el terapeuta (luz láser infrarroja)


Gafas de seguridad para laser de luz infrarrojo
Densidad Optica OD 4 @ 780 nm-1100 nm
Clase de proteccion DIR L4 @ 780 nm-1100 nm
Densidad Optica OD 5 @ 795 nm-1085 nm
Clase de Proteccion DIR L5 @ 795 nm-185 nm
9935-1004887



Gafas para el terapeuta (luz láser roja)

Gafas de seguridad para luz de laser roja
9935-1008815

396 puntos de acupuntura




Identificación fácil y precisa de los puntos de acupuntura

Los caminos de conducción son de color de acuerdo a las 5 fases

Modelo de Acupuntura 3B Masculino y Femenino

Esta figura con la representación de la acupuntura china es aprox. 1/3 del tamaño natural. En la parte izquierda los meridianos están pintados didácticamente con los colores correspondientes a las cinco fases de cambio. Los puntos meridianos en el lado izquierdo se presentan con abreviaciones en latín. Se demuestran los 14 meridianos y aprox. 361 puntos de acupuntura. La figura de 63 cm de alto se despacha con un manual detallado y se puede desmontar de su base.

 Masculino D/E/F/I/S 9935-1000378

 Femenino D/E/F/I/S 9935-1000379



Modelo de Oreja 3B para Acupuntura

Estas replicas son ligeramente más grandes que el tamaño natural de la aurícula (para uso en medicina o terapia auricular). Los modelos están contruidos con silicona de alta calidad 3B SKINlike™, lo cual constituye garantía de gran durabilidad y le otorga un carácter real a la estructura de la superficie. En el manual adjunto del producto se enumeran 18 estructuras anatómicas a manera de orientación para la búsqueda de los puntos de acupuntura.

Oreja izquierda	9935-1000374
Oreja derecha	9935-1000375
Set de orejas con agujas	9935-1000373
10 pares de orejas	9935-1000376



Acupuntura de la oreja – 50 x 67 cm

Satinado	9935-4006895
Plastificado	9935-1001961




Mapa de acupuntura auricular

Los puntos de las escuelas china y francesa de acupuntura auricular, las zonas de frecuencias según Noguier, tablas de frecuencias (Nogier, Bahr, Reininger). Formato DIN A1.
Satinado 9935-1013823


Versión en lienzo, con rieles de aluminio.

Lienzo 9935-1015541



Reflexoterapia plantar – 50 x 67 cm

Satinado	9935-4006893
Plastificado	9935-1001462



Acupuntura Corporal – 98 x 68 cm

Satinado	9935-4006894
Plastificado	9935-1001959



3BTAPE



Las cintas **3BTAPE** están fabricadas en tejido de algodón y rayon libre de latex y resultan hipoalergénicos. Las cintas **3BTAPE** llevan una banda adhesiva termoelástica acrílica respetuosa con la piel, ondulada en una orilla. Esta banda elástica ondulada tiene el fin de repeler de la cinta el sudor y la humedad. Esto significa que las cintas **3BTAPE** son impermeables, transpirables y no se despegan en la ducha, piscina o sauna. Tienen una elasticidad en sentido longitudinal de aproximadamente un 30 a 40%. 5 m x 5 cm



s Maxi-rollos de cinta **3BTAPE** tienen una longitud de 31 m x 5 cm (103" x 2" pulgadas) y están disponibles en beige, azul, negro y fucsia.

Color	No de cat.
Negro	9935-1008621
Beige	9935-1008620
Azul	9935-1008622
Rosa	9935-1013842
Amarillo	9935-1012803
Verde	9935-1012804

Color	No de cat.
Negro	9935-1013840
Beige	9935-1013836
Azul	9935-1013841
Rosa	9935-1013842

¡Ahorre tiempo con ProCuts!

3BTAPE ProCut Strips

Cuando se utiliza el taping de kinesiología en deportes o en tratamientos de terapia hay cuatro formas de uso común:



I Strips – Envase con 40 Tapes

Beige	9935-1014600
Negro	9935-1014602
Azul	9935-1014601
Rosa	9935-1014603



X Strips – Envase con 40 Tapes

Beige	9935-1014604
Negro	9935-1014607
Azul	9935-1014605
Rosa	9935-1014608




Y Strips – Envase con 40 Tapes

Beige	9935-1014609
Negro	9935-1014612
Azul	9935-1014611
Rosa	9935-1014613



Eyelash Strips – Envase con 40 Tapes

Beige	9935-1014593
Negro	9935-1014595
Azul	9935-1014596
Rosa	9935-1014598



3BTAPE Tijeras recubiertas para vendaje neuro-muscular

Las tijeras recubiertas de 3B para los vendajes neuromusculares están fabricadas con acero inoxidable con alto contenido en carbono que hace que se mantengan afiladas durante años. Las tijeras recubiertas para los vendajes neuromusculares tienen un recubrimiento especial de carbono en negro y una resina de flúor, que hace que no se manchen del adhesivo de los vendajes neuromusculares.

9935-1014148



Banda cruzada Power Tape

Las bandas cruzadas permiten un mejor flujo de las energías en los lugares en que se hayan atascado y permiten una circulación de la energía más armoniosa. En muchas ocasiones se producen, ya tras un corto período de aplicación, mejoras de la capacidad de movimiento así como una reducción del dolor. El material está fabricado en tejido de algodón con un adhesivo acrílico termoplástico sin látex. Nuestras bandas cruzadas son bien toleradas por la piel, son resistentes al agua, transpirables y fáciles de quitar. Pueden llevarse durante varios días seguidos. Banda cruzada Power Tape vienen disponibles en envases de: 180 (22 x 27 mm), 120 (28 x 36 mm) y 40 (28 x 36 mm).

Envase de 180 9935-1013277

Envase de 120 9935-1013276

Envase de 40 9935-1013275



IonFlow 50 depurador de aire

El depurador de aire IonFlow es ideal para las consultas, la oficina, el dormitorio, la habitación de los niños y la sala de estar.

- Eliminación eficiente de las partículas dañinas más pequeñas del aire del ambiente
- Mayor bienestar por mayor limpieza del ambiente
- Libre de ozono (no es apreciable)
- Muy silencioso (por debajo de los 5 dB)
- Ahorra energía (menos de 7 W)
- No necesita cambio de filtros
- Después de unas 5 horas de uso se ha eliminado el 99% de las partículas más pequeñas y dañinas, independientemente si se trata de la consulta, de la oficina, de su sala de estar, de la habitación de los niños o los dormitorios, el depurador de aire IonFlow está indicado en todos aquellos lugares donde usted apuesta por una depuración del ambiente ecológica, silenciosa, efectiva e incluso decorativa.

A. Surface 9935-1015674


B. Style 9935-1015675

C. Signature 9935-1015676

Hecho de una fibra de rayón de algodón libre de látex e hipoalergénico

Tienen una elasticidad en sentido longitudinal de aproximadamente 40%.

Disponible en diferentes colores y longitudes



Resistente al agua, permeable al aire y de larga duración

Resistente al agua, permeable al aire y de larga duración

Instale su mesa de tratamiento en cualquier lugar!

Beneficios de la mesa de masaje portátil:

- Peso de trabajo máximo: 550 libras. (250 kg)
- Regulación de la altura 23-33 in. (58-85 cm)
- Patas de goma para evitar rayones y deslizamientos en el piso



Camilla de masaje portátil básica

Camilla de masaje económica, fabricada en robusta madera natural (madera de abedul de gran calidad). El modelo básico de camilla viene con una colchoneta de espuma de alta densidad de 4 cm de grosor y un cómodo forro de vinilo a prueba de manchas de grasa e impermeable. Incluye un cojín regulable para soporte de la cara y tapón para el hueco facial, reposabrazos laterales (añaden 10 cm de ancho a cada lado) reposabrazos suspendido y mochila de transporte con un bolsillo.

Azul	9935-1013724
Verde	9935-1013725
Zarzamora	9935-1013726



Camilla de masaje portátil deluxe

Camilla de masaje de alta calidad, fabricada en robusta madera natural (madera de abedul de gran calidad). Esta camilla está provista de una colchoneta de espuma de alta densidad de unos 6 cm y medio de grosor, con un cómodo forro de vinilo. Incluye un cojín regulable para soporte de la cara y tapón para el hueco facial, reposabrazos suspendidos y mochila de transporte con un bolsillo.

Altura: Ajustable de 59 hasta 85 cm

Azul	9935-1013727
Verde	9935-1013728
Zarzamora	9935-1013729

Opcional para camillas básicas de masaje básicas y deluxe, elija su color:




Reposacabezas ajustable con soportes metálicos

Azul	9935-1013732
Verde	9935-1013734
Zarzamora	9935-1013733



Soporte para brazos

Azul	9935-1013738
Verde	9935-1013740
Zarzamora	9935-1013739



Reposabrazos con soportes metálicos

Azul	9935-1013735
Verde	9935-1013737
Zarzamora	9935-1013736



3B Scientific
A worldwide group of companies

SEIRIN®

!Use agujas SEIRIN® para
una **ACUPUNTURA**
suave, indolora y libre
de stress!

