

1000599, 1000600, 1000601 Objetos de difração

Instruções para o uso

11/15 Hh



1. Indicações de Segurança

- Para evitar o depósito de sujeira, assim como danos, só pegar nos objetos de difração pelo quadro de slide.

2. Descrição

2.1 Objeto de difração de 3 grades 1000599

No caso do objeto de difração trata-se de 3 grades criadas por processo fotográfico com diferentes constantes de grade em quadros de slide de 50 mm x 50 mm.

Número de linhas (cm⁻¹): 20, 40, 80

Constantes de grade (mm): 0,50, 0,25, 0,125

2.2 Objeto de difração grade de traços 1000600

No caso do objeto de difração trata-se de uma grade criada por processo fotográfico em quadros de slide de 50 mm x 50 mm.

Número de linhas (cm⁻¹): 80

Constantes da grade (mm): 0,125

2.3 Objeto de difração de 2 grades cruzadas 1000601

No caso do objeto de difração trata-se de duas grades cruzadas criadas por processo fotográfico em quadros de slide de 50 mm x 50 mm, uma das quais é invertida.

Número de linhas (cm⁻¹): 40,

Constantes da grade (mm): 0,25