3B SCIENTIFIC® PHYSICS



1000599, 1000600, 1000601 Oggetti di diffrazione

Istruzioni per l'uso

11/15 Hh







1. Norme di sicurezza

impedire l'imbrattamento Per afferrare gli oggetti di danneggiamento, diffrazione solamente sul telaio diapositiva.

della

1000601

L'oggetto di diffrazione è costituito da due reticoli a croce fotoprodotti in telai per diapositive 50 mm x 50 mm, di cui uno invertito. Numero di righe (cm-1): 40,

2.3 Oggetto di diffrazione 2 reticolo a croce

Costante reticolare (mm): 0,25

2. Descrizione

Gli oggetti di diffrazione sono adatti a numerosi esperimenti di ottica ondulatoria sulla diffrazione e sull'interferenza.

2.1 Oggetto di diffrazione 3 reticolo 1000599

L'oggetto di diffrazione è costituito da tre reticoli fotoprodotti con diverse costanti reticolari in telai per diapositive 50 mm x 50 mm.

Numero di righe (cm-1): 20, 40, 80 Costanti reticolari (mm): 0,50, 0,25, 0,125

2.2 Oggetto di diffrazione reticolo inciso 1000600

L'oggetto di diffrazione è costituito da un reticolo fotoprodotto in telai per diapositive 50 mm x 50 mm.

Numero di righe (cm-1): 80 Costante reticolare (mm): 0,125