



РАДИОЛОГИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ ЛОШАДЕЙ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1025582, 1025583

РАДИОЛОГИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ ЛОШАДЕЙ

УХОД, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ОСОБЕННОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Было проведено множество исследований и испытаний для создания самого долговечного симулятора с максимальной гибкостью и максимально естественными движениями. Эта модель оснащена полностью артикулированным скелетом. Для имитации костей и кожи, а также для визуализации с помощью рентгенографических методов, подобраны оптимальные материалы. Компания VSI использовала мягкую силиконовую кожу, окружающую сухожилия и связки, которые можно ощутить при пальпации.

Ощутимыми на пальпации являются интеркапальный, лучезапястный, подкопытный и коптевой суставы. Полную единицу поверхностных и глубоких сгибающих сухожилий можно проследить вплоть до их прикрепления. Также предусмотрена пальпация подвесного аппарата и ощутимых ориентиров в области пастерна.

Конечность можно присоединить к модели колики у лошадей VSI (1025566, 1025584), предварительно сняв стандартную съемную дистальную часть конечности и вставив мужской штифт в женский разъем на модели лошади посредством медиолатерального перемещения.

Конечность также может использоваться в качестве самостоятельного тренажера для выполнения учебных задач и крепится к специальной подставке, обеспечивающей артикуляцию вдоль парамедиальной плоскости.



ОЧИСТКА

Кожа конечностей обладает слегка липкой текстурой, способствующей накоплению грязи и других частиц. Эту проблему можно уменьшить, присыпав их детской присыпкой. Для общего очищения конечностей рекомендуется использовать мягкое моющее средство с водой и мягкую ткань, однако их не следует полностью погружать. Никогда не очищайте их с использованием агрессивных растворителей или абразивных средств.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com