



AT RADYOLOJİ UZVU

KULLANICI KILAVUZU

1025582, 1025583

AT RADYOLOJİ UZVU

➤ BAKIM, KULLANIM, ÖZELLİKLER VE MUHAFAZA

Çok sayıda araştırma ve test, en dayanıklı, esnek ve doğal hareketlere sahip simülâtörün geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu model, tamamen eklemli bir iskelete sahiptir. Kemik ve deriyi en iyi şekilde taklit etmek ile radyografi teknikleriyle görselleştirmeyi sağlamak amacıyla uygun malzemeler seçilmiştir. VSI, tendon ve bağları çevreleyen, palpasyonla hissedilebilen yumuşak silikon deri kullanmıştır.

Hissedilebilen eklemler arasında interkapal, radyokarpal, fetlock ve tabut eklemleri yer almaktadır. Tam yüzeysel ve derin fleksör tendon birimi, tutma noktasına kadar hissedilebilmektedir. Ayrıca, askı sistemi ile pasternin elle hissedilebilen belirgin noktalarının palpasyonu da sağlanmaktadır.

Ekstremit, önce standart çıkarılabilir distal ekstremitenin sökülmesi ve ekstremitedeki erkek anahtarın at modelindeki dişi alıcıya mediolateral olarak kaydırılması suretiyle VSI At Kolik Modeli'ne (1025566, 1025584) takılabilir.

Ekstremit ayrıca bağımsız bir görev eğitim aracı olarak kullanılabilir ve paramedyal düzlemde hareket imkânı sağlayan özel bir standı takılabilir.



➤ TEMİZLİK

Ekstremitelerin derisi, hafif yapışkan yapısı nedeniyle kir ve diğer parçacıkları çekmeye eğilimlidir. Bebek pudrası ile pudralanması durumunda bu etki hafifletilebilir. Genel temizlik amacıyla, ekstremiteler yumuşak bir bez kullanılarak hafif bir deterjan ve su ile yıkanabilir; ancak daldırılmamalıdır. Hiçbir koşulda sert çözücüler veya aşındırıcı aletlerle temizlenmemelidir.

➤ İLETİŞİM BİLGİLERİ



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific TR

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10-Y Blok Daire 105

34235 Tekstilkent (B13 Blok- No: 36)

Esenler • İstanbul • Türkiye

Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801

3bscientific.com.tr • info.tr@3bscientific.com