



NAHT-TRAININGSKISSEN

NAHT-TRAININGSKISSEN

› VERFÜGBARE VARIANTEN DES NAHT-TRAININGSKISSEN

Mehrschichtiges Naht-Trainingskissen	1025669
Naht-Trainingskissen für Hohlorgane	1025667
Mehrschichtiges Naht-Trainingskissen für Hunde	1025668



› MEHRSCHICHTIGE NAHT-TRAININGSKISSEN

Die mehrschichtigen Naht-Trainingspads bestehen aus vier (4) Schichten, die dazu bestimmt sind, die Dermis, den subkutanen Bereich, die Linea sowie die transversale Faszie darzustellen. Ungleichmäßigkeiten in der Schichtdicke resultieren aus dem handwerklichen Herstellungsprozess und bieten eine Variation in der Trainings- bzw. Nahtfläche.

› HOHLORGAN-NAHT-TRAININGSKISSEN

Diese Pads bestehen aus einer Schicht (1), die dazu bestimmt ist, ein Hohlorgan darzustellen. Ungleichmäßigkeiten in der Dicke resultieren aus dem handgefertigten Herstellungsprozess und sorgen für eine Variation in der Trainings- bzw. Nahtfläche.

› NAHT-TRAININGSKISSEN HUND

Die mehrlagigen Naht-Trainingskissen für Hunde bestehen aus vier (4) Schichten, die dazu dienen, die Dermis, die subkutane Schicht, die Linea und die transversale Faszie abzubilden. Dieses Modell verfügt zudem über Brustwarzen und einen Bauchnabel, die als Orientierungspunkte am VSI Sterilisationsimulator Hund dienen. Ungleichmäßigkeiten in der Dicke resultieren aus dem handwerklichen Herstellungsprozess und bewirken eine Variation der Trainings- bzw. Nahtfläche.



HINWEIS:

- Die Kissen enthalten Silikonöle, die im Laufe der Zeit austreten und poröse Oberflächen verschmutzen können. Sobald die Kissen aus dem Beutel genommen wurden, sollten sie bei Bedarf mit Seife und Wasser gespült werden, um den öligen Belag zu entfernen. Silikonölrückstände lassen sich von Oberflächen mit einer Mischung aus phosphathaltigem Reinigungsmittel und Wasser beseitigen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und porösen Oberflächen.
- Bewahren Sie die Kissen im Beutel auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

› TRAININGSBASIS FÜR NAHT-TRAININGSKISSEN

Die Basis (1025666) wird mit zwei Schaumstoffeinsätzen geliefert. Der feste Schaumstoffeinsatz ist für den Einsatz mit dem Mehrschicht-Nahtkissen vorgesehen. Der Rand-Schaumstoffeinsatz dient dem Hohlorgan-Nahtkissen und kann in der Basis verstaut werden, wenn er nicht benötigt wird.

Die Saugnäpfe an der Unterseite der Basis haften am besten auf einer glatten Arbeitsfläche.

Die Basiseinheit sowie die Schaumstoffeinsätze sollten mit Seife und Wasser gereinigt werden. Aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel können Kunststoff und/oder Schaumstoff beschädigen.

Installieren Sie die Naht-Trainingskissen, indem Sie die Löcher der Kissen über die Stifte der Basis ziehen.

NAHT-TRAININGSKISSEN

> KONTAKTINFORMATIONEN



3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 20 • 20459 Hamburg • Germany
Phone: + 49 (0)40-73966-0 • Fax: + 49 (0)40-73966-100
3bscientific.com • info@3bscientific.com