




# 카테터 삽관 트레이너 PRO와 BASIC

남성, 여성 카테터 삽관에 관한 실질적 트레이닝

- 실제와 가까운 훈련효과를 위한 현실적인 저항감
- 요도 협착의 세 가지 단계
- 부드럽고 유동성 있는 표피와 음순
- 액체유출을 통한 올바른 카테터 삽입 확인
- 복부모형이 추가된 PRO 버전, 치골상 도뇨관 (SPK)의 교체 및 유지관리 가능

**P93 PRO** 카테터 삽관 트레이너 세트를 통해 남성과 여성 모두의 방광 카테터 삽관 절차를 현실적으로 시범, 연습, 평가. 해부학적으로 올바르며 쉽게 교환가능한 생식기 삽입물 - 실제와 비슷한 재질로 제작. 포피와 음순은 부드럽고 유동성이 있어 필요한 모든 손동작 연습 가능.



요도 협착의 세 종류의 다른 단계들을 언제든지 손으로 설정 가능



효과적 트레이닝을 위한 실제적 인체모형과 저항감



**PRO** 버전으로 치골상 도뇨관 교체와 관리 교육 가능

**+**

**직접학습**

- 투명한 방광을 통해 카테터가 바르게 삽입되었는지 확인 가능
- 카테터가 바르게 삽관되면 액체가 흘러나옴
- **PRO** 버전은 떼어낼 수 있는 복벽과 (이미 천공된) 천자 부위를 포함, 해부학적으로 인체와 매우 유사한 하복부 함께 제공

**+**

**특징**

- 부드럽고 유동성 있는 포피와 음순
- 손쉬운 세척, 모든 파트 분리 가능
- 3단계로 조절이 가능한 요도협착

**> PRO 세트 내용물**

- 떼어낼 수 있는 복벽과 (이미 천공된) 천자 부위가 있는 실제 복부 모형
- 투명한 방광이 포함된 남녀 카테터 삽관 세트
- 병, 튜브 커넥터
- 이동용 가방

**PRO 세트 (남성 & 여성)** 1023010

**> PRO 여성** 1023008

**> PRO 남성** 1023009

**> BASIC 세트 내용물**

- 생식기 삽입물을 자석 커넥터로 세움
- 투명한 방광 포함된 남녀 카테터 삽관 세트
- 병, 튜브 커넥터

**BASIC 세트 (남성 & 여성)** 1020842


**> BASIC 여성** 1020231

**> BASIC 남성** 1020232

**> 교환부품**

도뇨실습용 여성생식기 1020233

도뇨실습용 남성생식기 1020234



**BASIC SET**

상세한 내용은 [3bscientific.com](http://3bscientific.com) 에서 확인하세요



쓰리비사이언티픽코리아(주) • 우) 06734 서울시 서초구 서운로 • 18, 4층

Tel. 02-523-3834 • Fax. 02-0303-3440-3835 • E-mail : info@3bs.kr