




KATETERİZASYON SİMÜLATÖRÜ P93 PRO VE TEMEL

Erkek ve kadın üriner kateterizasyonunun gerçekçi eğitimi için:

- Gerçekçi bir eğitim efekti için doğal özdeş direnç
- 3 farklı ayarlanabilir seviyede idrar yolu daralması – erkek üriner kateterizasyon eğitim modeli için
- Yumuşak ve hareket ettirilebilen sünnet derisi ve labia
- Başarılı uygulamada gerçek sıvı çıkışı
- Ek karın duvarı içeren **PRO versiyonu**, suprapubik kateterlerin (SPK) değiştirilmesi ve bakımı uygulamalarına olanak sağlar

Kateterizasyon eğitim modeli ile hem erkek hem de kadın üriner kateterizasyonu gösterilebilir, uygulanabilir ve değerlendirilebilir. Değiştirilebilir genital bölge anatomik olarak gerçekçidir ve özel malzemeler kullanılarak üretilir. Sünnet derisi ve labia yumuşaktır ve hareket ettirilebilir, böylece gerekli tüm beceri prosedürleri uygulanabilir.



İdrar yolu daralmasının 3 farklı ayarlanabilir seviyesi el ile istendiği zaman değiştirilebilir erkek üriner kateterizasyon eğitim modelinde.



Gerçekçi anatomi ve etkili eğitim için doğala özdeş direnç sağlar.



PRO versiyonu suprapubik kateter değişimi ve bakımı için kullanılabilir.

+

DOĞRUDAN ÖĞRENME:

- Şeffaf mesane, kateterin doğru yerleştirilmiş olup olmadığını kontrol etmeyi mümkün kılar.
- Kateterizasyon doğru bir şekilde gerçekleştirilirse, sıvı dışarıya akacaktır.
- **PRO versiyonu**, çıkarılabilir bir karın duvarı ve girişim (önceden açılmış) bölgesi dahil olmak üzere anatomik olarak gerçekçi bir alt gövdeyle birlikte verilir.

+

ÖZELLİKLERİ:

- Esnek sünnet derisi ve labia
- Kolay temizlenir, tüm parçalar ayrılabilir
- Erkek sürümü: idrar yolu daralması - 3 dereceli

› PRO set içeriği:

- Çıkarılabilir karın duvarı ve (önceden açılmış) girişim bölgesi olan gerçekçi bir karın modeli
- Şeffaf mesaneye sahip erkek ve kadın üriner kateterizasyon eğitim modeli
- Şişe ve boru bağlantıları
- Taşıma çantası

PRO Set (erkek & kadın)

1023010

› PRO kadın

1023008

› PRO erkek

1023009

› BASIC set içeriği:

- Genital uçlar için manyetik bağlantılar ile stand
- Şeffaf mesaneye sahip erkek ve kadın üriner kateterizasyon eğitim modeli
- Şişe ve boru bağlantıları

BASIC Set (erkek & kadın)

1020842

› BASIC kadın

1020231

› BASIC erkek

1020232


› Yedek parçalar

Genital bölge, kadın

1020233

Genital bölge, erkek

1020234



BASIC SET

Daha fazla bilgi için lütfen 3bscientific.com adresini ziyaret edin.



3B Scientific TR • Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10-C Blok Daire 111 • 34235 Tekstilkent (A24 Blok No:32)
Esenler • İstanbul • Türkiye • Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801 • 3bscientific.com.tr