



Ампутация



Сквозная огнестрельная рана
входное отверстие



Сквозная огнестрельная рана
выходное отверстие



Глубокая рваная рана

НОВИНКА

Нога-тренажер для обучения остановке кровотечения P103

Тренажер для обучения остановке кровотечения из нижней конечности с реалистичной имитацией ран и кровотечения. Позволяет повысить эффективность обучения уходу за пациентами на догоспитальном этапе благодаря теоретической и практической подготовке по остановке кровотечения с наложением повязок и жгутов. Данный тренажер особенно подходит для применения в рамках курсов по оказанию тактической медицинской помощи раненым в бою (ТССС) и оказанию гражданской медицинской помощи при ранениях.

Нога-тренажер для обучения остановке кровотечения P103 производства 3B Scientific является простым и экономичным решением для реалистичного обучения остановке кровотечения и оказанию медицинской помощи при ранениях бедра. Обучаемые обретут уверенность в оказании медицинской помощи при сложных кровотечениях с наложением жгута и повязок, а также обработки конечности после ампутации.

Раны:

- Глубокая рваная рана в области паха
- Сквозная огнестрельная рана с входным и выходным отверстиями в верхней части бедра
- Ампутация нижней конечности в области колена



Тренажер позволяет отрабатывать следующие процедуры остановки кровотечения:

- Наложение жгута
- Наложение повязки на рану, в том числе на рану на стыке ноги и туловища
- Применение XSTAT® (кровоостанавливающего устройства)
- Повязка на культю / рану большой площади



Техническое описание тренажера для обучения остановке кровотечения из нижней конечности P103:

- Тренажер представляет собой имитацию нижней конечности взрослого мужчины с ампутацией в области колена, имеющей реалистичное внешнее анатомическое строение
- Покрытие изготовлено из высококачественного прочного силикона SKINlike™, имитирующего тактильные характеристики человеческой кожи и тканей
- Тренажер имеет костные анатомические ориентиры и пальпируемый кровеносный сосуд, поврежденный в результате огнестрельного ранения
- Непосредственная обратная связь: кровотечение прекращается (механическая окклюзия кровеносных сосудов) при правильном наложении жгута (размещении и фиксации)
- Жгут может накладываться по методу «выше места ранения с тугим пережатием» или на 5–8 см выше раны
- Каждая рана может быть прикрыта с помощью специальной накладки для отработки сценариев различных видов ранений в разных отделах конечности
- Все раны кровоточат независимо друг от друга
- Тренажер предназначен для использования в полевых условиях, имея прочную конструкцию и не требуя питания от аккумулятора или внешнего источника
- Возможность легкой очистки и транспортировки в сумке для переноски (входит в комплект)
- Реалистичный бюджетный тренажер для многократного использования в обучении

Система имитации кровотечения:

- Защищенный от протечек резервуар для крови (2 литра) с системой ручного кровяного насоса, имитирующей пульсирующее венозное или артериальное кровотечение
- При наложении повязки на рану кровь не течет обратно в резервуар

Комплект поставки:

- Нога с 3 различными травматическими ранами (на выбор имеется вариант со светлой и темной кожей)
- 2 накладки на раны
- Система ручного кровяного насоса
- Сумка для переноски
- Защитный чехол
- Резервуар для крови емкостью 2 литра
- Концентрат искусственной крови, 250 мл



1023106 Нога-тренажер для борьбы с кровотечениями P103 – светлая кожа

1023314 Нога-тренажер для борьбы с кровотечениями P103D – темная кожа

1021572 Концентрат искусственной крови (10 x 250 мл)



БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО НАЙТИ НА ВЕБ-САЙТЕ ZBSCIENTIFIC.COM



ООО «ЗБ Сайнтифик» • 196084, Россия • Санкт-Петербург • Московский пр., 79А, лит. А, офис 400
Тел.: +7 812 3342223 • Факс: +7 812 3347150 • e-Mail: sales.spb@zbscientific.com