



REALITi SimScope

TREINAMENTO DE AUSCULTAÇÃO AVANÇADO COM O REALITi 360

Em colaboração com a Cardionics, líder global em produtos de simulação de auscultação, a iSimulate desenvolveu o REALITi SimScope para o ecossistema de simulação REALITi 360. O REALITi SimScope é um estetoscópio eletrônico de treinamento, criado para a prática de simulação com Pacientes Normalizados e treinamento de auscultação baseada em manequim. O REALITi SimScope é perfeitamente adequado para OSCE (Exame Clínico Objetivo Estruturado) ou qualquer outro formato de exames em ambiente pré-hospitalar a UTI.

➤ AJUDE SEUS ALUNOS A DOMINAREM SUAS HABILIDADES DE AUSCULTAÇÃO COM O REALITi SimScope

- + Aprenda a distinguir entre sons respiratórios e circulatórios normais e anormais
- + Treine o diagnóstico de distúrbios intestinais e suas variações
- + Pratique a construção de uma imagem detalhada do paciente para entender a causa e a extensão de doenças cardíacas, pulmonares ou intestinais
- + Pratique as capacidades de comunicação essenciais com pacientes e pessoal médico

O REALITi SimScope requer qualquer uma das versões do REALITi 360 para funcionar (REALITi Go 1022862, REALITi Plus 1022815 ou REALITi Pro 1022816) e é acessado por seu ecossistema de simulação para fornecer aos usuários a ampla biblioteca de sons da Cardionics. Depois que as etiquetas RFID são colocadas em um manequim ou em um paciente/ator, os estudantes podem ouvir os sons cardíacos, pulmonares e intestinais armazenados neles.

Estão incluídos no Módulo de Auscultação REALITi SimScope:

- Estetoscópio de Treinamento de Auscultação REALITi SimScope
 - Biblioteca de auscultação de adulto padrão, consistindo em 20 sons de coração, 41 de pulmão, 4 de intestinos e 1 ruído
 - Maleta de transporte
 - Guia de configuração
 - Cabo USB
 - Etiquetas RFID
- Nº Item 1022954





O REALITi SimScope requer um dispositivo REALITi 360 licenciado para funcionar.

Combine o REALITi SimScope com qualquer um dos ecossistemas abaixo para melhorar o treinamento de OSCE:

REALITi Go Item Nº. 1022862

REALITi Plus Item Nº. 1022815

REALITi Pro Item Nº. 1022816



LEIA O QR-CODE PARA SABER MAIS SOBRE O MÓDULO DE AUSCULTAÇÃO REALITi SIMSCOPE



Brasil 3B Scientific Importação e Exportação Ltda. • Rua Landmann, 92 B
Costa e Silva Joinville, SC CEP: 89217-420 • Brasil • 3bscientific.com
Tel.: +55 (47) 3464-1818 • Celular: +55 (47) 98852-1790 • vendas@3bscientific.com