



REALiTi SimScope

REALiTi 360 İLE ÜST DÜZEY OSKÜLTASYON EĞİTİMİ

iSimulate, oskültasyon simülasyonu ürünlerinde dünya lideri olan Cardionics ile birlikte REALiTi 360 simülasyon ekosistemi için REALiTi SimScope ürününü geliştirdi. REALiTi SimScope Standardize Hastalar ve manken tabanlı oskültasyon eğitimi ile simülasyon uygulaması için oluşturulmuş bir elektronik eğitim stetoskopudur. REALiTi SimScope OSCE (Objektif Yapılandırılmış Klinik Muayene) veya hastane öncesinden yoğun bakım ünitesine kadar herhangi bir diğer muayene formatına mükemmel şekilde uygundur.

➤ REALiTi SimScope İLE ÖĞRENCİLERİNİZİN OSKÜLTASYON BECERİLERİNDE UZMANLAŞMALARINA YARDIMCI OLUN



- + Normal ve anormal solunum ve dolaşım seslerini ayırt etmeyi öğrenin
- + Bağırsak bozukluklarının teşhisi ve varyasyonları konusunda eğitim verin
- + Kalp, akciğer veya bağırsak hastalıklarının nedenini ve kapsamını anlamak için hastanın ayrıntılı bir resmini oluşturma alıştırmaları yaptırın
- + Hastalar ve sağlık personeli ile temel iletişim becerileri uygulamaları yapın

REALiTi SimScope programının çalışması için REALiTi 360 sürümlerinden (REALiTi Go 1022862, REALiTi Plus 1022815 veya REALiTi Pro 1022816) herhangi biri gerekir ve kullanıcılara Cardionics'in kapsamlı ses kitaplığını sunmak için simülasyon ekosistemi aracılığıyla erişilir. RFID etiketleri bir mankene veya Standartlaştırılmış Hastaya yerleştirildiğinde, kursiyerler üzerlerinde kayıtlı olan kalp, akciğer ve bağırsak seslerini dinleyebilirler.

REALiTi SimScope Oskültasyon Modülünün İçeriği:

- REALiTi SimScope Oskültasyon Eğitimi Stetoskopu
 - 20 kalp, 41 akciğer, 4 bağırsak sesi ve 1 üfürüm sesinden oluşan standart yetişkin ses kütüphanesi
 - Taşıma çantası
 - Kurulum Rehberi
 - USB kablosu
 - RFID Etiketleri
- Parça No. 1022954





REALiTi SimScope programının çalışması için lisanslı bir REALiTi 360 cihazı gereklidir.

OSCE eğitimini geliştirmek için REALiTi SimScope ürününü aşağıdaki ekosistemlerden herhangi biriyle beraber kullanın:

REALiTi Go Parça No. 1022862

REALiTi Plus Parça No. 1022815

REALiTi Pro Parça No. 1022816



REALiTi SimScope OSKÜLTASYON MODÜLÜ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN QR KODUNU TARAYIN



3B Scientific TR • Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. 10-Y Blok Daire 105 34235 Tekstilkent (B13 Blok- No: 36) • Esenler • İstanbul • Türkiye • 3bscientific.com

Phone: + 90 (0)212-422-8800 • Fax: + 90 (0)212-422-8801 • E-Mail: info.tr@3bscientific.com