





NUEVO: Amplia biblioteca de 42 sonidos cardíacos, pulmonares e intestinales de alta calidad

NIKKI EL MANIQUÍ DE ENFERMERÍA CON AUSCULTACIÓN

¡Desarrolle y evalúe competencias en el cuidado del paciente y en las funciones del auxiliar de enfermería, así como habilidades de auscultación, con un maniquí de entrenamiento todo en uno! Nikki, el maniquí de enfermería con auscultación, ofrece 11 puntos de auscultación anteriores y 4 posteriores, con 42 sonidos de alta calidad para mejorar la competencia en la atención avanzada al paciente. Se entrega con NursingScope, un estetoscopio electrónico de simulación para entrenamiento con tecnología de Cardionics, y aporta un nivel adicional de realismo a cualquier entrenamiento de auscultación u O.S.C.E. (Examen Clínico Objetivo Estructurado). El maniquí fue desarrollado específicamente para la simulación basada en escenarios con el fin de mejorar la competencia en el cuidado del paciente y las habilidades avanzadas de enfermería.

➤ 11 SITIOS DE AUSCULTACIÓN ANTERIORES Y 4 POSTERIORES



Nikki el maniquí de enfermería con auscultación

Este maniquí para auscultación y atención al paciente simula un paciente adulto de tamaño real e incluye el NursingScope. NursingScope es un estetoscopio electrónico de simulación y entrenamiento creado para fines de entrenamiento en auscultación o O.S.C.E. (Examen Clínico Objetivo Estructurado). Funciona de forma inalámbrica con la tableta controladora (incluida) y ofrece al instructor acceso a la amplia biblioteca de sonidos de Cardionics. El instructor puede seleccionar y cambiar los sonidos en el acto. El estudiante escuchará cualquiera de las condiciones fisiológicas o patológicas una vez que coloque el estetoscopio NursingScope en la zona de auscultación.

Piel clara: 1025296

Piel oscura: 1023318

Nikki, el maniquí de enfermería con capacidad de auscultación, incorpora la biblioteca de sonidos de Cardionics para la formación en auscultación y ofrece 11 sitios anteriores y 4 posteriores con sonidos de alta calidad.

- 21 sonidos cardíacos, incluyendo Estenosis Aórtica, Ductus Arterioso Persistente (DAP) y Prolapso de la Válvula Mitral
- 15 sonidos pulmonares, incluyendo Estridor, Pectoriloquia y Edema Pulmonar
- 6 sonidos intestinales, incluyendo Borborigmo, Sonidos Intestinales Hipoactivos y Sonidos Intestinales Normales



Éxito en la formación en auscultación con el estetoscopio de entrenamiento NursingScope:

1. Entrenar la colocación correcta del estetoscopio
2. Entrenar el diagnóstico de sonidos cardíacos, pulmonares y intestinales normales y anormales
3. Entrenar la terminología anatómica
4. Entrenar habilidades esenciales de comunicación con pacientes y personal médico

Resumen de características del estetoscopio de entrenamiento para auscultación NursingScope:

- NursingScope Wi-Fi permite al instructor seleccionar a distancia sonidos para el entrenamiento de auscultación
- Aprenda a distinguir entre sonidos respiratorios normales y anormales y a clasificarlos
- Software fácil de usar con máxima flexibilidad: el sistema puede adaptarse a sus requisitos específicos, permitiendo selecciones de sonidos y escenarios prácticamente ilimitados
- Cambio rápido de pila AAA



01/2026

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA ASISTENCIA,
POR FAVOR ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com