




NOUVEAU: Vaste bibliothèque de 42 sons cardiaques, pulmonaires et intestinaux de qualité supérieure

NIKKI LE MANNEQUIN DE SOINS INFIRMIERS AVEC AUSCULTATION

Développez et évaluez les compétences en soins aux patients et celles des aides-soignants ainsi que les aptitudes à l'auscultation grâce à un mannequin de formation tout-en-un ! Nikki, le mannequin infirmier avec auscultation, offre 11 sites d'auscultation antérieurs et 4 postérieurs, ainsi que 42 sons de haute qualité pour améliorer la compétence dans la prise en charge avancée du patient. Fourni avec NursingScope, un stéthoscope de simulation électronique équipé de la technologie Cardionics, il apporte un niveau supplémentaire de réalisme à toute formation à l'auscultation ou à l'O.S.C.E. (Examen Clinique Objectif Structuré). Le mannequin a été développé spécifiquement pour la simulation basée sur des scénarios afin d'améliorer les compétences en soins aux patients et les compétences infirmières avancées.

➤ 11 SITES D'AUSCULTATION ANTÉRIEURS ET 4 POSTÉRIEURS



Nikki le mannequin de soins infirmiers avec auscultation

Ce mannequin d'auscultation et de soins aux patients simule un patient adulte à taille réelle et inclut le NursingScope. NursingScope est un stéthoscope électronique de simulation conçu pour la formation à l'auscultation ou aux O.S.C.E. (Examen Clinique Objectif Structuré). Il fonctionne sans fil avec la tablette de contrôle (incluse) et donne à l'instructeur l'accès à la vaste bibliothèque de sons de Cardionics. L'instructeur peut sélectionner et modifier les sons sur place. Le stagiaire entendra n'importe quelle condition physiologique ou pathologique dès qu'il placera le stéthoscope NursingScope sur le point d'auscultation.

Peau claire: 1025296

Peau foncée: 1023318

Nikki, le mannequin infirmier avec auscultation, équipé de la bibliothèque sonore Cardionics pour la formation à l'auscultation, offre 11 sites antérieurs et 4 sites postérieurs, avec des sons de haute qualité.

- 21 bruits cardiaques, y compris Sténose Aortique, Canal Artériel Persistant (CAP) et Prolapsus de la Valve Mitrale
- 15 bruits pulmonaires, y compris Stridor, Pectoriloquie et Œdème Pulmonaire
- 6 bruits intestinaux, y compris Borborygmes, Bruits Intestinaux Hypoactifs et Bruits Intestinaux Normaux



Réussite de la formation à l'auscultation avec le stéthoscope pédagogique NursingScope:

1. Former au positionnement correct du stéthoscope
2. Former au diagnostic des sons cardiaques, pulmonaires et intestinaux normaux et pathologiques
3. Former à la terminologie anatomique
4. Former aux compétences essentielles de communication avec les patients et le personnel médical

Aperçu des caractéristiques du stéthoscope de formation à l'auscultation NursingScope:

- NursingScope Wi-Fi permet au formateur de sélectionner à distance des sons pour l'entraînement à l'auscultation
- Apprenez à distinguer les bruits respiratoires normaux et anormaux et à les classer
- Logiciel convivial offrant une flexibilité maximale: le système peut être adapté à vos exigences spécifiques, permettant une sélection et des scénarios sonores pratiquement illimités
- Changement rapide de pile AAA



01/2026

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE,
VEUILLEZ SCANNER ICI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com