




ÚJ: Kiterjedt hangkönyvtár, amely 42 prémium minőségű szív-, tüdő- és bélhangokat tartalmaz

NIKKI AZ AUSZKULTÁCIÓVAL FELSZERELT ÁPOLÁSI TANBÁBU

Fejlessze és értékelje a betegellátási és ápolói asszisztensi kompetenciákat, valamint az auszkultációs készségeket egy mindent az egyben oktató tanbábu segítségével! Nikki, az auszkultációs ápolói tanbábu 11 elülső és 4 hátsó auszkultációs pontot kínál, és 42 kiváló minőségű hangot tartalmaz a haladó betegellátási kompetenciák fejlesztéséhez. A tanbábu a NursingScope nevű, a Cardionics által működtetett elektronikus szimulációs oktatási sztetoszkóppal együtt kerül leszállításra, amely extra valósághűséget visz bármely auszkultációs képzésbe vagy az O.S.C.E.-be (Objektív Strukturált Klinikai Vizsga). A tanbábu kifejezetten forgatókönyv-alapú szimulációhoz lett kifejlesztve a betegellátási és a haladó ápolói készségek kompetenciájának javítása érdekében.

> 11 ELÜLSŐ ÉS 4 HÁTSÓ AUSZKULTÁCIÓS PONT



Nikki, az auszkultációs ápolói tanbábu

Ez az auszkultációs és betegellátási tanbábu egy felnőtt életnagyságú beteget szimulál, és tartalmazza a NursingScope-ot. NursingScope egy elektronikus, szimulációs képzésre tervezett sztetoszkóp, amelyet auszkultációs oktatásra vagy O.S.C.E. (Objektív Strukturált Klinikai Vizsga) céljára fejlesztettek. Vezeték nélküli kapcsolatban működik a vezérlő tablettel (tartozék), és hozzáférést biztosít az oktatónak a Cardionics kiterjedt hangkönyvtárhoz. Az oktató helyben kiválaszthatja és megváltoztathatja a hangokat. A gyakorló a NursingScope sztetoszkópot az auszkultációs helyre helyezve hallja a fiziológiás és patológias állapotokra jellemző hangokat.

Világos bőr: 1025296

Sötét bőr: 1023318

A Nikki nevű, auszkultációs funkcióval ellátott ápolói tanbábu a Cardionics hangkönyvtárával az auszkultációs képzéshez 11 elülső és 4 hátsó auszkultációs pontot kínál, kiváló minőségű hangokkal.

- 21 szívhang, beleértve az aortasztenózt, a patent ductus arteriosust (PDA) és a mitrális billentyű prolapsusát
- 15 tüdőhang, beleértve a sztridort, a pektoriloquiát és a tüdőödémát
- 6 bélhang, beleértve a borborygmust, a hipoaktív bélhangokat és a normál bélhangokat



Auszkultációs képzés sikere a NursingScope képzési sztetoszkóppal:

1. A sztetoszkóp helyes elhelyezésének gyakorlása
2. A normális és kóros szív-, tüdő- és bélhangok diagnosztizálásának gyakorlása
3. Anatómiai terminológia gyakorlása
4. Alapvető kommunikációs készségek gyakorlása páciensekkel és egészségügyi személyzettel

A NursingScope auszkultációs oktató sztetoszkóp jellemzőinek áttekintése:

- A NursingScope Wi-Fi lehetővé teszi az oktató számára, hogy távolról válasszon hangokat az auszkultációs képzéshez
- Ismerje meg, hogyan különböztesse meg a normális és a kóros légzési hangokat, és hogyan osztályozza azokat.
- Felhasználóbarát szoftver maximális rugalmassággal: a rendszer az Ön specifikus követelményeihez igazítható, így gyakorlatilag korlátlan hangválasztási lehetőségeket és forgatókönyveket tesz lehetővé.
- Gyors AAA elemcsere



01/2026

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE,
KÉRJÜK, ITT SZKENNELJEN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com