





NOVITÀ: Ampia libreria di 42 suoni cardiaci, polmonari e intestinali di qualità premium

NIKKI IL MANICHINO INFERMIERISTICO CON AUSCULTAZIONE

Sviluppa e valuta le competenze nell'assistenza al paziente, nelle attività di supporto infermieristico e nelle abilità di auscultazione, con un manichino per la formazione tutto-in-uno! Nikki, il Manichino Infermieristico con Auscultazione, offre 11 siti di auscultazione anteriori e 4 posteriori, con 42 suoni di alta qualità per migliorare le competenze nell'assistenza avanzata al paziente. Fornito con NursingScope, uno stetoscopio elettronico di simulazione per la formazione con tecnologia Cardionics, il manichino aggiunge un ulteriore livello di realismo a qualsiasi formazione all'auscultazione o a un O.S.C.E. (Esame Clinico Obiettivo Strutturato). Il manichino è stato sviluppato specificamente per la simulazione basata su scenari, al fine di migliorare le competenze nell'assistenza al paziente e le abilità infermieristiche avanzate.

➤ 11 SITI DI AUSCULTAZIONE ANTERIORI E 4 POSTERIORI



Nikki il Manichino Infermieristico con Auscultazione

Questo manichino per auscultazione e assistenza al paziente simula un paziente adulto a grandezza naturale e include il NursingScope. NursingScope è uno stetoscopio elettronico per la simulazione e l'addestramento creato per scopi di formazione all'auscultazione o O.S.C.E. (Esame Clinico Obiettivo Strutturato). Funziona senza fili con il tablet di controllo (incluso) e offre all'istruttore l'accesso all'ampia libreria di suoni di Cardionics. L'istruttore può selezionare e modificare i suoni in tempo reale. Il tirocinante sentirà qualsiasi condizione fisiologica o patologica non appena posizionerà lo stetoscopio NursingScope sulla sede di auscultazione.

Pelle chiara | 1025296

Pelle scura: | 1023318

Nikki, il manichino infermieristico con auscultazione, dotato della libreria sonora Cardionics per la formazione all'auscultazione, offre 11 siti anteriori e 4 posteriori, con suoni di alta qualità.

- 21 suoni cardiaci, tra cui Stenosi Aortica, Dotto Arterioso Pervio (DAP) e Prolasso Della Valvola Mitrale
- 15 suoni polmonari, tra cui Stridore, Pectoriloquia ed Edema Polmonare
- 6 suoni intestinali, tra cui Borborigmo, Suoni Intestinali Ipoattivi e Suoni Intestinali Normali



Successo nella formazione all'auscultazione con lo stetoscopio didattico NursingScope:

1. Allenare il corretto posizionamento del stetoscopio
2. Allenare la capacità di diagnosticare suoni cardiaci, polmonari e intestinali normali e patologici
3. Allenare la terminologia anatomica
4. Allenare le competenze comunicative essenziali nei confronti dei pazienti e del personale medico

Panoramica delle caratteristiche del fonendoscopio NursingScope per la formazione all'auscultazione:

- NursingScope Wi-Fi consente al formatore di selezionare da remoto i suoni per la formazione all'auscultazione
- Consente di distinguere i suoni respiratori normali da quelli anormali e di classificarli
- Software intuitivo con massima flessibilità: il sistema può essere adattato alle vostre esigenze specifiche consentendo selezioni sonore e scenari praticamente illimitati
- Sostituzione rapida della batteria AAA



01/2026

SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA, SCANSIONA QUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com