




НОВИНКА: Обширная библиотека из 42 высококачественных звуков сердца, лёгких и кишечника

НИККИ — МАНЕKEN ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СЕСТРИНСКОМУ ДЕЛУ С ФУНКЦИЕЙ АУСКУЛЬТАЦИИ

Формируйте и оценивайте компетенции по уходу за пациентами, навыки помощников медсестры и умения в аускультации с помощью универсального учебного манекена! Nikki the Nursing Manikin with Auscultation оснащён 11 передними и 4 задними аускультационными точками и имеет 42 высококачественных звука для повышения компетенций при оказании углублённой помощи пациентам. Поставляемый вместе с NursingScope, электронным учебным симуляционным стетоскопом на базе Cardionics, манекен придаёт дополнительный уровень реализма любой подготовке по аускультации или O.S.C.E. (Объективно-структурированный клинический экзамен). Манекен был специально разработан для сценарной симуляции с целью повышения компетенций в уходе за пациентами и отработки продвинутых сестринских навыков.

➤ 11 ПЕРЕДНИХ И 4 ЗАДНИХ ТОЧЕК АУСКУЛЬТАЦИИ



Nikki — манекен для медсестринского обучения с функцией аускультации

Этот манекен для аускультации и ухода за пациентом имитирует взрослого пациента в натуральную величину и поставляется с NursingScope. NursingScope является электронным симуляционным стетоскопом для обучения, созданным для отработки навыков аускультации или для O.S.C.E. (Объективно структурированный клинический экзамен). Он работает по беспроводной связи с планшетом-контроллером (в комплекте) и предоставляет инструктору доступ к большой библиотеке звуков компании Cardionics. Инструктор может выбирать и менять звуки в режиме реального времени. Обучающийся услышит любые физиологические или патологические звуки сразу после того, как приложит стетоскоп NursingScope к зоне аускультации.

Светлая кожа: 1025296

Темная кожа: 1023318

Манекен для обучения медсестер Nikki, оснащённый функцией аускультации и звуковой библиотекой Cardionics для обучения аускультации, предлагает 11 передних и 4 задних точек аускультации с высококачественными звуками.

- 21 сердечный звук, включая аортальный стеноз, открытый артериальный проток (PDA) и пролапс митрального клапана
- 15 звуков лёгких, включая стридор, пекторилоквию и отёк лёгких
- 6 кишечных шумов, включая борборигм, гипоактивные кишечные шумы и нормальные кишечные шумы



Успешное обучение аускультации с помощью учебного стетоскопа NursingScope:

1. Обучение правильному положению стетоскопа
2. Обучение диагностике нормальных и патологических сердечных, легочных и кишечных шумов
3. Обучение анатомической терминологии
4. Обучение основным коммуникативным навыкам при взаимодействии с пациентами и медицинским персоналом

Обзор особенностей стетоскопа NursingScope для обучения аускультации:

- NursingScope Wi-Fi позволяет инструктору дистанционно выбирать звуки для обучения аускультации
- Научитесь различать нормальные и патологические дыхательные звуки и классифицировать их
- Программное обеспечение с удобным интерфейсом и максимальной гибкостью: система может быть адаптирована под ваши специфические требования, позволяя практически неограниченный выбор звуков и сценариев • Быстрая замена батарейки AAA



01/2026

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА,
ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com