




*Innenansicht beim Vernähen
eines Scheidenrisses*

POSTPARTUM HEMORRHAGE SIMULATOR P97 PRO

Der Simulator zur Darstellung von postpartalen Blutungen (PPH) P97 PRO wurde in Zusammenarbeit mit führenden Geburtshelfern in Deutschland entwickelt und bietet alles für praktische und realitätsnahe Schulungen zur Früherkennung, systematischen Bewertung und Behandlung einer PPH. Eine starke Blutung nach der Geburt kann für die junge Mutter innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich werden, wenn sie nicht diagnostiziert und behandelt wird. Der PPH-Trainer P97 PRO von 3B Scientific unterstützt geburtshilfliches und medizinisches Personal beim Erlernen der rechtzeitigen Behandlung und Versorgung einer postpartalen Blutung.


Mit dem P97 PRO können drei Hauptursachen für postpartale Blutungen bewertet und behandelt werden: Tonus, Trauma und Tissue. Der PPH-Trainer ermöglicht das einfache Einstellen verschiedener Niveaus des Uterustonos, das Vernähen von Scheidenrissen und das Austauschen der Risseinsätze. Die Plazenta aus weichem Silikon zeigt eine realistische Haptik. Zum Üben der notwendigen medizinischen Eingriffe kann eine retinierte Plazenta mit der Hand aus der Gebärmutterhöhle herausgenommen werden. Dank eines 3000 ml-Blutbehälters und des kompakten Schlauchsystems können auch Szenarien einer schweren PPH simuliert werden.



- Blutverlust von bis zu 3000 ml trainierbar
- Geschwindigkeit des Blutflusses einstellbar bis 400 ml/min
- Multiple Hämorrhagien möglich

SKINlike™ Silikon hoher Qualität

Für eine realitätsnahe Haptik von der Bauchwand durch den Vaginalkanal zum Uterus




Zervixblutung

Realitätsnahe postpartale Zervix



Vaginale Blutung

Vernähbare Scheidenrisse



Uterusblutung

Einstellbarer Uteruston



Entfernen einer retinierten Plazenta



Der PPH-Simulator P97 PRO eignet sich ideal zum Erlernen der folgenden Fertigkeiten, sowohl individuell als auch im Team:

- Diagnose einer Uterusatonie mittels Bauchuntersuchung
- Üben der Fundusmassage und der bimanuellen Kompression
- Vernähen von Scheidenrissen
- 360°-Sichtprüfung der Zervix
- Manuelles Entfernen einer retinierten Plazenta
- Intrauterine Ballontamponade, z. B. Bakri®-Ballon
- Tamponade der Gebärmutter mit Gaze
- Darstellung von schweren Fällen postpartaler Blutungen
- Schätzung der Menge des Blutverlusts
- Blasenkatheterisierung (keine Flüssigkeiten)
- Demonstration von Nahttechniken zur Uteruskompression

1023727 PPH-Simulator P97 PRO

Lieferumfang:

- PPH-Trainer P97 PRO
- 3000 ml Blutbehälter
- Farbcodierter Blutungsanschluss
- Plazenta mit drei Reststücken
- Zwei Gebärmütter aus Schaumstoff
- Blutpulver (100 Gramm)
- Gleitmittel
- Austauschset (1x Risseinsatz, 1 Satz Plazenta-Reststücke)
- Trockenständer für Gebärmutterhohlraum
- Tragetasche

Auch als Zusatzmodul für Geburtssimulator P90 erhältlich:

1023731 PPH-Zusatzmodul

1022879 3B Geburtssimulator P90 PRO

1022878 3B Geburtssimulator P90 BASIC



06/2023

SOLLTEN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN, SCANNEN SIE BITTE HIER



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com