



AURORA:



UM MANEQUIM PARA TREINAMENTO REALISTA DE VENTILAÇÃO E MAIS!

Aurora contém um Pulmão Simulado Interno (ISL) baseado na mundialmente renomada tecnologia ASL 5000® Simulador de Respiração, proporcionando uma experiência altamente realista e prática. A capacidade de avaliar amplamente a condição do paciente e praticar uma variedade de habilidades clínicas, tornam este manequim uma solução ideal para Terapia Respiratória, Enfermagem, Sistemas de Medicina de Emergência e Médicos. Pratique com seus próprios ventiladores BVM, CPAP/BiPAP e ICU, dominando técnicas de ventilação protetora dos pulmões para determinação de PEEP ideal. Utilize vias aéreas realistas para a prática de intubação, explorando vários modos de ventilação para aumentar suas habilidades clínicas.

PRINCIPAIS FUNÇÕES E BENEFÍCIOS

Treinamento de Ventilação Altamente Realista a um Custo Acessível



Simulação de Ventilação Realista

- Treinamento prático com equipamento avançado de simulação.
- Acomoda várias condições do paciente, de asma a SRAG.
- Pratique com ventiladores BVM, CPAP/BiPAP e ICU.




Pulmão Simulado Interno (ISL)

- Sistema interno sem fio para interações de ventilação realista.
- Prepare profissionais para uma ampla gama de cenários de ventilação.



Treinamento de Ventilação BVM

- Pratique técnicas de BVM em vários cenários.
- Retorno em tempo real de volume, pressão, taxa e minutos de ventilação.



Treinamento de Ventilação Não-Invasiva

- Ganhe experiência com estratégias CPAP / BiPAP.
- Construa competência e confiança para usar as técnicas de ventilação não-invasiva em ambiente clínico com segurança e eficiência.

MAIS QUE UM TREINADOR DE TAREFAS PARA VENTILAÇÃO



Avaliação Abrangente do Paciente:

- Movimento dinâmico do peito e dados realistas do paciente, tais como ECG, saturação de oxigênio e ETCO².
- Aumente suas habilidades de diagnóstico com raio-x, TC e prática de estetoscópio simulado

Ideal para Treinamento em Equipe:

- Fácil transporte de um local para outro por ser sem fio
- Adequado para paramédicos, enfermagem, terapia respiratória e médicos

Configuração e Montagem Simples:

- Software RespiSim com uma biblioteca de mais de 70 modelos de pulmão
- Ajustes de parâmetro em tempo real e criação de cenários

Retorno Objetivo e Avaliação de Competência:

- Ambiente de avaliação para análise e debate
- Retorno em tempo real e registro de dados para revisão

DISPONÍVEL EM DOIS TONS DE PELE!

Manequim Aurora (Pele Clara) | 1025194
Manequim Aurora (Pele Escura) | 1025195

Adicionais aos Produtos

RespiScope de Auscultação para a Aurora de Pele Escura | 1025338

RespiScope de Auscultação para a Aurora de Pele Clara | 1025337

Peças de Reposição

Almofada de canulação IV - antebraço | 1024047

Almofada de canulação IV - dorsal | 1024048

Reposição IO Umeral | 1024050

Peça de Reposição de Pele do Peito | 1024055

Bolsa Estomacal | 1024057

LEIA O QR CODE PARA SABER MAIS SOBRE AURORA



10/2024



Brasil 3B Scientific Importação e Exportação Ltda. • Rua Landmann, 92 B • Costa e Silva •
CEP 89217-420 Joinville - SC • Brasil • 3bscientific.com

Fone: +55 (47) 3464-1818 • Mobile: +55 (47) 98852-1790 • E-mail: vendas@3bscientific.com