




NEU: Umfangreiche Bibliothek mit 42 hochwertigen Herz-, Lungen- und Darmgeräuschen

NIKKI DIE PFLEGEPUPE MIT AUSKULTATIONSFUNKTION

Erwerben und bewerten Sie Kompetenzen in der Patientenversorgung und Pflegeassistenz sowie Auskultationsfähigkeiten mit dem All-in-One-Trainingsmodell Nikki, das Pflege-Trainingsmodell mit Auskultation, bietet 11 vordere und 4 hintere Auskultationsstellen sowie 42 hochwertige Auskultationsgeräusche, um die Kompetenz in der fortgeschrittenen Patientenversorgung zu verbessern. Nikki wird mit NursingScope geliefert, einem elektronischen Simulations-Trainingsstethoskop von Cardionics, und verleiht jedem Auskultationstraining sowie jeder objektiv strukturierten klinischen Prüfung (O.S.C.E.) ein zusätzliches Maß an Realismus. Das Trainingsmodell wurde speziell für szenariobasierte Simulationen entwickelt, um Kompetenzen in der Patientenversorgung und in fortgeschrittenen pflegerischen Fertigkeiten zu stärken.

➤ 11 VORDERE UND 4 HINTERE AUSKULTATIONSSTELLEN



Nikki die Simulationspuppe für die Pflegeausbildung mit Auskultation

Diese für Auskultation und Patientenversorgung konzipierte Simulationspuppe simuliert einen erwachsenen, lebensgroßen Patienten und ist mit dem NursingScope ausgestattet. NursingScope ist ein elektronisches Simulations-Trainingsstethoskop, das für Auskultationsübungen oder O.S.C.E. (Objective Structured Clinical Examination) konzipiert wurde. Es arbeitet kabellos mit dem Steuerungs-Tablet (im Lieferumfang enthalten) und gibt dem Ausbilder Zugriff auf die umfangreiche Geräuschbibliothek von Cardionics. Der Ausbilder kann die Geräusche vor Ort auswählen und ändern. Der Auszubildende wird jeden physiologischen oder pathologischen Befund hören, sobald er das NursingScope-Stethoskop auf die Auskultationsstelle aufsetzt.

Nikki, die Pflege-Simulationspuppe mit Auskultationsfunktion und der Cardionics-Geräuschbibliothek für das Auskultationstraining, bietet 11 vordere und 4 hintere Auskultationsstellen mit hochwertigen Auskultationsgeräuschen.

- 21 Herzgeräusche, darunter Aortenstenose, offener Ductus arteriosus (PDA) und Mitralklappenprolaps
- 15 Lungengeräusche, darunter Stridor, Brustflüstern (Pectoriloquie) und Lungenödem
- 6 Darmgeräusche, darunter Borborygmus, hypoaktive und normale Darmgeräusche

Heller Hautton | 1025296
Dunkler Hautton | 1023318



Erfolg beim Auskultationstraining mit dem NursingScope-Trainingsstethoskop:

1. Training der korrekten Positionierung des Stethoskops
2. Training in der Diagnostik normaler und pathologischer Herz-, Lungen- und Darmgeräusche
3. Training anatomischer Terminologie
4. Training wesentlicher Kommunikationsfähigkeiten mit Patientinnen und Patienten sowie medizinischem Personal

Funktionsübersicht des NursingScope Auskultation-Trainingsstethoskops:

- NursingScope Wi-Fi ermöglicht dem Ausbilder, aus der Ferne Geräusche für das Auskultationstraining auszuwählen
- Lernen Sie, normale von abnormen Atemgeräuschen zu unterscheiden und diese zu klassifizieren
- Benutzerfreundliche Software mit maximaler Flexibilität: das System kann an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden und ermöglicht nahezu unbegrenzte Auswahl an Geräuschen und Szenarien
- Schneller Wechsel der AAA-Batterie



01/2026

**WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG WÜNSCHEN,
 SCANNEN SIE BITTE HIER**



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com