



PUNÇÃO VENOSA EM BOVINOS & EPIDURAL DE CAUDA

A Cauda Epidural e de Venopunção Bovina VSI foi projetada para se integrar perfeitamente aos Simuladores VSI de Distocia Bovina e Teriogenologia existentes, ou funcionar de forma independente em um suporte de mesa. Fabricada em silicone durável e com aparência realista, ela oferece uma textura autêntica e flexibilidade que aprimoram o aprendizado prático. O produto conta com duas opções de cauda, modeladas de acordo com as raças Holandesa e Hereford. Essa ferramenta de treinamento é ideal para a prática de procedimentos veterinários essenciais, como a punção venosa e a administração epidural, permitindo que os alunos desenvolvam precisão e confiança em um ambiente controlado e realista.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Cauda de silicone
- Compatível com os modelos de Distocia Bovina e Teriogenologia Bovina da VSI
- Inclui suporte de mesa para uso independente
- Articulação completa
- Funções de punção venosa e epidural
- Sucção a vácuo durante a realização da epidural
- Inclui sangue sintético VSI
- Revestimento em couro resistente
- Apresenta réplicas palpáveis de vértebras



HABILIDADES DO PRIMEIRO DIA E BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Treinamento de punção venosa: Pratique coletas precisas de sangue utilizando a cauda de silicone realista.
- Posicionamento de epidural: Treine a administração de anestesia epidural em um ambiente controlado e realista.



Cauda para Epidural e Punção Venosa com Suporte - Hereford Preto **1025526**

Cauda para Epidural e Punção Venosa com Suporte - Hereford Marrom **1025527**

Cauda para Epidural e Punção Venosa com Suporte - Holstein **1025536**

PEÇAS SUBSTITUÍVEIS:

- | | |
|--|---------|
| • Veias Caudais Bovinas para Venopunção (Conjunto de 10) | 1026408 |
| • Suporte de cauda bovina | 1025538 |
| • Fluido para punção venosa no pescoço | 1025547 |
| • Tubulação Epidural Bovina (Conjunto de 10) | 1026409 |
| • Válvula de Liberação Lenta | 1026412 |

CASO TENHA ALGUMA DÚVIDA OU PRECISE DE SUPORTE,
POR FAVOR, ESCANEIE AQUI



3B Scientific Group

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. · Rua Landmann, 92 B · Costa e Silva ·
CEP 89217-420 Joinville - SC · Brasil · 3bscientific.com