



PONCTION VEINEUSE BOVINE ET QUEUE ÉPIDURALE

La VSI Bovine Venipuncture & Epidural Tail est conçue pour s'intégrer harmonieusement aux modèles de formation existants en dystocie bovine et en thériogenologie, ou pour être utilisée de manière autonome sur un support de table. Fabriquée en silicone robuste et réaliste, elle offre une texture authentique et une flexibilité optimale, renforçant ainsi l'apprentissage pratique. Elle est proposée avec deux options de queue, inspirées des races Holstein et Hereford. Cet outil de formation est idéal pour s'exercer aux procédures vétérinaires clés, telles que la ponction veineuse et l'administration d'une épidurale, permettant aux étudiants de développer précision et assurance dans un environnement contrôlé et réaliste.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- Queue en silicone
- Compatible avec les modèles de dystocie bovine et de thériogenologie bovine
- Équipé d'un support de table pour une utilisation autonome
- Articulation complète
- Fonctions de ponction veineuse et d'épidurale
- Aspiration sous vide lors de la réalisation d'une épidurale
- Contient du sang synthétique VSI
- Revêtement en simili-cuir durable
- Doté de répliques osseuses palpables



COMPÉTENCES DÈS LE PREMIER JOUR ET AVANTAGES DU PRODUIT :

- Formation à la ponction veineuse : Perfectionnez votre technique de prélèvement sanguin à l'aide d'une queue en silicone réaliste.
- Pose d'épidurale : Entraînez-vous à administrer des anesthésies épidurales dans un environnement contrôlé et réaliste.



Queue pour épidurale/ponction veineuse de
Hereford – Noir
1025526

Queue pour épidurale/ponction veineuse de
Hereford – Marron
1025527

Queue d'épidurale / ponction veineuse
Holstein
1025536

PIÈCES REMPLAÇABLES :

- | | |
|---|---------|
| • Veines jugulaires bovines (lot de 10) | 1025546 |
| • Support de queue bovine | 1025538 |
| • Fluide de ponction veineuse cervicale | 1025547 |

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE,
VEUILLEZ SCANNER ICI.



06/2025



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com