



SZARVASMARHA VÉNAPUNKCIÓ & EPIDURÁLIS FAROK

A VSI szarvasmarha vénapunkciós és epidurális farokmodell úgy lett kialakítva, hogy zökkenőmentesen illeszkedjen a meglévő VSI szarvasmarha ellési nehézség és teriogenológiai szimulátorokhoz, vagy önállóan, asztali állványon is használható legyen. Az eszköz tartós, élethű szilikonból készült, mely valósághű textúrát és kiváló rugalmasságot biztosít a gyakorlati képzés során. Két farokváltozat áll rendelkezésre, melyeket a Holstein és a Hereford fajták alapján modelleztek. Ez az oktatási eszköz ideális alapvető állatorvosi beavatkozások – például a vénapunkció és az epidurális beadás – gyakorlásához, lehetővé téve a hallgatók számára a precizitás és a magabiztosság fejlesztését egy kontrollált, élethű környezetben.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

- Szilikon farok
- Kompatibilis a VSI szarvasmarha ellési nehézség és szarvasmarha teriogenológiai modelljeivel
- Asztali állványt tartalmaz az önálló használathoz
- Teljes artikuláció
- Vénapunktúra és epidurális funkciók
- Vákuum szívás az epidurális beadása során
- Tartalmazza a VSI szintetikus vért
- Tartós bőrburkolat
- Tapintható csigolya-replikákkal rendelkezik



ELSŐ NAPI KÉPESSÉGEK ÉS TERMÉKELŐNYÖK:

- Vénapunktúra tréning: Gyakorolja a precíz vérvételt a realisztikus szilikonfarokkal.
- Epidurális elhelyezés: Gyakorolja az epidurális beadását egy ellenőrzött, élethű környezetben.



Hereford epidurális/vénapunktációs farok
– Fekete **1025526**

Hereford epidurális/vénapunktációs farok
– Barna **1025527**

Holstein epidurális/vénapunktációs farok
1025536

CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK:

- | | |
|---|---------|
| • Szarvasmarha vénapunktációs farokvénák (10 db-os készlet) | 1026408 |
| • Marha faroktartó | 1025538 |
| • Nyaki vénapunktációs folyadék | 1025547 |
| • Szarvasmarha epidurális cső (10 db-os készlet) | 1026409 |
| • Lassított leeresztő szelep | 1026412 |

AMENNYIBEN KÉRDÉSE MERÜLNE FEL VAGY SEGÍTSÉGRE SZORULNA,
KÉRJÜK, SZKENNELJE BE ITT



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com