



HOLSTEIN SIMULADOR DE DISTOCIA

The VSI Holstein Dystocia simulator es una herramienta de entrenamiento de alta fidelidad en la que confían educadores veterinarios de todo el mundo. Diseñado con precisión y funcionalidad en mente, este simulador resulta realista tanto en tamaño como en conformación. El ternero está equipado con un esqueleto articulado de acero que le permite adoptar diversas posiciones, otorgando a los estudiantes la seguridad necesaria para gestionar escenarios de distocia en un entorno en vivo, lo que incrementa la competencia clínica y ayuda a proteger tanto a la vaca como al ternero.

El Holstein Dystocia simulator incluye un tanque de leche funcional que se puede utilizar para realizar la prueba de leche de California (CMT) mediante la introducción de leche mastítica en cualquiera de los cuadrantes del tanque. Tanto el Bovine Venipuncture/Epidural tail como el Bovine Uterus set son compatibles con el Holstein Dystocia simulator, resultando en una herramienta de entrenamiento práctica e integral y en una adición destacada a cualquier programa de formación en habilidades clínicas bovinas.



DAY ONE HABILIDADES Y BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Capaz de posicionar al ternero en diversas posturas que facilitan múltiples simulaciones de distocia
- Conjunto de ubres y tanque de leche – capacidad para simular leche con mastitis en distintas ubres
- California Milk Test
- Incrementa la confianza de los estudiantes y fomenta la familiaridad con el posicionamiento y la palpación del ternero
- Ternero Holstein articulado incluido. El esqueleto metálico permite aplicar la fuerza adecuada para posicionar al ternero. Tamaño del ternero al nacer: 22.7kg (50lbs)
- Vía aérea para tubo de intubación
- Palpación rectal
- Piel duradera, flexible y de fácil limpieza
- Compatible con el modelo Bovine Venipuncture/Epidural Tail
- Compatible con el Bovine Uterus Set para entrenamiento en inseminación artificial
- De tamaño realista y estéticamente agradable, lo que permite una mejor inmersión en escenarios de entrenamiento
- Folleto de instrucciones que detalla las características de su modelo

Holstein Simulador de Distocia 1025528



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1.36m en el hombro, más de 2.44m de longitud y 0.8m en su punto de mayor anchura
- Modelo de fibra de vidrio reforzado con acero, con componentes impermeables que facilitan su limpieza
- Escotilla extraíble para un acceso más sencillo
- Componentes intercambiables para diversas simulaciones
- Soporte inflable de lecho de aire para la pantorrilla
- Bolsa uterina de vinilo
- Panel perineal para el parto, suave y duradero
- Cola flexible removible
- Réplica de pelvis
- Extractor fetal acolchado, cadena obstétrica, lazo de cabeza, alfombra de aterrizaje

COMPONENTES REEMPLAZABLES

- Panel Perineal de Parto
- Tetinas
- Cola Estándar
- Bolsa Uterina
- Ternero

COMPONENTES ACTUALIZABLES

- La compra del Palpation Panel With Bovine Theriogenology Uterus Set permite practicar técnicas de inseminación artificial. Los estudiantes pueden palpar a 45, 60 & 90 días de gestación. El conjunto uterino bovino incluye ovarios intercambiables.
- Entrenamiento adecuado AI
- Venopunción/Epidural Cola



SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O REQUIERE ASISTENCIA, POR FAVOR, ESCANEE AQUÍ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com