



HOLSTEIN SZARVASMARHA ELLÉSI SZIMULÁTOR

A VSI Holstein szarvasmarha ellési szimulátor egy rendkívül élethű képzési eszköz, amelyet az állatorvosi oktatók világszerte szívesen használnak. Az eszközt a precizitás és a funkcionalitás jegyében tervezték, így mind méretében, mind formájában valósághű élményt nyújt. A borjút acélból készült, mozgatható vázzal látták el, mely lehetővé teszi annak többféle pozícióba állítását, ezzel segítve a diákokat abban, hogy elsajátítsák azt az önbizalmat, amely szükséges az ellés során előfordulható vészhelyzetek gyakorlásához – növelve ezzel a klinikai jártasságot, és elősegítve mind a tehén, mind a borjú védelmét.

A Holstein ellési szimulátor funkcionális tejtartállyal rendelkezik, amelyben a California Mastitis Test (CMT) elvégezhető úgy, hogy masztitiszes tejet juttatnak a tejtartály bármely negyedébe. Mind a szarvasmarha vénapunkciós/epidurális farokmodell, mind a Holstein palpációs panellel ellátott szarvasmarha-uteruszkészlet kompatibilis a Holstein ellési szimulátorral, így egy átfogó és praktikus oktatóeszközt alkot, amely kiváló kiegészítője bármely, szarvasmarhák klinikai készségeinek oktatására szolgáló képzési programnak.



ELSŐ NAPI KÉSZSÉGEK ÉS A TERMÉK ELŐNYEI

- Többféle pozícióba helyezhető a borjú, lehetővé téve a különböző dystocia-szimulációk elvégzését
- Tejmirigy- és tejtartály-összeállítás – mastitiszes tej szimulációjának lehetősége különböző tejmirigyekben
- California Milk Test
- Erősíti a diákok önbizalmát, és elősegíti a borjú helyzetbe hozásának, valamint palpációjának elsajátítását
- A tartozékok között megtalálható egy mozgatható, artikulálható Holstein borjú. A fém vázszerkezet lehetővé teszi a megfelelő erő alkalmazását és a borjú megfelelő pozicionálását. Az ellési gyakorlathoz használt borjú tömege: 18 kg (40 lb).

A BORJÚN ELVÉGEZHETŐ BEAVATKOZÁSOK

- Légút az intubációs cső számára
- Rektális palpáció
- Tartós, rugalmas és könnyen tisztítható bőr
- Kompatibilis a szarvasmarha vénapunkciós/epidurális farokmodellel és a TB caudalis bőrredőteszt elvégzésére szolgáló farokmodellel
- Kompatibilis a Holstein palpációs panellel ellátott szarvasmarha-uteruszkészlettel a mesterséges termékenyítés és a reprodukciós eljárások oktatásához.
- Valóság-hű méretű és esztétikus kialakításának köszönhetően elősegíti a képzési szituációkba történő jobb beleélhetőséget



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

- Magasság: 1,8 m, hosszúság: 2,7 m, szélesség: 1 m
- Acél erősítésű üvegszálas modell, vízálló komponensekkel a könnyű tisztítás érdekében
- Levehető fedél a könnyű hozzáférés érdekében
- Cserélhető alkatrészek többféle szimulációhoz
- Felfújható vádli, légágy alátámasztással
- Vinyl zacskó a méhnek
- Puha, tartós szülési perineum panel
- Rugalmas, levehető farok
- Replika medence
- Párnázott magzat-extraktor, szülészeti lánc, fejcsapda, leereszkedési matrac

CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK

- Szülési perineum panel
- Fitymák
- Standard farok
- Uterus zacskó
- Borjú

FRISSÍTHETŐ ALKATRÉSZEK

- A mesterséges termékenyítési technikák a Holstein palpációs panel és a szarvasmarha-terio-genológiai uteruszkészlet megvásárlásával gyakorolhatók. A hallgatók a vemhesség 45., 60. és 90. napjának megfelelő állapotok. A szarvasmarha-uteruszkészlet cserélhető petefészkeket tartalmaz.
- Farokmodell a TB caudalis bőrredőteszt elvégzéséhez
- Vénapunkciós/epidurális farok

Holstein szarvasmarha ellési szimulátor 1025528



HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN, VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, SZKENNELJEN ITT.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com