



СИМУЛЯТОР ДИСТОЦИИ КОРОВЫ ПОРОДЫ ГОЛШТАЙН

Симулятор дистocie коровы породы Голштайн от компании VSI является высокоточным учебным инструментом, заслужившим доверие ветеринарных преподавателей по всему миру. Разработанный с упором на точность и функциональность, данный симулятор реалистичен как по размерам, так и по анатомическому строению. Телёнок оснащён стальным, сочленённым скелетом, позволяющим разместить его в различных позах, что предоставляет студентам возможность приобрести уверенность, необходимую для выполнения сценариев диспастии в реальных условиях – повышая тем самым клиническую компетентность и способствуя защите как коровы, так и телёнка. Симулятор диспастии породы Холштайн оснащён функциональным молочным резервуаром, который позволяет проводить California milk test (CMT) путём введения маститного молока в любой из его квадрантов. Набор для венепункции/эпидуральной процедуры в области хвоста, а также набор для имитации матки крупного рогатого скота совместимы с симулятором диспастии, что делает его всесторонне эффективным практическим учебным инструментом и отличным дополнением к любой программе обучения клиническим навыкам в ветеринарии для крупного рогатого скота.



НАВЫКИ С ПЕРВОГО ДНЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Возможность позиционирования телёнка в различных положениях для моделирования сценариев дистоции
- Комплект для вымени и резервуара для молока – имитация маститного молока в разных выменах
- Калифорнийский тест молока
- Повышение уверенности студентов и развитие навыков позиционирования и пальпации телёнка
- В комплект входит сочленённый телёнок породы Голштин. Металлический скелет обеспечивает необходимое усилие и возможность позиционирования телёнка. Размер телёнка при рождении: 22.7kg (50lbs)
- Проход для интубационной трубки
- Ректальная пальпация
- Прочная, гибкая и легко очищаемая имитация кожи
- Совместим с моделью венепункции/эпидурального хвоста крупного рогатого скота
- Совместим с комплектом матки крупного рогатого скота для тренировки искусственного осеменения
- Реалистичен по размерам и эстетически привлекателен, что способствует лучшему погружению в учебный процесс
- Инструкция с описанием характеристик модели



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1,36 м в области плеч, более 2,44 м в длину и 0,8 м в самой широкой части
- Модель из стеклопластика, армированная сталью, с водостойкими компонентами для легкой очистки
- Съёмный люк для удобного доступа
- Взаимозаменяемые компоненты для проведения различных симуляций
- Надувная опора для воздушного матраса икры
- Виниловый мешок матки
- Мягкая и прочная панель родового промежности
- Гибкий съёмный хвост
- Реплика таза
- Извлекатель плода с мягкой обивкой, акушерская цепь, захват для головы, мат для приземления

СМЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- Панель родового промежности
- Соски
- Стандартный хвост
- Маточный мешок
- Теленок

МОДЕРНИЗИРУЕМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

- Техники искусственного осеменения можно отрабатывать, приобретая панель для пальпации с комплектом матки для териогенологии крупного рогатого скота. Студенты могут проводить пальпацию на 45-й, 60-й и 90-й день беременности. Комплект матки включает сменяемые яичники.
- Подходит для обучения искусственному осеменению
- Венепункция/эпидуральный хвост



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ПОДДЕРЖКА, ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com