




HOLSTEIN DİSTOSİ SİMÜLATÖRÜ

VSI Holstein Distosi Simülatörü, dünya genelindeki veteriner eğitimciler tarafından güvenilen yüksek gerçeklik düzeyine sahip bir eğitim aracıdır. Doğruluk ve işlevsellik göz önüne alınarak tasarlanan Simülatör, boyut ve yapısal özellikleriyle gerçeğe uygun şekilde üretilmiştir. Çelik ve eklemli iskeleti sayesinde çeşitli pozisyonlara yerleştirilebilen bu buzağı, öğrencilerin canlı ortamda distosi senaryolarını uygularken ihtiyaç duyacakları özgüveni kazanmalarını sağlar – klinik yetkinliği artırırken hem inek hem de buzağının korunmasına yardımcı olur.

Holstein Distosi Simülatörü, süt tankının herhangi bir bölmesine mastitli süt eklenerek California Süt Testi (CMT) yapılmasına olanak sağlayan işlevsel bir süt tankına sahiptir. Hem Sığır Venipunktür/Epidural Kuyruk Modeli hem de Holstein Palpasyon Paneli ile birlikte Sığır Uterus Seti, Holstein Distosi Simülatörü ile uyumludur. Bu özellikler, simülatörü kapsamlı ve pratik bir eğitim aracı haline getirerek her türlü sığır klinik beceri eğitim programına mükemmel bir katkı sağlar.



İLK GÜN BECERİLERİ & ÜRÜN FAYDALARI

- Buzağının çeşitli pozisyonlarda yerleştirilebilmesine olanak tanır; böylece farklı distosi simülasyonlarına uyum sağlar
- Meme ve süt tankı montajı – çeşitli memelerde mastitik sütü simüle edebilme yeteneği
- California Süt Testi
- Öğrenci güvenliğini artırır ve buzağı yerleştirme ile palpasyona alışma becerisini geliştirir
- Uyumlu hareketli Holstein buzağı modeli dahildir. Metal iskelet, gerekli kuvvetin uygulanmasına olanak tanır ve buzağının doğru pozisyona getirilmesini sağlar. 18 kg (40 lb) doğum buzağı boyutundadır.

BUZAĞI ÜZERİNDE UYGULANABİLECEK PROSEDÜRLER

- Entübasyon tüpü için hava yolu
- Rektal palpasyon
- Dayanıklı, esnek ve temizlemesi kolay cilt
- Sığır Venipunktür/Epidural Kuyruk Modeli ve TB Kaudal Kıvrım Kuyruk Modeli ile uyumludur
- Suni tohumlama ve üreme eğitimi için Holstein Palpasyon Paneli ile birlikte Sığır Uterus Seti ile uyumludur
- Gerçek boyutlarda ve estetik açıdan hoş görünümü sayesinde eğitim senaryolarına daha iyi entegre olur



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yükseklik: 1,8 m, Uzunluk: 2,7 m, Genişlik: 1 m
- Kolay temizlik için çelik takviyeli fiberglas model ve suya dayanıklı bileşenler.
- Kolay erişim noktaları için çıkarılabilir kapak
- Çoklu simülasyonlar için değiştirilebilir parçalar
- Şişirilebilir buzağı hava yatağı desteği
- Vinil uterin torba
- Yumuşak, dayanıklı doğum perineum paneli
- Esnek, çıkarılabilir kuyruk
- Replika pelvis
- Yastıklı fetal ekstraktör, obstetrik zincir, baş yakalama kayışı, iniş minderi

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR

- Doğum Perineum Paneli
- Meme Uçları
- Standart Kuyruk
- Rahim Torbası
- Buzağı

YÜKSELTİLEBİLİR PARÇALAR

- Sığır Teriyoloji Uterus Seti ile birlikte Holstein Palpasyon Paneli satın alındığında, suni tohumlama teknikleri uygulanabilir. Öğrenciler, gebeliğin 45., 60. ve 90. günlerinde palpasyon yapabilir. Sığır Uterus Seti, değiştirilebilir ovaryumlar içerir.
- TB Kaudal Kıvrım Kuyruk Modeli
- Venipunktur/Epidural Kuyruk

Holstein Distosi Simülatörü 1025528



HERHANGİ BİR SORUNUZ VEYA DESTEĞE İHTİYACINIZ VARSA, LÜTFEN BURAYI TARAYIN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com