



RINDER-VENENPUNKTION & EPIDURALER SCHWANZ

Der VSI Bovine Venenpunktion & Epiduraler Schwanz wurde für die nahtlose Integration in bestehende VSI-Simulatoren für bovine Dystokie und Theriogenologie entwickelt und kann auch unabhängig auf einem Tischständer verwendet werden. Hergestellt aus robustem, lebensechtem Silikon überzeugt er durch eine realistische Textur und Flexibilität, die das praktische Lernen fördert. Er wird in zwei Schwanzoptionen geliefert, die den Vorbildern der Holstein- und Hereford-Rassen nachempfunden sind. Dieses Trainingswerkzeug eignet sich ideal zum Üben wesentlicher veterinärmedizinischer Verfahren wie Venenpunktion und Epiduralinjektion, sodass Studierende in einem kontrollierten, realitätsnahen Umfeld Präzision und Selbstvertrauen entwickeln können.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

- Silikon-Schwanz
- Kompatibel mit den VSI-Modellen für bovine Dystokie und bovine Theriogenologie
- Enthält einen Tischständer für den eigenständigen Gebrauch
- Volle Beweglichkeit
- Venenpunktion und Epiduralinjektion
- Vakuumsog, wenn eine Epiduralanästhesie durchgeführt wird
- Enthält VSI-Kunstblut
- Langlebiger Lederbezug
- Mit tastbaren Nachbildungen der Wirbelkörper



KOMPETENZEN AB DEM ERSTEN TAG & PRODUKTVORTEILE:

- Venenpunktionstraining: Üben Sie präzise Blutabnahmen mit dem realistischen Silikonschwanz.
- Epiduralplatzierung: Trainieren Sie die Verabreichung von Epiduralanästhesien in einer kontrollierten, realitätsnahen Umgebung.



Hereford Epidural- und Venenpunktion
Schwanz – Schwarz
1025526

Hereford Epidural- und Venenpunktion
Schwanz – Schwarz
1025527

Holstein Epidural- und Venenpunktion
Schwanz
1025536

AUSTAUSCHBARE TEILE:

- | | |
|--|---------|
| • Venen für die bovine Venenpunktion am Schwanz (10er-Set) | 1026408 |
| • Rinderschwanzständer | 1025538 |
| • Halsvenenpunktionsflüssigkeit | 1025547 |
| • Epiduralkatheter für Rinder (10er-Set) | 1026409 |
| • Ventil zur langsamen Flüssigkeitsfreisetzung | 1026412 |

08/2026

WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,
SCANNEN SIE BITTE HIER



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com