



HOLSTEIN VÉNAPUNKCIÓS ÉS INTRAMUSZKULÁRIS INJEKCIÓS MODELL

A VSI Holstein vénapunkciós intramuszkuláris injekciós modell elengedhetetlen eleme az állatorvosi klinikai vizsgálatoknak. A valósághű megjelenésű és méretű valósághű szarvasmarha szimulátor lehetőséget nyújt a hallgatóknak, hogy anatómiai jellemzők alapján azonosítsák az injekciós pontokat egy ellenőrzött környezetben. A hallgatók többször is gyakorolhatják a folyamatokat és eljárásokat, így növelve önbizalmukat és szakértelmüket, mielőtt élő állatokkal dolgoznának. A Veterinary Simulator Industries küldetése: „Az állatok jólétének javítása szimulációval”, és a Holstein vénapunkciós intramuszkuláris injekciós modell bevezetése közelebb visz céljaink megvalósításához.



MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

- Opcionális VSI fém gördülő állvány
- Tartós szilikon, fém vázszerkezettel
- Leválasztható fej a kényelmes szállítás és az alkatrészek cseréje érdekében
- Levehető/mosható burkolat – kopás esetén cserélhető
- 5 készlet cserélhető vénával

TERMÉK ELŐNYEI

- **Juguláris vénapunkció**
 - Az anatómiai referencia pontok alapján a hallgatók elsajátítják az erek elkülönítését és tapintását
 - Többszöri átszúrást bír, és öt darab cserélhető érkészlettel rendelkezik
 - Nyomás alatti vérzsák található
 - Cserélhető bőrfedés, amely eltakarja az injekciós helyek nyomait
- **Intramuszkuláris injekciós hely**
 - A precízen kidolgozott anatómiai modell szemlélteti az injekció során alkalmazott referencia pontokat
 - Folyadékbecfecskenedés befogadására alkalmas, valamint többszöri átszúrásnak is ellenáll
- **Puha, szilikonból készült fej**
 - Leszerelhető, cserélhető jelölhető fülek
- **Kerek állvány**
 - Állítható magasság, rosztrális dőlés, 90 fokos rotáció
 - Az állvány kompatibilis más VSI termékekkel

Állvány nélküli: 1025543

Állvánnyal: 1025548

CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK

Szarvasmarha juguláris vénái (10 darabos készlet)	1025546
Intramuszkuláris párnák (2 darabos készlet)	1025545
Szarvasmarha, szűrhető nyaki bőr	1025544
Nyaki vénaszűrés folyadék	1025547
Cserefülek (bal és jobb)	



AMENNYIBEN KÉRDÉSE MERÜLNE FEL VAGY SEGÍTSÉGRE SZORULNA,
KÉRJÜK, SZKENNELJE BE ITT



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com