



HOLSTEIN MODELLO DI VENIPUNCTURA E INIEZIONE INTRAMUSCOLARE

Il modello di iniezione intramuscolare con prelievo venoso Holstein VSI rappresenta una componente fondamentale negli studi clinici per la pratica veterinaria. Il nostro simulatore bovino ad alta fedeltà si distingue per il realismo sia nella presentazione che nelle dimensioni, offrendo agli studenti l'opportunità di utilizzare le caratteristiche anatomiche per individuare, in un ambiente controllato, i siti di iniezione. Gli studenti possono ripetere processi e procedure per acquisire sicurezza e competenza prima di passare all'uso di animali vivi. Presso Veterinary Simulator Industries, la nostra missione è «Migliorare il benessere degli animali attraverso la simulazione» e l'introduzione del nostro modello di prelievo venoso Holstein ci avvicina sempre di più al raggiungimento di tale obiettivo.



SPECIFICHE TECNICHE

- Stand girevole in metallo VSI opzionale
- Silicone resistente con armatura metallica
- Testa rimovibile che facilita il trasporto e la sostituzione dei componenti
- Rivestimento in pelle rimovibile/lavabile, sostituibile in caso di usura
- Dotato di 5 set di vene di ricambio

BENEFICI DEL PRODOTTO

- **Venipuntura della vena giugulare**
 - Grazie all'utilizzo di riferimenti anatomici, gli studenti apprenderanno a individuare e palpare le vene
 - Resiste a numerose punture e include 5 set di vene sostituibili
 - Sacca per il sangue pressurizzato inclusa
 - Rivestimento in pelle sostituibile per coprire i siti di iniezione
- **Sito di iniezione intramuscolare**
 - Una rappresentazione anatomica dettagliata illustra i riferimenti per l'iniezione
 - Accetta iniezioni di liquidi e resiste a numerose punture
- **Testa in silicone morbido**
 - Orecchie rimovibili e sostituibili per l'etichettatura
- **Supporto mobile**
 - -Regolabile in altezza, con inclinazione rostro e rotazione di 90 gradi
 - Il supporto è compatibile con altri prodotti VSI

Senza supporto: 1025543

Con supporto: 1025548

PARTI SOSTITUIBILI

Vene giugulari bovine (set da 10)	1025546
Cuscinetti intramuscolari (set da 2)	1025545
Pelle per venipuntura del collo bovino	1025544
Fluido per venipuntura del collo	1025547
Orecchie di ricambio (L&R)	



SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA, SCANSIONA QUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com