



MODELO HOLSTEIN PARA PUNÇÃO VENOSA E INJEÇÃO INTRAMUSCULAR

O modelo de Injeção Intramuscular por Venopunção Holstein da VSI integra o ensino clínico à prática veterinária. Nosso simulador bovino de alta fidelidade apresenta dimensões realistas, proporcionando aos alunos a oportunidade de identificar, com base em características anatômicas, os locais adequados para a aplicação de injeções em um ambiente controlado. Os alunos podem repetir os procedimentos para desenvolver confiança e competência técnica antes de avançarem para o trabalho com animais vivos. Na Veterinary Simulator insert after Industries (VSI), nossa missão é “Melhorar o bem-estar animal por meio da simulação” e a inclusão do nosso modelo de venopunção Holstein nos aproxima de alcançar esse objetivo.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Suporte opcional VSI com rodas de metal
- Silicone durável com armadura metálica
- Cabeça removível para facilitar o transporte e a substituição de componentes
- Revestimento lavável, removível e substituível quando apresentar desgaste
- Acompanha 5 conjuntos de veias de reposição

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- **Punção venosa jugular**
 - Utilizando pontos de referência anatômicos, os alunos aprenderão a isolar e palpar as veias
 - Resistente a múltiplas punções e inclui 5 conjuntos de veias substituíveis
 - Bolsa de sangue pressurizada incluída
 - Revestimento de couro substituível que oculta os locais de injeção
- **Local de injeção intramuscular**
 - Anatomia detalhada que ilustra os pontos de referência para injeção
 - Aceita injeções de fluidos e resiste a múltiplas punções
- **Cabeça de silicone macia**
 - Orelhas removíveis e substituíveis para identificação
- **Suporte Móvel**
 - Ajustável em altura, inclinação rostral e rotação de 90 graus
 - Suporte compatível com outros produtos VSI

Sem Suporte 1025543

Com Suporte 1025548

PEÇAS SUBSTITUÍVEIS

Veias jugulares bovinas (conjunto com 10 unidades)	1025546
Almofadas intramusculares (conjunto com 2 unidades)	1025545
Couro de pescoço bovino para punção venosa	1025544
Fluido para punção venosa do pescoço	1025547
Orelhas de reposição (Esquerda e Direita)	



EM CASO DE DÚVIDAS OU NECESSIDADE DE SUPORTE, POR FAVOR, ESCANEIE O CÓDIGO QR AO LADO.



3B Scientific Group

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. · Rua Landmann, 92 B · Costa e Silva ·
CEP 89217-420 Joinville - SC · Brasil · 3bscientific.com