



HOLSTEIN VENİPUNKTÜR VE İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON MODELİ

VSI Holstein Damar İğneleme Kas İçi Enjeksiyon modeli, veterinerlik uygulamaları kapsamında yürütülen klinik çalışmaların vazgeçilmez bir parçasıdır. Gerçekçi sunumu ve boyutuyla sığır simülatörümüz, öğrencilerin kontrollü bir ortamda enjeksiyon noktalarını belirlemesi için anatomik özelliklerden yararlanma imkânı sağlamaktadır. Öğrenciler, canlı hayvanlarla çalışmaya başlamadan önce süreci ve uygulamaları tekrarlayarak özgüven ve uzmanlık kazanabilmektedir. Veteriner Simülatör Endüstrileri'nde misyonumuz "Simülasyon yoluyla hayvan refahını geliştirmek" olup, Holstein damar iğneleme modelimizin eklenmesi bizi hedefimize bir adım daha yaklaştırmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Opsiyonel VSI metal tekerlekli stand
- Dayanıklı, metal iskeletli silikon
- Taşıma kolaylığı ve bileşenlerin değiştirilmesi için çıkarılabilir kafa
- Çıkarılabilir ve yıkanabilir deri kaplama. Aşındığında değiştirilebilir.
- 5 set yedek damar ile birlikte gelir

ÜRÜN FAYDALARI

• Juguler Venopunktür

- Anatomik referans noktaları kullanılarak, öğrenciler damarları izole etmeyi ve palpe etmeyi öğrenecekler
- Birden fazla iğne batımına dayanıklı olup 5 adet yedek damar seti içerir
- Basınçlı kan torbası dahildir
- Enjeksiyon noktalarını gizlemek amacıyla değiştirilebilir dış kaplama

• İntramüsküler enjeksiyon yeri

- Gerçekçi anatomi, enjeksiyon referans noktalarını ortaya koymaktadır
- Sıvı enjeksiyonlarına uygun olup birden fazla iğne batımına dayanıklıdır

• Yumuşak silikon baş

- Etiketleme için çıkarılabilir ve değiştirilebilir kulaklar

• Tekerlekli Stand

- Boy, rostral eğim ve 90 derece döndürme ayarlanabilir
- Stand, diğer VSI ürünleriyle uyumludur

Desteksiz 1025543

Destekli 1025548

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR

Sığır Juguler Damarları (10'lu set)	1025546
Kas İçi Pedler (2'li set)	1025545
Sığır Boyun Venipunktur Derisi	1025544
Boyun Venipunktur Sıvısı	1025547
Değiştirilebilir Kulaklar (Sol & Sağ)	



HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA VEYA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYARSANIZ,
LÜTFEN BURAYI TARAYIN.



05/2025



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com