



## HOLSTEIN VENENPUNKTION UND INTRAMUSKULÄRES INJEKTIONSMODELL

Das VSI Holstein-Venepunktions- und intramuskuläre Injektionsmodell ist ein integraler Bestandteil der klinischen Ausbildung in der Veterinärpraxis. Unser realistischer Rindersimulator besticht durch seine naturgetreue Darstellung und Größe und bietet den Studierenden die Möglichkeit, mithilfe anatomischer Merkmale Injektionsstellen in einer kontrollierten Umgebung zu identifizieren. Die Studierenden können Prozesse und Abläufe wiederholen, um Vertrauen und Fachkenntnisse zu gewinnen, bevor sie zu lebenden Tieren übergehen. Bei Veterinary Simulator Industries ist es unsere Mission, das Tierwohl durch Simulation zu verbessern. Die Integration unseres Holstein-Venepunktionsmodells bringt uns diesem Ziel einen großen Schritt näher.



## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Optionaler VSI-Metall-Rollständer
- Langlebiges Silikon mit Metallgerüst
- Abnehmbarer Kopf für den leichten Transport sowie den Austausch von Komponenten
- Abnehmbarer, waschbarer Hautbezug – bei Verschleiß austauschbar
- Geliefert mit 5 Sätzen Ersatzvenen

## PRODUKTVORTEILE

- **Jugularvenenpunktion**
  - Anhand anatomischer Landmarken lernen Studierende, Venen zu isolieren und abzutasten.
  - Hält mehreren Punktionsversuchen stand und enthält 5 Sätze Ersatzvenen
  - Druckinfusionsbeutel ist enthalten
  - Auswechselbare Hautabdeckung verdeckt die Injektionsstellen
- **Intramuskuläre Injektionsstelle**
  - Präzise dargestellte Anatomie veranschaulicht die Injektionslandmarken
  - Ermöglicht Flüssigkeitsinjektionen und hält mehrere Punktionsversuche
- **Weicher Silikonkopf**
  - Abnehmbare und austauschbare Ohren zur Kennzeichnung
- **Rollständer**
  - Höhenverstellbar, mit einstellbarem rostralem Neigungswinkel und 90-Grad-Drehung
  - Der Ständer ist kompatibel mit anderen VSI-Produkten

Ohne Ständer 1025543

Mit Ständer 1025548

## VERFÜGBARE ERSATZTEILE

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Rinderjugularvenen (Set mit 10 Stück) | 1025546 |
| Intramuskuläre Pads (Set mit 2 Stück) | 1025545 |
| Rinder-Nackenvenen-Punktionshaut      | 1025544 |
| Nackenvenen-Punktionsflüssigkeit      | 1025547 |
| Ersatzohren (links & rechts)          |         |



WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,  
SCANNEN SIE BITTE HIER



05/2025



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](http://3bscientific.com)