



LÓ DYSTOCIA SZIMULÁTOR

LOVAKNÁL VÉGZETT NASOGASZTRIKUS INTUBÁCIÓ ÉS NYAKI VÉNA PUNKCIÓ, INTRAMUSZKULÁRIS INJEKCIÓVAL

A VSI Ló dystocia szimulátor állatorvosi szimulátorcsomagunk legújabb kiegészítője, amely a klinikai eredmények javítását szolgálja. A terméket a pontosság és a funkcionalitás szem előtt tartásával terveztük, így mind a kanca, mind a csikó esetében valós méret- és testalkatmodelleket alkalmaztunk. A csikó artikulált vázzal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy különféle pozíciókba állítható legyen, ezáltal a hallgatók megszerezhetik az önbizalmat a nehéz szülési esetek kezeléséhez. Nasogasztrikus intubációs és vénapunkciós szimulációk is elvégezhetők, mivel ezeket a funkciókat beépítettük legújabb modellünkbe. A VSI Ló uterus szett kompatibilis a VSI Ló dystocia szimulátorral, így bármely lóológiai klinikai készségfejlesztési programhoz sokoldalú és praktikus kiegészítést jelent.



A LÓTEST JELLEMZŐI

- Standard 15-Hand-Quarter ló volt a modell
- Acélelőcsített epoxi/üvegszál szerkezet vízálló komponensekkel a könnyű tisztíthatóság érdekében
- 1,36 m a vállnál és 2,44 m az orrtól a farokig; legszélesebb pontja: 0,8 m
- Felfújható csikó légágy alátámasztás
- Áttetsző vinyl zacskó a méhnek
- Puha, strapabíró szülés közbeni perineum panel
- Replika medence
- Párnázott magzat eltávolító, szülészeti lánc, fejcsapda és leereszkedési matrac
- Abdominocentézis funkció cserélhető párnával; folyadékgyűjtő és tapintható linea

CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK

- Szülési perineum panel 1025591
- Légágy 1025588
- Medencei légzsák 1025598
- Csikó 1025587



ELSŐ NAPI KÉSZSÉGEK ÉS A TERMÉK ELŐNYEI

A hallgatók magabiztosságot szereznek, és megismerkednek a csikók pozicionálásával, valamint tapintásával.

- 34kg csikó méret
- Légút az intubációs csőhöz
- Rektális tapintás
- Tartós, rugalmas és könnyen tisztítható bőr
- Kompatibilis az a ló uterus mesterséges megtermékenyítési készlettel valamint a többfázisú petefészkek tapintásával
- Méretarányosan reális és esztétikailag vonzó, elősegítve a tréning szituációkba való még mélyebb belemerülést

A ló nazogasztrikus intubáció és nyak vénapunkciós IM injekció könnyen eltávolítható a ló testéről, és önálló egységként használható külön is megvásárolható.

Jellemzők:

- Nyaki vénapunkció tapintható vénákkal, amelyek több beszúrást is kibírnak (szimulációhoz 20 vagy 22-es tű ajánlott)
- Könnyen cserélhető latex vénacső, amely több beszúrást is elvisel; 5 vénakészletet tartalmaz
- Mechanikus nyomásfokozó rendszer biztosítja a pozitív nyomást a vérvételhez
- Hosszútávon tartós, könnyen eltávolítható, mosható, cserélhető bőrborítás sörénnyel
- IM hely, amely több beszúrást is kibír, és lehetővé teszi a folyadék-befecskendezést
- Lágyszilikon fej rugalmas fülekkel és részletesen kidolgozott anatómiával, mely bemutatja az arcinjekciós pontokat, valamint alkalmas a zabla rögzítésére
- Gördülő állvány, melynek magassága, előre dőlése és 90 fokos elforgatása állítható

Ló dystocia szimulátor 1025586

CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK

A mesterséges megtermékenyítés technikáit a Palpációs panel ló teriogenológiai uterus készlettel beszerzésével alkalmazhatja. Az Ló uterus szett cserélhető petefészkeket tartalmaz.



HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE MERÜLNE FEL, VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, SZEKKENLJEN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com