



AT ZOR DOĞUM SİMÜLATÖRÜ

AT NAZOGASTRİK ENTÜBASYONU,BOYUN VENİPUNKTÜRÜ VE İNTRAMÜSKÜLER ENJEKSİYON

VSI At Zor Doğum Simülatörü, klinik sonuçları iyileştirmeye yönelik veteriner simülatör koleksiyonumuza en son eklenen üründür. Doğruluk ve işlevselliği esas alarak tasarlanmış; dişi at ve tay, boyut ile vücut yapısı açısından gerçeğe uygun şekilde modellenmiştir. Tay, çeşitli pozisyonlara getirilebilmesini sağlayan eklemlili iskelet sistemiyle donatılmış olup, öğrencilerin canlı ortamda doğum güçlüğü senaryolarını gerçekleştirirken ihtiyaç duyacakları güveni kazanmalarına olanak tanımaktadır. Nazogastrik entübasyon ve venipunktür simülasyonları gerçekleştirilebilme özellikleri de son modelimize eklenmiştir. VSI At Rahim Seti, VSI At Zor Doğum Simülatörü ile uyumlu çalışarak, at klinik beceri eğitim programına çok yönlü ve pratik bir katkı sunmaktadır.



ATIN VÜCUT ÖZELLİKLERİ

- Standart 15 el Quarter Horse modeli olarak tasarlanmıştır
- Çelik takviyeli epoksi/Cam elyafı yapısı, temizlik kolaylığı sağlamak amacıyla suya dayanıklı bileşenler
- Omuz yüksekliği 1,36 m, burun ile kuyruk arasındaki mesafe 2,44 m; en geniş nokta 0,8 m'dir
- Şişirilebilir tay hava yatağı destek sistemi
- Şeffaf vinil rahim torbası
- Yumuşak ve dayanıklı doğum perineum paneli
- Replika pelvis
- Yastıklı fetal çıkartıcı, obstetrik zincir, baş tutucu ve iniş matı
- Değiştirilebilir ped ile abdominosentez fonksiyonu; sıvı deposu ve elle hissedilebilen linea

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR

- Doğum Panel Montajı 1025591
- Hava Yatağı 1025588
- Pelvik Hava Kesesi 1025598
- Tay 1025587



İLK GÜN BECERİLERİ & ÜRÜN FAYDALARI

Öğrenciler, tay pozisyonlandırması ve palpasyonu konusunda güven kazanarak pratik yapacaklardır.

- 34kg (75lbs) tay boyutu
- Entübasyon tüpü için hava yolu
- Rektal palpasyon
- Dayanıklı, esnek ve temizlemesi kolay deri
- At uterus setiyle uyumlu; yapay döllenme eğitimi yükseltme kiti ve çoklu aşamalı yumurtalık palpasyonu uygulamasına imkan tanıma
- Boyutu gerçekçi ve estetik açıdan hoş olup, eğitim senaryolarında daha iyi bir bütünleşme sağlama

At Nazogastrik Entübasyon ve Boyun Venipunktürü/IM Enjeksiyon, at vücudundan çıkarılabilir ve tek başına bir ünite olarak kullanılabilir. Ayrı olarak satın alınabilir.

Özellikler şunları içerir:

- Juguler venepunktür; çoklu delmelere dayanabilen elle hissedilebilir damarlar (simülasyon için 20 veya 22 gauge iğne önerilir)
- Kolayca değiştirilebilen, çoklu delmeye dayanıklı lateks damar tüpü; 5 damar seti
- Mekanik basınçlandırma sistemi, kan çekme işlemi için pozitif basınç sağlama
- Uzun ömürlü, kolayca çıkarılabilen, yıkanabilen ve değiştirilebilen yeleli deri kaplama
- Çoklu delmelere dayanıklı ve sıvı enjeksiyonlarına uygun IM bölgesi
- Yumuşak silikon kafa; esnek kulakları ve iyi tasarlanmış anatomisi ile yüz enjeksiyon noktalarını gösterme ve eyer kullanımına olanak tanıma
- Ayarlanabilir yükseklik, öne eğim ve 90 derece dönebilen tekerlekli stand

At Distosia Simülatörü 1025586

GELİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR

Yapay Döllenme teknikleri, At Teriyojenolojisi Palpasyon Paneli Rahim Seti'nin satın alınmasıyla uygulanabilir. At Rahim Seti, inter-değiştirilebilir yumurtalıklar içerir.



EĞER HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA VEYA DESTEĞE İHTİYAÇ DUYUYORSANIZ, LÜTFEN BURAYI TARAYIN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com