



PFERDEHALS-MODELL ZUR VENENPUNKTION UND I.M. INJEKTION

Das VSI-Modell für venöse Punktion und intramuskuläre Injektionen am Pferdehals ist ein unverzichtbares Instrument in der tiermedizinischen Ausbildung; ein hochrealistischer und lebensgroßer Simulator für praktisches Fertigkeitstraining. Dank seiner detailliert anatomischen Präzision ermöglicht dieser fortschrittliche Simulator den Studierenden, wesentliche Verfahren wie Blutabnahmen, Katheterplatzierungen und intramuskuläre Injektionen, präzise und selbstsicher zu üben.

Produktmerkmale:

- Punktion der Vena jugularis mit tastbaren Venenstrukturen
- Widerstandsfähiger Venen-Schlauch aus Latex, mehrfach punktierbar und austauschbar
- Das mechanische System ermöglicht es, die Venen unter Druck zu setzen
- Langlebiger, leicht entfernbarer, waschbarer, austauschbarer Hautbezug mit Mähne
- Intramuskulärer Bereich, der für Flüssigkeitsinjektionen konzipiert ist und mehreren Punktionen standhält
- Weicher Silikonkopf mit flexiblen Ohren und detaillierter Anatomie zur Darstellung von Injektionsstellen im Gesichtsbereich; geeignet zur Anbringung eines Halfters
- Rollständer, höhenverstellbar, neigbar in rostraler Richtung und um 90 Grad drehbar

Pferdehals-Modell zur Venenpunktion und i.m. Injektion auf verstellbarem Rollenstativ | 1025599



Kompetenztraining von Anfang an & Produktvorteile:

• Venenpunktionstraining

Üben Sie das Isolieren und Abtasten der Jugularvene, um präzise Blutabnahmen und eine exakte Katheterplatzierung zu ermöglichen

• Intramuskuläre Injektionen

Optimieren Sie Ihre Injektionstechniken unter Anwendung präziser anatomischer Orientierungspunkte

Es wird empfohlen, eine kleinere Nadelstärke (20–22 Gauge) zu verwenden, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit des Modells zu gewährleisten.

Austauschbare Teile:

Intramuskuläre Injektionspads für Pferde (2er-Set) | 1025600

Jugularvenen für Pferde (10er-Set) | 1025577

Hautabdeckung für die venöse Punktion am Pferdehals mit Mähne, Schwarz | 1025570



FALLS SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,
SCANNEN SIE BITTE HIER.



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com