



AT BOYUN DAMARINDAN KAN ALIMI & KAS İÇİ ENJEKSİYON MODELİ

VSI At Boyun Venipunktür ve Kas İçi Enjeksiyon Modeli, veteriner klinik eğitimi için temel bir araç olup, uygulamalı beceri gelişimini desteklemek amacıyla son derece gerçekçi ve cana yakın boyutta bir platform sunmaktadır. Detaylı anatomik doğrulukla tasarlanan bu gelişmiş simülatör, öğrencilere kan çekimi, kateter yerleştirme ve kas içi enjeksiyon gibi temel prosedürleri hassasiyet ve güvenle uygulama imkânı sağlamaktadır.

Ürün Özellikleri:

- Elle hissedilebilen damarlarla juguler venipunktür
- Birden fazla iğne batımına dayanabilen, değiştirilebilir dayanıklı lateks damar tüpü
- Mekanik sistem damarların basınçlandırılmasını sağlar
- Uzun ömürlü, kolayca çıkarılabilir, yıkanabilir ve değiştirilebilir yele kaplamalı deri örtü
- Sıvı enjeksiyonlarını kabul etmek üzere tasarlanmış, birden fazla iğne batımına dayanıklı intramüsküler enjeksiyon alanı
- Esnek kulaklara sahip yumuşak silikon kafa ve özenle modellenmiş anatomi, yüz enjeksiyon noktalarını gösterir ve bir dizgiyi kabul eder
- Yükseklik, rostral eğim ve 90 derece rotasyon için ayarlanabilir tekerlekli destek ünitesi

At Boynu Venipunktürü ve İntramüsküler Enjeksiyon Destek Aparatıyla | 1025599

+

İLK GÜN BECERİLERİ VE ÜRÜN FAYDALARI:

• Venipunktür Eğitimi

Doğru kan alma ve kateter yerleştirme işlemleri için juguler damarı izole edip palpasyon pratiği yapın

• Kas İçi Enjeksiyonlar

Kesin anatomik referans noktalarına dayalı enjeksiyon tekniklerinizi geliştirin


Modelin optimal performansı ve uzun ömürlülüğü için daha küçük iğne boyutu (20–22 gauge) kullanılması önerilir

Değiştirilebilir Parçalar:

At İntramüsküler Pedler (2'li Set) | 1025600

At Juguler Damarlar (10'lu Set) | 1025577

At Boyun Venipunktür Deri Örtüsü, Yeleli, Siyah | 1025570



EĞER HERHANGİ BİR SORUNUZ VEYA DESTEĞE İHTİYACINIZ VARSA,
LÜTFEN BURAYI TARAYIN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com