



Theriogenologie-Modell (Mutterschaf)

Fortgeschrittenes Training für künstliche Befruchtung & reproduktive Verfahren

Das VSI Theriogenologie-Modell Southdown Mutterschaf ist ein realistisches, anatomisch genaues Trainingsmodell entwickelt für die fortgeschrittene Ausbildung in künstlicher Insemination (KI) und in reproduktiver Anatomie. Dieser robuste Simulator bildet die hintere Anatomie eines Southdown-Mutterschafs präzise nach und verfügt über eine Silikon-Gebärmutter, ein funktionelles Euter sowie austauschbare Komponenten zur praxisnahen Ausbildung in der Theriogenologie.

Ideal sowohl für Studierende als auch für Fachkräfte, liefert das Modell realitätsgetreues Feedback und unterstützt mehrere KI-Techniken — einschließlich vaginaler, zervikaler und transzervikaler intrauteriner Insemination — und gewährleistet so eine umfassende, praxisorientierte Ausbildung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Hergestellt aus Epoxidharz/Fiberglas, bildet die hintere Anatomie eines Southdown-Schafs genau nach.
- Weiche Perineum-Einheit für die künstliche Besamung, Replikat des Beckens und flexibler, abnehmbarer Schwanz für realistische Handhabung.
- Langlebige Silikon Gebärmutter mit Gebärmutterhals, breitem Uterusligament und mehrstufigen Eierstöcken, die Follikel und Gelbkörper zeigen.
- Funktioneller Euter mit Milchtank zur Simulation mastitischer Milch.
- Möglichkeit, Euterschläuche anzubringen, um die Realitätsnähe der Simulation zu erhöhen.
- Austauschbare Komponenten für eine längere Nutzung in der Ausbildung.
- Einfach zu montieren, zu reinigen und zu warten.
- Gebrauchsanleitung mit Übersicht der Merkmale Ihres Modells.

Theriogenologie-Modell Southdown Mutterschaf | 1025604



KOMPETENZEN VOM ERSTEN TAG AN & PRODUKTVORTEILE

- Vaginale, zervikale und transzervikale Techniken der künstlichen Besamung üben mit realistischem anatomischem Widerstand.
- Taktile Vertrautheit mit den Fortpflanzungsstrukturen des Mutterschafs entwickeln, einschließlich Gebärmutter, Gebärmutterhals und Eierstöcke.
- Praktische Erfahrung in der Untersuchung des Euters, beim Melken, und in der Simulation von Mastitis mit dem funktionalen Eutersystem sammeln.
- Palpationsfähigkeiten und die Fähigkeit zur Erkennung reproduktiver Anatomie stärken.

AUSTAUSCHBARE TEILE

Southdown-Mutterschaf Eierstock-Set | 1025611
Southdown-Mutterschaf Fortpflanzungstrakt-Baugruppe | 1025613
Southdown-Mutterschaf Schwanz | 1025614
Southdown-Mutterschaf Zitzen | 1025615



10/2025

WENN SIE FRAGEN HABEN ODER UNTERSTÜTZUNG BENÖTIGEN,
SCANNEN SIE BITTE HIER



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](https://www.3bscientific.com)