



## Modèle De Thériogénie Pour Brebis

### Formation Avancée À L'Insémination Artificielle & Aux Procédures De Reproduction

Le modèle VSI de thériogénie pour brebis Southdown est un outil de formation réaliste et fidèle sur le plan anatomique développé pour la formation avancée en insémination artificielle (IA) et pour l'enseignement de l'anatomie de la reproduction. Précisément reproduisant fidèlement l'anatomie postérieure d'une brebis Southdown, ce simulateur durable comprend un utérus en silicone, un pis fonctionnel et des composants remplaçables pour offrir un apprentissage pratique et réaliste en thériogénie.

Idéal tant pour les étudiants que pour les professionnels, le modèle fournit des retours réalistes et prend en charge plusieurs techniques d'IA — y compris l'insémination vaginale, l'insémination cervicale et l'insémination intra-utérine transcervicale — assurant une formation complète et pratique.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Construit en résine époxy/fibre de verre, reproduisant fidèlement l'anatomie postérieure d'une brebis Southdown.
- Panneau périnéal souple pour l'insémination artificielle, réplique du bassin et queue flexible et amovible pour une manipulation réaliste.
- Utérus en silicone durable avec col utérin, ligament large et ovaires à plusieurs stades montrant des follicules et un corps jaune.
- Pis fonctionnel avec réservoir à lait pour simuler du lait mastitique.
- Possibilité d'ajouter une tubulure au pis pour accroître le réalisme de la simulation.
- Composants remplaçables pour un usage prolongé en formation.
- Facile à assembler, à nettoyer et à entretenir.
- Livret d'instructions décrivant les caractéristiques de votre modèle.

Modèle de thériogénologie Southdown

| 1025604



### COMPÉTENCES DU PREMIER JOUR & AVANTAGES DU PRODUIT

- Entraînez-vous aux techniques d'insémination artificielle par voie vaginale, cervicale et transcervicale avec une résistance anatomique réaliste.
- Développez une familiarité tactile avec les structures reproductrices de la brebis, y compris l'utérus, le col de l'utérus et les ovaires.
- Acquérez une expérience pratique de l'examen de la mamelle, de la traite, et de la simulation de mammite à l'aide du système mammaire fonctionnel.
- Renforcez les compétences en palpation et en identification de l'anatomie reproductive.

### PIÈCES REMPLAÇABLES

Ensemble D'Ovaires De Brebis Southdown

| 1025611

Ensemble De L'Appareil Reproducteur

De La Brebis Southdown

| 1025613

Queue Modèle Southdown

| 1025614

Mamelons Modèle Southdown

| 1025615



10/2025

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS OU BESOIN D'ASSISTANCE,  
VEUILLEZ SCANNER ICI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](https://www.3bscientific.com)