



Anyajuh Teriogenológiai Modell

Haladó Képzés a Mesterséges Megtermékenyítés & Reprodukciós Eljárások Területén

A VSI Southdown anyajuh teriogenológiai modell valósághű, anatómiailag pontos képzési eszköz amelyet fejlett mesterséges termékenyítés (AI) és a reprodukív anatómia oktatásához fejlesztettek. Pontosan leképezve a Southdown anyajuh hátsó részének anatómiáját, ez a tartós szimulátor szilikon méhet, működő tőgyet és cserélhető alkatrészeket tartalmaz, hogy valósághű, gyakorlati képzést biztosítson a teriogenológiában.

Ideális mind a hallgatók, mind a szakemberek számára, a modell élethű visszajelzést ad, és többféle mesterséges megtermékenyítési technikát támogat — beleértve a vaginális, cervikális és transzcervikális intrauterin inszeminációt — így biztosítva a teljeskörű, gyakorlati képzést.

MŰSZAKI ADATOK

- Epoxi/üvegszál as anyagból készült, pontosan visszaadva a Southdown anyajuh hátsó anatómiáját.
- Puha, mesterséges megtermékenyítéshez (AI) készült gátpanel, utánzó medence és rugalmas, levehető farok a realisztikus kezeléshez.
- Tartós szilikon méh méhnyakkal, széles méhszalaggal, és többstádiumú petefészkekkel, amelyek tüszőket és sárgatestet mutatnak.
- Funkcionális tőgy tejtartállyal a mastitiszes tej szimulálására.
- Lehetőség tőgycsövezésre a szimuláció valóságosságának növelésére.
- Cserélhető alkatrészek a hosszabb távú képzéshez.
- Könnyen összeszerelhető, tisztítható és karbantartható.
- Használati útmutató, amely ismerteti a modell jellemzőit.

Southdown Teriogenológiai Modell

| 1025604



ELSŐ NAPI KÉSZSÉGEK & TERMÉKELŐNYÖK

- Gyakorolja a hüvelyi, méhnyaki és transzcervikális mesterséges inszeminációs technikákat valóságos anatómiai ellenállással.
- Fejlessze tapintási jártasságát az anyajuh reproduktív szerveiben, beleértve a méhet, a méhnyakat és a petefészkeket.
- Szerezzen gyakorlati tapasztalatot a tőgyvizsgálatban, fejésben, és a tőgygyulladás-szimulációban a funkcionális tőgyrendszer használatával.
- Erősítse a tapintási és a reproduktív anatómia azonosítási készségeit.

CSERÉLHETŐ ALKATRÉSZEK

Southdown Anyajuh Petefészkek Készlet

| 1025611

Southdown Anyajuh Ivarszervek Összeállítás

| 1025613

Southdown Modell Farok

| 1025614

Southdown Modell Tőgybimbók

| 1025615



10/2025

HA BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAN VAGY SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE,
KÉRJÜK, ITT SZKENNELJEN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com