



Modello Di Teriogenologia Per Pecora

Formazione Avanzata Per L'Inseminazione Artificiale & Le Procedure Riproduttive

Il VSI Southdown Ewe Theriogenology Model è uno strumento di formazione realistico, anatomicamente accurato sviluppato per la formazione avanzata all'inseminazione artificiale (IA) e per l'insegnamento dell'anatomia riproduttiva. Replicando con precisione l'anatomia posteriore di una pecora Southdown, questo simulatore durevole presenta un utero in silicone, una mammella funzionale e componenti sostituibili per offrire un apprendimento pratico e realistico in teriogenologia.

Ideale sia per studenti che per professionisti, il modello fornisce un feedback realistico e supporta più tecniche di inseminazione artificiale — tra cui l'inseminazione vaginale, l'inseminazione cervicale e l'inseminazione intrauterina transcervicale — garantendo una formazione pratica e completa.

SPECIFICHE TECNICHE

- Realizzato in resina epossidica/vetroresina, riproducendo accuratamente l'anatomia posteriore di una pecora Southdown.
- Pannello perineale morbido per IA, replica del bacino e coda removibile e flessibile per una manipolazione realistica.
- Utero in silicone resistente con cervice, legamento largo e ovaie a stadi multipli che mostrano follicoli e corpo luteo.
- Mammella funzionale con serbatoio del latte per simulare il latte mastitico.
- Possibilità di inserire tubazioni mammarie per aumentare il realismo della simulazione.
- Componenti sostituibili per un uso prolungato in ambito formativo.
- Facile da assemblare, pulire e mantenere.
- Libretto di istruzioni che illustra le caratteristiche del tuo modello.

Modello di Teriogenologia Southdown

| 1025604



COMPETENZE DEL PRIMO GIORNO & VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Praticare tecniche di inseminazione artificiale vaginale, cervicale e transcervicale con una resistenza anatomica realistica.
- Sviluppare familiarità tattile con le strutture riproduttive della pecora, tra cui l'utero, la cervice e le ovaie.
- Acquisire esperienza pratica nell'esame della mammella, nella mungitura, e nella simulazione della mastite utilizzando il sistema mammario funzionale.
- Rafforzare le competenze di palpazione e di identificazione dell'anatomia riproduttiva.

PARTI SOSTITUIBILI

Set di ovaie per pecora Southdown

| 1025611

Modello dell'apparato riproduttivo per pecora Southdown

| 1025613

Modello di coda per pecora Southdown

| 1025614

Modello di capezzoli per pecora Southdown

| 1025615



10/2025

SE HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA, PER FAVORE SCANSIONA QUI



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com