



Modelo de Teriogenologia Ovina

Treinamento Avançado em Inseminação Artificial & Procedimentos Reprodutivos

O Simulador de Teriogenologia Ovina VSI Southdown é uma ferramenta de treinamento realista e anatomicamente precisa desenvolvida para a prática de inseminação artificial avançada (IA) e para o ensino da anatomia reprodutiva. Reproduzindo com precisão a anatomia posterior de uma ovelha Southdown, este simulador durável apresenta um útero em silicone, úbere funcional e componentes substituíveis para proporcionar aprendizagem prática e realista em teriogenologia.

Ideal para estudantes e profissionais, o modelo oferece retorno tátil realista e permite a prática de diversas técnicas de AI — incluindo inseminação intrauterina vaginal, cervical e transcervical — assegurando um treinamento abrangente e de alto realismo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Construído em epóxi/fibra de vidro, reproduzindo com precisão a anatomia posterior de uma ovelha Southdown.
- Painel perineal macio artificial, pelve em réplica e cauda removível e flexível para manuseio realista.
- Útero em silicone resistente, com colo uterino, ligamento largo e ovários em diferentes estágios, demonstrando folículos e corpo lúteo.
- Úbere funcional com reservatório de fluido para simular leite e condições como mastite.
- Permite a instalação de tubulação no úbere para aumentar o realismo da simulação.
- Componentes substituíveis, garantindo uso prolongado em treinamentos.
- Fácil de montar, limpar e manter.
- Acompanha livreto de instruções descrevendo as características do modelo.

Modelo de Teriogenologia Southdown

| 1025604



COMPETÊNCIAS DO PRIMEIRO DIA & BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Pratique técnicas de inseminação artificial — vaginal, cervical e transcervical — com resistência anatômica realista.
- Desenvolva familiaridade tátil com as estruturas reprodutivas da ovelha, incluindo o útero, o colo uterino e os ovários.
- Adquira experiência prática em exames do úbere, ordenha e simulação de mastite, utilizando o sistema de úbere funcional.
- Aprimore as habilidades de palpação e identificação da anatomia reprodutiva.

PEÇAS SUBSTITUÍVEIS

Conjunto de Ovários de Ovelha Southdown

| 1025611

Conjunto do Trato Reprodutor de Ovelha Southdown

| 1025613

Modelo de Cauda Southdown

| 1025614

Mamilos do Modelo Southdown

| 1025615



10/2025

SE TIVER ALGUMA DÚVIDA OU PRECISAR DE SUPORTE, POR FAVOR
CANEIE AQUI



ES-



3B Scientific Group

Brasil 3B Scientific Imp. E Exp. Ltda. · Rua Landmann, 92 B · Costa e Silva ·
CEP 89217-420 Joinville - SC · Brasil · 3bscientific.com