



Модель овечьей териогении

Продвинутый курс по искусственному осеменению и репродуктивным процедурам

Модель VSI Southdown Ewe по териогенологии — реалистичное, анатомически точное учебное средство, разработанное для углубленного обучения искусственному осеменению (AI) и изучения репродуктивной анатомии. Точно воспроизводя заднюю анатомию овцы породы Southdown, этот прочный симулятор оснащён силиконовой маткой, функциональным выменем и сменными компонентами, обеспечивающими реалистичное практическое обучение в териогенологии.

Идеально подходит как для студентов, так и для профессионалов, модель обеспечивает реалистичную обратную связь и поддерживает несколько методов искусственного осеменения — включая вагинальное, цервикальное и трансцервикальное внутриутробное осеменение — что обеспечивает всестороннее практическое обучение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Изготовлен из эпоксидной смолы/стеклопластика, точно воспроизводя заднюю анатомию овцы породы Саутдаун.
- Мягкая перинеальная панель для искусственного осеменения (AI), реплика таза и гибкий съёмный хвост для реалистичной отработки манипуляций.
- Долговечная силиконовая матка с шейкой матки, широкой маточной связкой и многостадийными яичниками с видимыми фолликулами и жёлтым телом.
- Функциональное вымя с резервуаром для имитации маститного молока.
- Возможность оснащения вымени трубками для повышения реалистичности моделирования.
- Сменные компоненты для длительного использования в учебных целях.
- Легко собирается, чистится и обслуживается.
- Инструкционная брошюра, описывающая особенности вашей модели.

Териогенологическая модель Southdown

| 1025604



ПРАКТИКУЕМЫЕ НАВЫКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Практиковать техники вагинального, цервикального и транцервикального искусственного осеменения с реалистичным анатомическим сопротивлением.
- Развить тактильную чувствительность к репродуктивным органам овцы, включая матку, шейку матки и яичники.
- Приобрести практический опыт осмотра вымени, доения, и моделирования мастита с помощью функциональной модели вымени.
- Укрепить навыки пальпации и идентификации репродуктивной анатомии.

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ДЕТАЛИ

Набор яичников овцы породы Southdown

| 1025611

Анатомическая модель репродуктивного тракта овцы породы

| 1025613

Модель хвоста овцы породы Southdown

| 1025614

Модель сосков овцы породы Southdown

| 1025615



10/2025

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА, ПОЖАЛУЙСТА, ОТСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · [3bscientific.com](https://www.3bscientific.com)