



Dişi Koyun Üreme Modeli

Yapay İnseminasyon & Üreme Prosedürleri için İleri Düzey Eğitim

VSI Southdown Dişi Koyun Teriyogenoloji Modeli, gerçekçi, anatomik olarak doğru bir eğitim aracıdır. İleri düzey yapay tohumlama (AI) ve üreme anatomisi eğitimi için geliştirilmiştir. Hassas bir şekilde Southdown dişi koyunun arka bölge anatomisini taklit eden bu dayanıklı simülatör, silikon bir rahim, işlevsel bir meme ve değiştirilebilir bileşenlere sahiptir; böylece teriyogenolojide gerçekçi, uygulamalı öğrenim sağlar.

Hem öğrenciler hem de profesyoneller için ideal olan model, gerçeğe yakın geri bildirim sağlar ve vajinal, servikal ve transservikal intrauterin inseminasyon dahil olmak üzere birden fazla AI tekniğini destekleyerek kapsamlı, pratik eğitim sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Epoksi/fiberglas malzemeden üretilmiş, doğru şekilde Southdown dişi koyunun arka anatomisini taklit eder.
- Gerçekçi kullanım için yumuşak yapay tohumlama (AI) perine paneli, pelvis replikası ve esnek, çıkarılabilir kuyruk.
- Dayanıklı silikon uterus, serviks, geniş bağ ve follikülleri ve korpus luteumu gösteren çok aşamalı yumurtalıklar.
- Mastitisli sütü simüle etmek için süt tankı bulunan fonksiyonel meme.
- Simülasyonun gerçekçiliğini artırmak için meme tüplendirme imkanı.
- Uzun süreli eğitim kullanımı için değiştirilebilir bileşenler.
- Kurulumu, temizliği ve bakımı kolay.
- Modelinizin özelliklerini özetleyen kullanım kılavuzu.

Southdown Teriogenoloji Modeli

| 1025604



İLK GÜN BECERİLERİ & ÜRÜN FAYDALARI

- Vajinal, servikal ve transservikal suni tohumlama tekniklerini gerçekçi anatomik dirençle uygulayın.
- Dişi koyunun üreme yapılarına dokunsal aşinalık kazanın, rahim, serviks ve yumurtalıklar dahil.
- Meme muayenesi, sağım, ve mastitis simülasyonunda fonksiyonel meme sistemi kullanarak uygulamalı deneyim kazanın.
- Palpasyon ve üreme anatomisi tanımlama becerilerini güçlendirin.

DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARÇALAR

Southdown Dişi Koyun Yumurtalık Seti

| 1025611

Southdown Dişi Koyun Üreme Kanalı Montajı


| 1025613

Southdown Kuyruk Modeli

| 1025614

Southdown Meme Uçları Modeli

| 1025615



10/2025

HERHANGİ BİR SORUNUZ VARSA VEYA DESTEĞE İHTİYACINIZ OLURSA,
LÜTFEN BURAYI TARAYIN



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com