



СИМУЛЯТОР ДИСТОЗИИ ОВЦЫ ПОРОДЫ SOUTHDOWN

Симулятор дистозии у овец Southdown VSI — новое дополнение к нашей линейке обучающих средств с высокой степенью реализма, которым доверяют преподаватели ветеринарии по всему миру. Разработанный с акцентом на точность и функциональность, симулятор дистозии у овец Southdown VSI реалистичен как по размерам, так и по конформации. Ягнята оснащены стальным сочленённым скелетом, который позволяет размещать их в различных позах, представляя студентам возможность приобрести уверенность, необходимую для проведения сценариев дистозии в условиях реального взаимодействия — повышая клиническую компетентность и способствуя защите как овцы, так и ягненка.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высота 35", длина 54" и максимальная ширина 18"
- Модель из стекловолокна с усиленными стальными элементами; водостойкие компоненты обеспечивают легкую очистку
- Съемный люк для удобного доступа
- Взаимозаменяемые детали для проведения различных симуляций
- Надувная опора для воздушной кровати ягненка
- Виниловый маточный мешок
- Мягкая и прочная панель промежности для родов
- Гибкий съемный хвост
- Реплика таза
- Захват для головы и мат для приземления
- Инструкция с описанием особенностей вашей модели

СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ

- Панель родового промежности 1025610
- Комплект матки овцы 1025607
- Вымена 1025615
- Стандартный хвост 1025615
- Маточный мешок 1025617
- Ягненок 1025618/1026066/1026068



НАВЫКИ ПЕРВОГО ДНЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Студенты могут отрабатывать размещение ягнят в различных положениях для имитации разных вариантов дистокции
- Вымя позволяет студентам практиковаться в установке трубок и их очистке
- Нанесение имитированных мазей для лечения инфекции
- Позиционирование ягнят и пальпация
- В комплект входят артикулируемые ягнята породы саутдаун среднего размера. Металлический каркас позволяет приложить необходимое усилие для их позиционирования.
- Проход для интубационной трубки
- Ориентир пуповины для указания места инъекции
- Натуральный полный хвост для индикации процедуры обрезки хвоста
- Прочная, гибкая и легко очищаемая кожа
- Совместим с комплектом Ewe Uterus Set для повышения квалификации по искусственному осеменению
- Реалистичный по размеру и эстетически привлекательный, что способствует более глубокому погружению в учебный процесс
- Больших и маленьких ягнят можно приобрести отдельно
- Большой – самец; Средний – самка; Маленький – самец

Симулятор дистокции для овец породы Southdown 1025616

КОМПОНЕНТЫ, ПОДДАЮЩИЕСЯ МОДЕРНИЗАЦИИ

- Практические навыки искусственного осеменения можно отрабатывать с использованием набора «Ewe Theriogenology Uterus Set». Набор для овечьей матки включает сменные яичники.
- Подходит для обучения искусственному осеменению



ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ИЛИ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ПОДДЕРЖКА, ПОЖАЛУЙСТА, ПРОСКАНИРУЙТЕ ЗДЕСЬ



3B Scientific Group

Headquarters · Ludwig-Erhard-Strasse 20 · 20459 Hamburg · Germany · 3bscientific.com